

ADA Lap

Pyörätuolitarjotin ja lisävarustejärjestelmä



Ratkaisu aktiiviseen elämään

ADA Lap -pyörätuolitarjotin ja lisävarustejärjestelmä on suunniteltu auttamaan pyörätuolin käyttäjiä arkisissa tehtävissä ja mahdollistamaan aktiivisemmän elämän. ADA Lap tarjoaa käyttömukavuutta, helppokäyttöisyyttä ja monia erilaisia liitettäviä osia.

ADA Lap liukuu suoraan pyörätuolin istuintyynyn alle. Kevyt perusosa on erittäin kestävä ja vaivaton asentaa. Se pysyy paikallaan käyttäjän painon avulla, mutta laipan esiporatut reiät mahdollistavat myös pysyvän kiinnityksen.

Korkeuden säätö tapahtuu pikalukituslavalta, ja pystytanko on helppo irrottaa siirtymistä varten. Perusosan voi kääntää pystysuunnassa, mikä tarjoaa enemmän jalkatilaa matalammalla asetuksella. ADA Lap voidaan säätää sopimaan useimmille käyttäjille ja sen voi kiinnittää pyörätuolin eteen tai sivulle.



Helppokäyttöinen

Perusosa liukuu pyörätuolin istuimen alle ja pysyy paikallaan käyttäjän painon avulla. Sopii moniin pyörätuoleihin istuinleveydestä riippumatta.

Laaja lisävarustevalikoima

ADA Lapiin liitettävät lisävarusteet mahdollistavat monenlaiset toiminnot arjessa ja harrastuksissa. Katso lisävarustevalikoima seuraavalta sivulta.



Lisävarusteet

ADA Lap -lisävarustejärjestelmän varustevalikoima on laaja, ja tarjoaa helpotusta moniin arjen toimintoihin ja harrastuksiin.



Angle Adapter - Voidaan käyttää muiden lisävarusteiden kallistamiseen. Levy on päällystetty irrotettavalla tarrapinnalla. Käytetään jatkovarren kanssa.




The Lap Shopper - ostoskori



SNAP Lap Desk - Salkkumallinen työskentelyalusta



Ruokailutarjotin



Lexan Tray - läpinäkyvä kirjoituslusta



Jatkovarsi - saatavana 12" ja 18" pituisena. Jatkovarressa on kiinnike kamerakiinnikkeelle, sateenvarjon pidikkeelle, kulmasovittimelle ja vapapidikkeelle.



Kamerakiinnike - mahdollistaa pienet korkeussäädöt sekä kamerasäätöjen. Voidaan ADA Lap -järjestelmän (jatkovarrella) kanssa tai erillisenä.



Sateenvarjokiinnike - Käytettäväksi jatkovarren kanssa. Sis. sateenvarjon.

Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2026



Asiakaspalvelu:
09-350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosat:
09-350 76 312
varaosat@campmobility.fi

Huolto:
09-350 76 313
huolto@campmobility.fi