



## e-walk – avustajan työntöapumoottori

.....  
*DECON e-walk* on avustajalle tarkoitettu työntöapumoottori. Se voidaan asentaa useimpiin pyörätuolimalleihin mallikohtaisen adapterin avulla. Adapterin asentamisen jälkeen laitteen irrottaminen ja kiinnittäminen sujuu muutamassa sekunnissa.

**e-walk:ia** hallitaan kaasukahvalla, jossa on nopeudensäätö, suunnanvaihto ja virran katkaisin. Kahvassa on myös näyttö, joka kertoo akkujen lataustilan. Saatavana 2 eri mallia. Matalassa mallissa tehokkaat NIMH-akut, joiden ansiosta ajomatka on pidempi ja laitteen paino kevyempi.

Sopii pyörätuoleihin joiden istuinleveys 38–60 cm.  
Max.käyttäjäpaino 150 kg.  
Ajomatka 22 km.

Katso oikea adapteri  
pyörätuolimallisi:  
[www.decon.se/e-walk](http://www.decon.se/e-walk)

## Ominaisuudet



Puhkeamattomat 200x50 mm pyörät ja 75x22 mm etupyörät

## Työntöapumoottori avustajalle

DECON e-walk:n suurin mahdollinen nopeus valitaan säätimen avulla. Mitä kovempaa vipua painetaan, sitä nopeammaksi vauhti muuttuu, mutta valittua suurinta nopeutta ei voi ylittää. Kun vipu vapautetaan, moottori jarruttaa automaattisesti.



Nopeutta säädetään vivun avulla kuvassa näkyvällä tavalla.



e-walk toimitukseen kuuluu avustajan ohjain, ajoyksikkö, akku ja laturi. Takuu 2 vuotta.

## Tekniset tiedot



**Nopeus**  
6 km/h  
(taakse  
2,6 km/h)



**Ajomatka**  
22 km



**LifePo4**  
24V 15Ah  
**Lyijyakku**  
2 x 12V 12 Ah  
**Moottori**  
24V 200W



**Paino ilman akkua**  
15,4 kg



**Max.käyttäjäpaino**  
150 kg

CE



**decon**  
Creating Freedom

Valmistaja: Decon Wheel AB  
Södra Ekeryd 115, 314 93 Hyltebruk, Ruotsi  
p. +46 345 40880  
www.decon.se

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2019 Camp Mobility Finland