

# ECO TRAVEL

FIKSU TAPA MATKUSTAA



REHASENSE

UUSI  
TUOTE!



# ECO TRAVEL

## KOMPAKTI & MATKUSTUSYSTÄVÄLLINEN

**Uusi Rehasense ECO TRAVEL ajokeula manuaalipyörätuoleihin** – teille, jotka etsitte parempaa liikkuvuusratkaisua tien päälle. Suunniteltu erityisesti (lento) matkustukseen. Mallistomme kevyin ajokeula, joka tarjoaa vertaansa vailla olevan ajomukavuuden ja liikuteltavuuden. ECO TRAVEL muuttaa manuaalipyörätuolin vaivattomasti tehokkaaksi, helposti ohjattavaksi kumppaniksi, joka on täydellinen sekä lyhyille että pitkille matkoille. Kevyt ja kannettava – suunniteltu helppoa lentomatkaa varten. Suuri kapasiteettinen akku, jalkatukiratkaisu, kevyt paino, etukori ja tetrakahvat (optioina). Voit valita kahdesta versiosta **ECO TRAVEL STANDARD** ja **ECO TRAVEL ADVANCED**.

### HELPPO ASENNUS & SUORITUSKYKY

- **Nopea ja helppo asennus:** Modulaarinen asennusjärjestelmä ei vaadi esiasennettuja kiinnikkeitä, mikä mahdollistaa vaivattoman asennuksen.
- **Kustomoitava käyttömukavuus:** Käyttäjästävälliset asetukset, mukaan lukien korkeuden ja pituuden säädöt, varmistavat optimaalisen istuma- ja ajomukavuuden.
- **Paras akunkesto:** Markkinoiden pisin akun toimintasäde kyseisessä luokassa – jopa 45 km vakioakulla.
- **Parannettu stabiliteetti:** 2-haarukkakiinnikettä eturunkoon tarjoaa optimaalisen ajovakauden ja suojan.

### YHTEENSOPIVUUS

- Voidaan käyttää kiinteiden ja kokoontaittuvien manuaali-pyörätuolien kanssa - myös mallien kanssa, joissa on irrotettava jalkatuet!
- Voidaan asentaa lähes kaikkiin markkinoilla oleviin pyörätuolimalleihin.\*
- Sopii eturungon leveyksiin 220-480 mm.

\* Ei suositella käytettävän hiilikuitupyörätuoleissa. Rehasense ei otta vastuuta näistä vahingoista.

### KIINNITYS & IRROTTAMINEN

Nopea telakointi ja irrotus: Koe markkinoiden nopein asennus – nopeasti ja vaivattomasti vain sekunneissa ja olet valmis ajoon!

### TURVALLISUUS

- Kaksoisjarrujärjestelmä (rumpu- ja elektroniset jarrut)
- Sisältää älykkään seurantajärjestelmän vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Suoraan ajolinjaan keskittävä jousimekanismi tekee ajamisesta helppoa ja turvallista.

### VÄRI

Musta



Tehostevärit (vain Advanced):



### TEKNISET TIEDOT

	STANDARD	ADVANCED
<b>Kokonaispaino</b>	13 kg	14 kg
<b>Kuljetuspaino</b>	8 kg	9 kg
<b>Max. käyttäjäpaino</b>	110 kg	
<b>Rengaskoko</b>	8"/200 mm	
<b>Moottoriteho</b>	250 W	350 W
<b>Max. moottorin vääntö</b>	19 Nm	24 Nm
<b>Nopeusmoodit</b>	2 vaihdetta	3 vaihdetta
<b>Max. nopeus</b>	jopa 15 km/h	jopa 20 km/h
<b>Esteenylityskyky</b>	jopa 10% (6°)	
<b>Standard akku</b>	Li-on, 48 V/ 5,8 Ah/ 278 Wh	
<b>Ajomatka</b>	jopa 45 km	
<b>Näyttö</b>	1.34" LCD musta/valk.	1.81" LCD, 4-väri
• Ohjelmointi/asetusoptiot	Ei	Kyllä
• Kieli	Englanti	Monikielinen
• Vakionopeudensäätö	Ei	Kyllä
• Moottorijarrutus (CLC)	Ei	Kyllä
• WALK kävelynopeustoiminto	Ei	Kyllä
<b>Väri/tehostevärit</b>	Musta	5 väri vaihtoehtoa
<b>Ohjaustanko</b>	Kiinteä	Kokoontaittuva
<b>Ohjauspylväs</b>	100 mm, kiinteä pituus	Pituussäädettävä 180-215 mm kokoontaittuva (ilman työkaluja)
<b>Tukijalat</b>	Pyörätön	sis. tukipyörät
<b>Kuljetuslaukku</b>	Saatavana lisävarusteena	Sisältyy toimitukseen

Vaaramme oikeuden muuttaa tarvittaessa tämän esitteen tuotespesifikaatioita.



Rehasensen laatu järjestelmä täyttää sekä ISO 9001- että ISO 13485 -standardit, kuten TÜV NORD on vahvistanut. Rehasensen lääkinnälliset laitteet ovat CE-merkittyjä ja täyttävät EU:n asetuksen 2017/745 (MDR) vaatimukset. Rehasensen lääkinnälliset laitteet ovat UKCA-merkittyjä ja täyttävät MHRA-määräysten vaatimukset.

