

Ylivoimaisesti paras liikkumisen apuväline

Batec sähköiset ajolaitteet ovat mullistava ratkaisu pyörätuolin käyttäjien liikkumiseen:

- ✓ Vaihda liikuntarajoitteisuudesta ja avustajantarpeesta itsenäiseen ja proaktiiviseen elämäntapaan.
- ✓ **2 in 1 ratkaisu:** manuaalituolista ei tarvitse luopua heikentyneiden käsivoimien takia.
- ✓ Ylitä esteet helposti.
- ✓ Kiinnitä ajolaite **muutamassa sekunnissa** sinun ei tarvitse siirtyä apuvälineestä toiseen.
- ✓ Saatavana ohjainvaihtoehdot myös **tetra -ja hemiplegiapotilaille.**



Pyydä ilmainen esittely!
info@campmobility.fi



You CAN get used
to being in a
wheelchair



But not to giving up on

LIFE

www.batec-mobility.com

BATEC MOBILITY S.L.

Illa de Buda, 2
08192 Sant Quirze del Vallès
(Barcelona) - ESPAÑA
93 544 2003
info@batec-mobility.com

Myynti Suomessa:
CAMP MOBILITY
Patamäenkatu 5
33900 Tampere
SUOMI FINLAND
+358 9 350 76 310
info@campmobility.fi

BATEC
MOBILITY



BATEC ELECTRIC 2
Täydellinen tasapaino

BATEC ELECTRIC 2, täydellinen tasapaino

BATEC ELECTRIC 2 on uusin ajolaitteemme. Siinä on viimeisin **Batec Mobility** teknologia ja **18" rengas**, joka on suunniteltu erityisesti tälle mallille. Voit käyttää Batec Electric 2 mallia sekä **kaupunki-** että **off-road-ajossa**.



All-in-1 LCD-näyttö vaihteenvalitsimella.



18" ultra-grip rengas ja alumiini-double-wall vanne



250 RPM 900W korkean vääntömomentin hiiliharjaton moottori + peruutusvaihte. Max. 25 Km/h.



Avid BB5 mekaaniset jarrut, alumiini-vivulla ja seisontajarrulla.



700-lumenin etuvalot parkkivalot / pitkät valot optioilla. Dual LED takavalot seisontatuessa.



Äänitorvi ja USB-portti.



Pikairrotus oikealla helppoon sisäkumin tai renkaan vaihtoon



Irrotettavat QR -painot.



Ajomatka 22 km* 36v – 280 Wh akulla.
Ajomatka 40 km* 36v – 522 Wh akulla.
4A Laturi.




Matta musta alumiini ohjaustanko kokoonlaittomekanismeilla.



G&B ohjaustanko ilman jarruvipuja tetrapleegikoille.



Hemi-ohjaustanko yhden käden (vasen tai oikea) jarruvivulla hemipleegikoille.



VÄRIVAIHTOEHDOT



*Ajomatka laskettu seuraavissa olosuhteissa: 75 kg:n käyttäjä, erittäin kevyt pyörätuoli, tasainen maasto, ei tuulta ja tasainen nopeus 15 km/h. Voi vaihdella + - 20% akusta riippuen. Nro / versio: MM-008 / 3.0