

V-Drive

Sähköinen työntöapu manuaalipyörätuoliin



Images for illustration purposes only. Certain features may be optional.



Opening up new horizons in mobility

Tekniset tiedot V-Drive

istuinleveys	max. nopeus km/h	max. kallistus	ajomatka km	moottori	akku	paino kg	max.käyttäjän paino kg
390 - 480	6 km/h	8°	n. 15 km	150 W	2x12V/ 12Ah	21 kg	135 kg*
500 - 600 (H.D. versio)				200 W (H.D. version)	2x12V/12Ah (H.D. version)	17,4 kg	200 kg* (H.D. versio)

Koot mm, paino kg. Vaihtelu mittatiedoissa (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) mahdollisia.*= sis.pyörätuolin painon

Mukava

V-Drive on suunniteltu helpottamaan manuaalipyörätuolin työntämistä. V-drive tekee kaiken työn avustajan puolesta. V-driven avulla jyrkän mäen ylitys, kaltevat pinnat, kuopat ja pikku matkat ulos... Kaikki tämä on suorastaan helppoa V-Drivella.



Käyttäjystävällinen ohjain varmistaa optimaalisen laadun ja mukavuuden pyörätuolin päivittäiseen käyttöön V-Driven avulla.

V-Drivea on saatavana kaksi versiota. Vakiomalli (max.135 kg) ja Heavy-Duty -versio (jopa 200 kg painoisille).

Asennus

V-Drive on erittäin yksinkertainen asentaa vasempaan tai oikeanpuoleiseen työntökahvaan. Laitteen purkaminen autolla kuljettamiseen onnistuu minuutissa. Irrota vain akkusarja ja käyttöjärjestelmä ja olet valmis lähtemään.

Jos et halua käyttää V-Drivea, se on helppo ripustaa esim. työntökahvaan, ja voit jälleen ohjata pyörätuolia käsin.

UUSI korkeudensäätö mahdollistaa moottorin asennuksen myös vaakatasoon.



N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
Belgium

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.com - info@vermeiren.be



VERMEIREN

Opening up new horizons in mobility

Lisätietoja jälleenmyyjältämme Suomessa:

Camp Mobility
Patamäenkatu 5
33900 Tampere
Finland
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi