



V-Drive asennettuna pyörätuoliin

Vermeiren V-Drive – sähköinen työntöapu manuaalipyörätuoliin

Vermeiren V-Drive on sähköavusteinen avustajan työntöapu manuaalipyörätuoliin, jonka avulla ylität jyrkät mäet, kuljet kaltevilla pinnoilla ja katujen kuopista helposti. Myös pikku matkat ulos sujuvat helposti V-driven avulla.

Käyttäjäturvallinen ohjain varmistaa mukavuuden pyörätuolin päivittäiseen käyttöön. Ohjain on helppo asentaa kumpaan työntökahvaan haluat. V-Driven irrottaminen esim. autokuljetuksen ajaksi onnistuu minuutissa. Irrota vain akut ja käyttöjärjestelmä ja olet valmis lähtemään.



V-Drive moottori

Saatavana 2 mallia: Standard-versio max. 135 kg ja HD -versio max. 200 kg.



Ominaisuudet

Ripusta V-Drive työntökahvaan, kun et käytä sitä

Ohjain asennetaan jompaan kumpaan työntökahvaan

Helppo asennus sopii useimpiin pyörätuoleihin

Ladattavat akut



Helppo irrottaa kuljetuksen ajaksi











Helppokäyttöinen ohjain
asennus oikeaan tai vasempaan työntökahvaan



Moottorin asennus myös vaakatasoon
UUSI korkeudensäätö mahdollistaa moottorin asennuksen myös horisontaalisesti.

Tekniset tiedot

 istuinleveys	 max. nopeus	 max. kallistus	 ajomatka	 moottori	 akku	 paino	 max.käyttäjänpaino
390 - 480 500 - 600 (H.D. versio)	6 km/h	8°	n. 15 km	150 W 200 W (H.D. version)	2x12V/ 12Ah 2x12V/12Ah (H.D. version)	21 kg 17,4 kg	135 kg* 200 kg* (H.D. versio)

Koot mm, paino kg. Vaihtelu mittatiedoissa (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) mahdollisia. *= sis.pyörätuolin painon

CE



NV VERMEIREN BELGIUM
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout Belgium
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esiteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2019 Camp Mobility Finland

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi