



Vakiona 24" kelauspyörät, alumiinikelausvanteet, joystick-ohjain, kaatumisesteet, akut, akkulaturi ja akkukotelolaukku.

e-drive - joystick-ohjattava sähköinen ajolaite max. 6 km/h

Decon **e-drive** kelausavulla muutat tavallisen manuaalipyörätuolin aina halutessasi sähköpyörätuoliksi korvaamalla tavalliset kelauspyörät sähkömoottorilla varustetuilla kelauspyörillä. Voit milloin vain valita otatko moottorin käyttöön vai kelaatko itse. e-drive lisää pyörätuolin leveyttä yhteensä vain 4 cm!

e-drive:a voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona ja se sopii useimpiin pyörätuolimalleihin. e-drive on helppo ohjelmoida ja ohjata joko joystickillä tai työntökahvaan sijoitettavasta avustajan ohjauslaitteesta. Varastokoko 24".

Saatavana tilauksesta myös koot 16", 20", 22", 25" ja 26". Toimitukseen kuuluu vakiona 24" kelauspyörät, alumiiniset kelausvanteet, joystick-ohjain, kaatumisesteet, akut, akkulaturi ja akkukotelolaukku. Akut sijaitsevat akkukotelolaukussa, jonka voi kiinnittää joko selkäosaan tai istuimen alle.

e-drive:n uusinta teknologiaa olevat 2 x 24V 120W moottorit sijaitsevat suojassa kelauspyörien navoissa. Moottorit lisäävät pyörätuolin leveyttä yhteensä vain 4 cm (2 cm / puoli) eikä laitteen käyttö vaikuta mitenkään pyörätuolin muihin ajominaisuuksiin. E-drive:n akkulaukku, voidaan kiinnittää joko selkäosaan tai pyörätuolin alle.

Ajomatka yhdellä akun latauksella 18 km (NiMH akulla)

32 km (Li-ion akulla)

Latausaika noin 2 h.

Takuu 2 vuotta.

Normaali käyttäjäpaino 125 kg.

Saatavana myös HD malli max. 150 kg.

Lisävarusteet ja optiot



- Kelausvannevaihtoehdot:
- poly gele -geelivanne
 - alumiini (vakio)
 - ruostumaton teräs
 - poly compact
 - Luistamaton Maxi Grip



E-drive:n akkulaukku, voidaan kiinnittää joko selkäosaan tai pyörätuolin alle tai kelausrenkaan taakse.



Avustajan ohjain

e-drive on helppo ohjelmoida ja ohjata joko joystickillä tai työntökahvaan sijoitettavasta avustajan ohjaislaitteesta.

Työntökahvamallinen avustajan ohjain

Saatavana optiona myös intuitiivinen työntökahva-avustajan ohjain.



Joystick

kääntyy sivulle, maksimikään-
säde riippuu pyörätuolimallista

Parallel Arm

Aja vielä lähemmäs pöytää ja säädä joystick oikealle puolelle juuri oikeaan suuntaan

Tekniset tiedot

CE



6 km/h



Vakio-akulla
18 km
Teho-akulla
32 km



Vakio-akku
24Vx6,7Ah
Teho-akku
25Vx11,8 Ah
Moottori
2 x 24V 120W



Kokonaispaino
Vakio-akulla
16 kg
Teho-akulla
17,5 kg



125 kg
HD 150 kg

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+358(09) 350 76 310
info@campmobility.fi