



Easywheel kelauskeventäjät tuplaa kelausvoimasi!

Onko pyörätuolin kelaus raskasta ja esteiden ylitys vaikeaa?
Eikö omat käsivoimat oikein riitä?

DECON **Easywheel** kelauskeventäjät keventävät kelausvastusta jopa puolella ja helpottaa taakkaasi, kun omat voimat eivät oikein riitä. Easywheel kelauspyörät **lisäävät pyörätuolin leveyttä vain + 1 cm / puoli!**

Easywheel kelauspyörissä on mekaaninen vaihde, joka vaikuttaa kelausvastukseen. Quick release -kelausakseleissa on 5 eri kiinnityskohtaa ja se voidaan adaptoida lähes kaikkiin pyörätuolimalleihin sopivaksi. Kelauspyörän varastokoko on 24"; saatavana tilauksesta myös koot 20" ja 22". Valittavana paljon erilaisia kelausvanteita ja tyylikkäitä pinnasuojia.

Easywheel kelauskenventäjät tuplaavat kelausvoimasi, kun omat voimat eivät riitä!

Easywheel kelauspyörien mekaaninen vaihde vaikuttaa kelausvastukseen ja tekee kelaamisesta normaalia kevyempää.

Easywheeleihin on saatavana sopivat kiinnitysadapterit lähes kaikkiin markkinoilla oleviin pyörätuolimalleihin. Sopivuuden varmistamiseksi Easywheelien QR-kelausakseleissa on 5 eri kiinnitysvaihtoehtoa.

Kelauspyörän varastokoko on 24". Tilauksesta on saatavana myös koot 20" ja 22". Valittavana harjattu alumiini-, ruostumaton teräs- tai Titan-kelausvanteet tai Friktion S -vanteet luistamattomalla kumiuralla tai luistamattomat Poly Kompakt tai Poly Gele -uravanteet. Voit myös valita läpinäkyvät pinnasuojat, tilata design pinnasuojat tai suunnitella pinnasuojat itse omalla designilla tai valokuvalla!

Vakiotoimitukseen kuuluu 24" kelauspyörät, alumiinikelausvanteet ja läpinäkyvät pinnasuojat.

Valmistettu Ruotsissa.



Kelauspyörissä on mekaaninen vaihde, joka vaikuttaa kelausvastukseen.



Pinnasuojat voi tilata myös valmis designilla tai itse suunnittelellasi designilla tai itse ottamalla kuvalla! Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Tekniset tiedot



Rengaskoko
24", 20", 22"



Rengaspaine:
6 bar / 600 kPa



Paino
2,865 kg



Max. käyttäjäpaino
125 kg

Kelausvanteet



Kelausvanne- vaihtoehdot:

- alumiini (vakio)
- ruostumaton teräs
- poly compact
- poly gele -geelivanne
- Friktion S -luistamaton
- Titaani



decon
Creating Freedom

Valmistaja: Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 115, 314 93 Hyltebruk, Ruotsi
p. +46 345 40880
www.decon.se

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esiteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2017 Camp Mobility Finland

