

Available now!

Dynamis TSD *Dynaaminen kallistettava comfort-pyörätuoli*



# Dynamis TSD



*Dynaamisesti kallistuva pyörätuoli fysiologisilla nivelpisteillä ja jousitetuilla elementeillä*

*Ohjattu liikkeenhallinta staattisen asennon sijaan*



*Unique people, unique solutions.*

# Dynamis TSD

Dynaaminen, kallistettava, innovatiivinen



Istuinleveys /  
runkoleveys  
**30-50 cm**  
(+2/+4 cm)



Selkäosan korkeus  
**40-65 cm**



Istuinsyvyys  
**32-52 cm**  
(+2 cm)



Painokapasiteetti  
**90 kg**




Kelauspyörät  
**16", 20", 22"  
ja 24"**



Kallistuskulma  
**-3° - +30°**

Available now!




Ergonominen  
istuin-selkäosa  
TAI  
Seat Shell -istuinalusta



## Esimerkkivarusteita

Kaikki varusteluvaihtoehdot juuri sopivaan tuoliin löydät tilauskaavakkeesta.



Säädettävä selkäosan jousitus,  
jossa portaattomasti säädettävä  
rebound-toiminto




Selkäosan kiinnitys ja  
adapterit erityis-  
istuinjärjestelmien  
kiinnitykseen



Dynaaminen jousitettu  
jalkatuki/jalkalauta



Ergonominen istuin-  
selkäosa -yksikkö



Dynaaminen, jousitettu  
päätuoli



## Muut ominaisuudet

- Dynaamisesti kallistuva pyörätuoli lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka kärsivät tahattomista liikkeistä (esim. spastisuus, athetoidiset liikkeet ja muut motoriset toimintahäiriöt).
- Yksilöllinen konfigurointi tuotespesialistin avulla.
- Laaja valikoima asennotukivarusteita (vyöt, pehmusteet, jne.)
- Saatavana ergonomisella istuin- ja selkäosa -yksiköllä tai seat shell -alustalla yksilöllistä istuinratkaisuja varten.
- Laajat varustelu- ja säätövaihtoehdot
- Soveltuu istuimeksi moottoriajoneuvossa kuljetettavaksi ISO 7176-19 mukaisesti.



[www.sorgrollstuhltechnik.de](http://www.sorgrollstuhltechnik.de)

Subject to misprints and technical changes.  
Revision: 15.10.2020, 15:51

© by SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co.KG  
Benzstraße 3-5, 68794 Oberhausen-Rheinhausen