

Max.
180 kg!



Räätälöityä istuinmukavuutta isommille käyttäjille

Rea Azalea Max on suunniteltu täyttämään suurempien pyörätuolin käyttäjien tarpeet, joilla painoa on enemmän - aina 180 kg saakka. Suosittelemme tilaamaan Maxin sähköisellä kallistuksella ja selkäosan kulmansäädöllä. Max on yhteensopiva kaikkien Rea Azalea -tuoteperheen lisävarusteiden kanssa.

Saatavana itsekelattava 24" kelauspyörillä sekä *Rea Azalea Max Assist* pienemmillä 16" siirtorenkailla. Tarrasäädettävä selkäosa on monisäätöinen joustava selkäosa, joka voidaan säätää paitsi korkeus- ja leveyssuunnassa, myös erilaisten vartalonmuotojen mukaiseksi. Maxissa:ssa on myös uudet runkovärit ja istuin- ja selkäosan verhoiluvaihtoehdot.



Ominaisuudet

Selkä- ja istuinosan kallistus tekee elämästä mukavampaa

Rea Azalea Max:ssa on 20° säätävä istuinkulman kallistus sekä 30° selkäosan kallistus. Avustaja voi säätää molempia joko manuaalisesti tai sähköisesti. Sähkö-säätöä voi käyttää myös käyttäjä itse. Istuimessa on patentoitu DSS (Dual Stability System) -toiminto, joka on suunniteltu käyttäjän selän biomekaanisen liikkeen

ja vartalon luonnollisen painopisteen mukaisesti säätäväksi, eli selkäosan, istuimen jalkatukien kulma säätävät suhteessa toisiinsa. Selkäosaa kallistettaessa istuin liukuu eteen- ja alaspäin, jalkatuet nousevat ylös ja painopiste laskee alaspäin ja pysyy oikeassa kohtaa.



Monisäätöinen selkäosa

Selkäosan ylä- ja alaosat säätävät itsenäisesti molempiin suuntiin mahdollistaen lisää tilaa joko istuimen tai rintakehän alueelle.

Irrotettava jalkalauta

Kolmeen osaan jaetussa jalkalaudassa on irrotettava keskiosa, joka helpottaa siirtymisiä.

Sähköinen istuimen ja selkäosan kallistus

Käsiohjaimen avulla käyttäjä tai avustaja voi helposti, ilman voimaa, vaihtaa istuma-asentoa.

Ergonomiset työntökahvat

Ergonomisesti muotoillut työntökahvat on sijoitettu optimaaliselle korkeudelle. Saatavana myös vaihtoehtoinen versio, jossa **korkeamalle sijoitetut työntökahvat**.

Tekniset tiedot

	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Istuinkorkeus	Selkäosan korkeus	Käsiosien korkeus	Jalkatukien pituus	Istuinkulma	Selkäosan kulma
Rea Azalea Max	550; 610 + 50 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 500 mm	1° - 20°	0°-30°
Rea Azalea Max Assist	550; 610 + 100 mm	530 - 600 mm	400 / 450 mm	500 + 80 mm	320 - 420 mm	330 - 500 mm	1° - 20°	0°-30°

	Kokonaisleveys	Kokonaiskorkeus	Kokonaispituus sis. jalkatuet	Kokonaispaino	Max. käyttäjäpaino	Kuljetuspaino	Max. kallistuskulma parkki-jarrun käyttöön
Rea Azalea Max	ist.lev. + 250 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1120 mm	54 kg	max. 180 kg	33 kg	7°
Rea Azalea Max Assist	ist.lev. + 220 mm	1020 - 1240 mm	1050 - 1120 mm	54 kg 1	max. 180 kg	37 kg	7°

1. Kuljetuspaino kasvaa 4,2 kg, jos valitaan sähköinen kallistus ja selkäosankulman säätö

Värit ja materiaalit



Pearl Grey



Azurite Blue



Sand



Happy Red



Electric Green



Black Dartex TR26



Black plush TR35

Valmistaja:

Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2-1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com



Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility Finland 2017