



Suunniteltu erityisesti nuorille ja pienille aikuisille

Rea Azalea Minor on suunniteltu **Azalean** perusteella erityisesti nuorille ja pienikokoisille aikuisille, jotka tarvitsevat tukevan ja vakaan pyörätuolin, mutta pienemmän istuinleveyden ja -syvyyden. Minorista löytyy kaikki Azalean luotettavat ominaisuudet kuten kallistettavuus ja erityinen DSS -painopisteen siirtomekanismi, Minor on vain lyhyempi, kevyempi ja maximikuormitukseltaan pienempi.

Saatavana itsekelattava 22" tai 24" kelauspyörillä sekä *Rea Azalea Minor Assist* pienemmillä 16" siirtorenkailla. Minorissa on myös uudet viisi runkoväriä ja paljon istuin- ja selkäosan verhoiluvaihtoehtoja. Tarrasäädettävä selkäosa saatavana lisävarusteena.



Selkä- ja istuinosan kallistus tekee elämästä mukavampaa

Rea Azalea Minor:ssa on +1-25° säätävä istuinkulman kallistus sekä 30° selkäosan kallistus. Istuimessa on patentoitu DSS (Dual Stability System) -toiminto, joka on suunniteltu käyttäjän selän biomekaanisen liikkeen ja vartalon luonnollisen painopisteen mukaisesti sää-

tyväksi, eli selkäosan, istuimen jalkatukien kulma säätävät suhteessa toisiinsa. Selkäosaa kallistettaessa istuin liukuu eteen- ja alaspäin, jalkatuet nousevat ylös ja painopiste laskee alaspäin ja pysyy oikeassa kohtaa.



Tarrasäädettävä selkäosa

Lisävarusteena saatava tarraselkäosa voidaan säätää korkeus-, leveys- ja eri vartalonmuotojen mukaan ja varustaa joko selkäosan pehmusteella tai sivutuilla.

Pöytälevy

Läpinäkyvässä pöytälevyssä on otetanko, joka mahdollistaa erilaisia otemahdollisuuksia ja asentoratkaisuja.

Lyhyempi

Runko on 30 mm ja istuinsyvyys 50 mm lyhyempi ja selkäosa 100 mm matalampi kun vakioversiossa. Kuvassa väri Electric Green.

Tekniset tiedot

	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Istuinkorkeus	Selkäosan korkeus	Käsitukien korkeus	Jalkatukien pituus	Istuinkulma	Selkäosan kulma
Rea Azalea Minor	340 - 440 mm	380 - 450 mm	400/450 mm	550 - 650 mm	240 - 360 mm	330 - 500 mm	+1° to 25°	0° - 30°
	Kokonaisleveys	Kokonaiskorkeus	Kokonaispituus sis. jalkatuet	Kokonaispaino	Max.käyttäjäpaino	Kuljetuspaino	Törmäystestattu	Max.kallistuskulma parkkijarrun käyttöön
Rea Azalea Minor	ist.lev.+ 220 mm (ist.lev.+ 230 mm)	900 - 1250 mm	900 - 970 mm	32 kg	Max 75 kg	14,5 kg	ISO 7176-19	7°

Värit ja materiaalit



Pearl Grey



Azurite Blue



Sand



Happy Red



Electric Green



Black Dartex
TR26



Black plush
TR35

Valmistaja:

Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2-1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com



Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility Finland 2017