

Action 3NG



1

Kevyt ja kuljetettava

► Lisäkevennä lisävarusteena saatavilla kevyillä tukipyörien haarukoilla ja kapeammilla Active-kelauspyöriillä, jotka vähentävät kokonaispainoa 1,2 kg. Taitettavan selkäosan ansiosta helppo taittaa kasaan ja kuljettaa pienimmissäkin autoissa.

2

Mukava ja toimiva

► Erityinen kokoontaittomekanismi parantaa vakautta ja tekee taittamisen ja avaamisen entistä helpommaksi. Yhdessä **UUDEN** käsitukien lukitus- / vapautusmekanismin kanssa, joka helpottaa käsin kääntämistä, Action3NG on loistava valinta sen kokonaisvaltaisen käyttömukavuuden takia.

3

Räätälöitävissä yksilölliseksi

► Uusi laajempi värivalikoima ja portaattomasti säädettävä selkäosa parantavat entisestään tuolin räätälöintiä yksilölliseksi. Black Mesh -selkäosan verhoilu peittää nyt myös selkäosan sivuputket ja helposti eri asentoihin kiinnitettävä selsassa oleva lannetukivyo, parantaa istuimukavuutta.

4

Adaptoituva ja modulaarinen

► Adaptoituva ja modulaarinen Action3NG mukautuu käyttäjän muuttuviin tarpeisiin. Se on myös yksinkertainen varustaa yksilölliseksi laajan lisävarustevalikoiman avulla. Kaikki ActionNG -tuoteperheen ja muut Invacare-tuotteet ovat ristiinyhteensopivia.

Action 3 NG

- maailman myydyin puoliaktiivipyörätuoli on nyt entistäkin parempi!

Invacare **Action3NG** on helpposäätöinen ristikkorunkoinen perus- / puoliaktiivipyörätuoli jossa laaja valikoima yhteensopivia varustevaihtoehtoja ja lisävarusteita, jotka auttavat vastaamaan laajasti erilaisten käyttäjien vaatimuksiin.

Action -perheen ja muiden *Invacare*-mallien vaihtoehtojen ja lisävarusteiden yhteensopivuus, uudelleenkäyttö ja kunnostaminen on helppoa ja antaa maksajaorganisaatioille

mahdollisuuden saavuttaa alaiset kokonaiskustannukset.

- Luokansa kevin pyörätuoli
- Parannettu stabiileetti, pehmeää ajoa
- Parannettu design, parempi tuenta

Istuinleveydet 38–50 cm.

Max. 125 kg



Black Mesh -selkäosan verhoilu

Kaksoismateriaalia oleva Black Mesh -selkäosan verhoilu peittää myös selkäosan sivuputket ja helpottaa selkäosassa olevan lannetukivyon kiinnittämistä eri asentoihin.



Portaattomasti kulmasäädettävä selkäosa

Portaaton selkäosan kulmansäätö mahdollistaa selkäosan säätämisen käyttäjän istuessa tuolissa. Lisäksi eteenpäin kallistettuna, kokoonlaskettava selkäosa vähentää huomattavasti tuolin kuljetus- ja varastointikokoa.



Open Zone -vaatesuojat

Avoimella oteputkella varustettu open zone -vaatesuoja mahdollistaa helpommat siirtymiset tuoliin ja tuolista pois.



Uusi käsitukien lukitusmekanismi

Uudelleen suunniteltu pehmeä lukitus- ja vapautusvipu sujuvaan käsitukien taaksekäyttöön



Kuljetuskoukut

Uudet, kirkkaanväriset, kiinnityskoukut mahdollistavat auto-kiinnityksen kuljetuksen ajaksi.



20 eri kelauspyörien kiinnitysvaihtoehtoa



Amputaatiotuki

Sivullekäännettävä ja korkeus-, kulma- ja syvyyssäädettävä



Vaakatasoon säätävä jalkatuki

Vaakatasoon säätävät, optimaalisesti pituuskompensoituvat jalkatuet säätävät noin 3° / 5° välein 0 - 80° kulmaan. * Junior-jalkatuen nivelet istuintason alapuolella.

Kallistettava selkäosa

Optiona saatavan kaasujousella kallistettavan selkäosan avulla hoitajat voivat helposti säätää käyttäjän selän asentoa yhdellä jatkuvalla liikkeellä ja nostaa avustetusti.



Lisävarusteita ja optioita



Tuplakelausvanteet

Erityisesti hemiplegikoiden käyttöön tarkoitettu kelausvanne QR-pikavapautusmekanismilla



UUTTA! Uusi hemi-käsituki ja uusilla kämmmentukivaihtoehtoilla:

Uusi 360° kääntyvä hemi-käsituki on ihanteellinen yhdistettynä tuplakelausvanteeseen. Kolme erilaista kämmmentukea mahdollistaa paremman käden asennon: 1. Tasainen 2. Kaareva tai 3. kaareva muotoilu oikealla tai vasemmalla.



Käsitukivalikoima

1. Swing away- irrotettava 2. swing away- irrotettava ja korkeussäädettävä 3, 4. ja 5. irrotettava ja korkeussäädettävä 6. comfort-irrotettava korkeussäädettävä 7. hemi- ja 8. putkikäsituki

Kovera "Concave" -kourukäsituki

Ohuempi kuin klassinen hemi-käsituki, tarjoaa paremman pääsyn kelausvanteisiin ja samalla mukavan tuen kyynärpäille.

Tukipyörät

Tukipyörät 5", 6" ja 8" ilmakumi- tai kiinteillä puhkeamattomilla renkailla. Saatavana useita eri leveyksiä.



Selkäosat ja työntökahvat:

Kiinteän 0° tai 7° lisäksi saatavana:

- 1) Kokoontaitettava
- 2) Kulmasäädettävä (-15°/+15°)
- 3) Vipukallistus (0°/30°)
- 4) Kaasuajousikallistus (0°/30°)



Päätuet

Niskatuki, päätuki tai poskituellinen päätuki. Kaikki korkeus-, syvyys- ja kulmasäädettäviä.



Kaatumisesteet

kiinteä tai irrotettava, alaskääntyvä, vaihtoehto.



Pöytälevy, muovia, läpinäkyvä

Esim. aterioiden syömiseen ja lukemiseen.



MatrX selkäosat

tarjoavat parempaa tuentaa, mukavuutta ja optiona erittäin matalan tai korkean selkäosan



Turvavyöt

Saatavana valikoima eri valmistajien 2-, 4- ja 5-pisteturvavöitä sekä turvavyöliivejä.

Optioita



Transit-versio: kuljetustuoli 12" renkailla
Transit-version istuinkorkeudet 46, 48,5 ja 51 cm
+ 12" muoviset kuljetusrenkaat.

Muista myös istuintyyppiä!

Valitse laajasta istuintyyppiävalikoimastamme sopivin tyyppi: HR-vaahdotuovi-istuintyyppiä, viskoelastisiin ja korkean paineavaariskin geelityyppiähin asti:
Lisätietoja: www.campmobility.fi/istuintyyppi

Tekniset tiedot

	Istuinleveys ▼	Istuinsyvyys ▼	Istuinkulma ▼	Istuinkorkeus ▼	Selkäosan kulma ▼	Selkäosan korkeus ▼	Eturungon kulma ▼
Kelattava	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	325 - 510 mm	325 - 510 mm	80° / 0 - 80° / 90°
Transit	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	380 - 460 mm	380 - 460 mm	80° / 0 - 80° / 90°
	Jalkatuken pituus ▼	Käsituken korkeus ▼	Ajoyksikön leveys ▼	Kokonaisleveys taitettuna ▼	Kokonaispituus sis. jalkatuet ▼	Kokonaispituus ilman jalkatukia ▼	Kokonaiskorkeus ▼
Kelattava	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	ist.lev. + 190 mm	295 mm	995 - 1170 mm	835 - 960 mm	820 - 1050 mm
Transit	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	ist.lev. + 160 mm	260 mm	950 - 1050 mm	710 - 910 mm	920 - 1050 mm
	Max. kallistus ▼	Kääntö-säde ▼	Max.käyttäjä-paino ▼	Kokonaispaino ▼	Painavin osa ▼	COMPATIBLE alber	CRASH TESTED
Kelattava	7°	870 mm	125 kg	13.0 kg	7.1 kg		
Transit	7°	870 mm	125 kg	13.5 kg	10.3 kg		

Värit ja verhoilu



Black Nylon



Hypnotic Purple



Matt Black



Blue Pop



Matt Red



Pearl White



Slate Grey



Electric Green



Anthracite Black

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil Switzerland
Tel: +41 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2020 Camp Mobility Finland