



Stil och funktionalitet med nya funktioner

Ny, uppdaterad **Invacare Action4NG** rullstolen är över 1 kg lättare än den tidigare modellen. **Action4NG** är också mer funktionell: Dubbelkryssramet ger stabilare och enklare körning.

Justerbarheten och anpassningsförmågan hos **Action-familjens** rullstolsdelar ger effektiviteten till produkt Distributörer och många alternativ för användarna.

- Betydligt lättare totalvikt
- Bättre funktionalitet och tillbehör
- Uppdaterad design och fler färgalternativ
- Den nya ryggstödet ger bättre sittstöd
- Ny armstödmekanism

- Sitbredd: 385–560 cm: Max. 125 kg
- Sitbredd: 510–620 cm: Max. 160 kg



Yes, you can.®

Tekniska data

Drivhjul	380/405/430/ 455/480/505/ 555/605 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15°	325 - 510 mm
Transithjul	380/405/430/ 455/480/505/ 555 / 605 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15°	380 - 460 mm

Drivhjul	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Seat width + 190 mm	305 mm	995 - 1170 mm	850 - 1025 mm
Transithjul	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Seat width + 160 mm	265 mm	950 - 1050 mm	805 - 905 mm

Drivhjul	18°	850 mm	125 / 160 kg ¹	14.0 kg	8.0 kg
Transithjul	18°	850 mm	125 / 160 kg ¹	14.5 kg	11.7 kg



1. HD versio

Tillverkare:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

© Camp Mobility Finland 2019

Ramfärg

Hypnotic Purple	Matt Black	Blue Pop	Matt Red	Black Nylon (verhoilu)
Pearl White	Slate Grey	Electric Green	Anthracite Black	

