

Action 4NG



1

Kevyempi

► Paino on pudonnut lähes 1 kg ilman, että tuolin säädettävyydestä ja toiminnallisuudesta on tarvinnut tinkiä. Tämä on uusien alumiinisten kevyempien tukipyörien haarukoiden ja uusien optimoitujen kelauspyörien kiinnityksien ansiota. Action4NG on nyt entistäkin helpompi kelata ja nostella autoon kuljetuksen ajaksi.

2

Uusia yksityiskohtia

► Uudelleen muotoiltu useista eri kohdista. Uusi tyylikäs etuhaarukoiden design antaa kevyemmän ulkonäön, selkäosan verhoilu paremman peittävyys ja uudet raikkaat väri vaihtoehdot vastaavat tyylikkäästi ajan vaatimuksiin. Jokaiseen yksityiskohtaan on kiinnitetty huomiota, jotta tuolista tulisi mahdollisimman tyylikäs.

3

Parannettuja toiminnallisuuksia

► Uusi käsikruunin irrotusmekanismi helpottaa irrotusta ja siirtämiä, uudessa Open Zone-vaatesuojassa on avoin leikkaus ja vaahtuovipehmuste, Uusi portaattomasti kulmasäädettävä, alastaittoiminnolla varustettu selkätuk, selkätuen putket peittävä päällinen ja säädettävä lannetukivyy, joka mahdollistaa täydellisen asemoinnin tyynyn korkeudesta riippumatta.

4

Adaptoituva ja modulaarinen

► Huolimatta monista uusista parannuksista Action4NG on edelleen yksinkertainen varustaa ja kaikki ActionNG -tuoteperheen osat ja muut Invacare-tuotteet ovat riistiin yhteensopivia, ja sopivat siis yhteen myös aikaisempien versioiden osien kanssa.

Action 4 NG ja Action 4 NG HD

- entistä tukevampi ja monipuolisempi - HD max. 160 kg

Invacare Action4NG on helpposäätöinen tupla-ristikkorunkoinen perus- / puoliaktiivipyörätuoli, jossa laaja valikoima yhteensopivia varustevaihtoehtoja ja lisävarusteita, jotka auttavat vastaamaan laajasti erilaisten käyttäjien vaatimuksiin. Action-perheen ja muiden Invacare-mallien vaihtoehtojen ja lisävarusteiden yhteensopivuus, uudelleenkäyttö ja kunnostaminen on helppoa ja antaa maksajaorganisaatioille

mahdollisuuden saavuttaa alhaiset kokonaiskustannukset.

- Huomattavasti keveämpi kokonaispaino
- Paremmat toiminnallisuudet ja varusteet
- Päivitetty design ja enemmän värejä

Istuinleveydet 38–60,5 cm.
Max. 125 kg HD Max. 160 kg



Portaattomasti kulmasäädettävä selkäosa

mahdollistaa selkäosan säätämisen käyttäjän istuessa tuolissa. Lisäksi eteenpäin kallistettuna kokoonlaskettava selkäosa vähentää huomattavasti tuolin kuljetus- ja varastointikokoa.



Alumiininen kelauspyörän kiinnitys

Kestävä alumiininen kelauspyörän kiinnitys lisää keveyttä ja toiminnallisuutta.



Alumiininen tukipyörän haarukka

yhdistettynä uuteen muotoiluun, parantavat tuolin keveyttä ja tyylikästä ulkonäköä.



Uusi käsitukien lukitusmekanismi ja Open Zone -vaatesuoja otepehmusteella

Molemmat käsitukivaihtoehdot ovat taaksekääntyviä ja varustettu uudella pehmeästi toimivalla käsitukien lukitusmekanismilla ja uudella avoimella Open Zone -vaatesuojalla ja otepehmusteella, joka mahdollistaa helpommat siirtymiset tuoliin ja tuolista pois. Lisäksi vaihtoehto 3. on täysin korkeussäädettävä.

Kallistettava selkäosa

Optiona saatavan kaasujousella kallistettavan selkäosan avulla hoitajat voivat helposti säätää käyttäjän selän asentoa yhdellä jatkuvalla liikkeellä ja nostaa avustetusti.



Lisävarusteita ja optioita



Tuplakelausvanteet

Erityisesti hemiplegikoiden käyttöön tarkoitettu kelausvanne, jonka teleskooppikaasujousiputki voidaan irroittaa, jolloin tuoli säilyy kokoonaitettavana.

UUTTA! Uusi hemi-käsituki ja kämmentuet

Uusi 360° kääntyvä hemi-käsituki on ihanteellinen yhdistettynä tuplakelausvanteeseen. Kolme erilaista kämmentukea mahdollistaa paremman käden asennon: (1) Tasainen (2) Kaareva tai (3) kaareva muotoilu oikealla tai vasemmalla.



Tukipyörät

Tukipyörät 5", 6" ja 8" ilmakumi- tai kiinteillä puhkeamattomilla renkailla. Saatavana useita eri leveyksiä.



Kuljetuskoukut

Uudet, kirkkaanväriset, kiinnityskoukut mahdollistavat auto-kiinnityksen kuljetuksen ajaksi.



Amputaatiotuki

Sivullekäännettävä ja korkeus-, kulma- ja syvyyssäädettävä



Vaakatasoon säätävä jalkatuki

Vaakatasoon säätävät, optimaalisen pituus-kompensoituvat jalkatuet säätävät noin 3° / 5° välein 0 - 80° kulmaan.



Selkäosat ja työntökahvat:

Kiinteän 0° tai 7° lisäksi saatavana:

- 1) Kokoonaitettava
- 2) Kulmasäädettävä (-15°/+15°)
- 3) Vipukallistus (0°/30°)
- 4) Kaasujousikallistus (0°/30°)



Päätuet

Niskatuki, päätuki tai poskituellinen päätuki. Kaikki korkeus-, syvyys- ja kulmasäädettäviä.



Kaatumisesteet

kiinteä tai irrotettava, alakääntyvä, vaihtoehto.



Pöytälevy, muovia, läpinäkyvä

Esim. aterioiden syömiseen ja lukemiseen.



MatrX selkäosat

tarjoavat parempaa tuentaa ja istuimukavuutta.



Turvavyöt

Saatavana valikoima eri valmistajien 2-, 4- ja 5-pisteturvavöitä sekä turvavyöliivejä.

Ominaisuuksia



Black Mesh -selkäosan verhoilu

Kaksoismateriaalia oleva Black Mesh -selkäosan verhoilu peittää myös selkäosan sivuputket ja helpottaa selkäosassa olevan lannetukivyyön kiinnittämistä eri asentoihin.

Muista myös istuintyyny!

Valitse laajasta istuintyynyvalikoimastamme sopivin tyyny: HR-vaahdotuovi-istuintyynystä, viskoelastisiin ja korkean paineaaavariskin geelityynyihin asti: Lisätietoja: www.campmobility.fi/istuintyynyt

Tekniset tiedot

	Istuinleveys ▼	Istuinsyvyys ▼	Istuinkulma ▼	Istuinkorkeus ▼	Selkäosan kulma ▼	Selkäosan korkeus ▼	Eturungon kulma ▼
Kelattava	380/405/430/ 455/480/505/ 555/605 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° - 15° - +15°	325 - 510 mm	80° / 0° - 80°
Transit	380/405/430/ 455/480/505/ 555 / 605 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° - 15° - +15°	380 - 460 mm	80° / 0° - 80°
	Jalkatuen pituus ▼	Käsituen korkeus ▼	Ajoyksikön leveys ▼	Kokonaisleveys kokoontaitettuna ▼	Kokonaispituus sis. jalkatuet ▼	Kokonaispituus ilman jalkatukia ▼	Kokonais- korkeus ▼
Kelattava	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Ist.lev. + 190 mm	305 mm	995 - 1170 mm	850 - 1025 mm	810 - 1040 mm
Transit	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Ist.lev. + 160 mm	265 mm	950 - 1050 mm	805 - 905 mm	910 - 1040 mm
	Max. kallistus ▼	Kääntö- säde ▼	Max.käyttäjä- paino ▼	Kokonaispaino alkaen ▼	Painavin osa alkaen ▼		
Kelattava	18°	850 mm	125 / 160 kg ¹	14,0 kg	8,0 kg		
Transit	18°	850 mm	125 / 160 kg ¹	14,5 kg	11,7 kg		

COMPATIBLE



1.HD versio

Värit ja verhoilu



Black Nylon



Hypnotic
Purple



Matt Black



Blue Pop



Matt Red



Pearl White



Slate Grey



Electric
Green



Anthracite
Black

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil Switzerland
Tel: +41 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2020 Camp Mobility Finland