



C29

Vermeiren 708 Delight – peruspyörätuoli kiinteällä selkäosalla

Vermeiren **708 Delight** on teräsrunkoinen peruspyörätuoli kiinteällä selkäosalla. 708 D soveltuu yleis- ja lainaamokäyttöön esim. sairaaloihin ja hoitokoteihin. Tuoliin on helppo siirtyä ylöskäännettävien käsitukien ja sivulle kääntyvien jalkatukien ansiosta. Istumismukavuutta parantavat pehmustetut selkäosa ja pitkät pehmustetut käsinojat, joissa on helppo lukitus. Jalkatukien kulmissa olevat pienet pyörät suojaavat seiniä ja huonekaluja. Istuinleveydet 39-50 cm. Maksimikuormitus 120 kg.

Saatavana myös madallettu versio **708 Delight S** sekä **HEM 2** hemikäsituella ja tuplakaulusvanteilla.



Vaihtoehdot



708 Delight S
madallettu versio



HEM 2
hemikäsituella ja
tuplakelausvanteilla.




Amputaatiotuet



16" kuljetuspyörät

Tekniset tiedot




39/42/44/46/48/50cm




43 cm



50 cm




43 cm



21 cm




40-54 cm



18 kg




120 kg



55/58/60/62/64/66cm



110 cm



28 cm



Törmäystestattu
ISO 7176-19

Runkoväri

CE



C29
grey

NV VERMEIREN BELGIUM
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout Belgium
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esiteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2018 Camp Mobility Finland