



REHASENSE



ICON 30 FAF

FOR OUTDOOR ACTIVITIES



+49 2821 590 8587



info@rehasense.com



www.rehasense.com

ICON 30 FAF

KEVYTPYÖRÄTUOLI



VAKAA JA LUOTETTAVA

ICON 30 FAF on erittäin vakaa pyörätuoli, joka sopii hyvin myös ulkoiluun. Kokoonlaitettava pyörätuoli kiinteällä eturungolla (FAF= Fixed Antrior Frame) tarjoaa useita säätömahdollisuuksia ja on siksi säädettävissä käyttäjän tarpeiden mukaan. Käyttäjän aktiivisuustasosta riippuen, voidaan valita erilaisia säätötasoja. Tukipyörän kulma on säädettävissä, mikä mahdollistaa laajan istuinkorkeuksien ja istuinkulmien yhdistelmän tukemaan kaikenlaisia pyörätuolin käyttäjiä. Pyörätuoli on valmistettu erittäin lujasta alumiiniputkesta vahvistetuilla sivurunkoputkilla, joka varmistaa vakaan liitännän PAWS ajokeulalle tai TRACK WHEEL nokkapyörälle.

OMINAISUUDET 1. SILMÄYKSELLÄ:

- Itsekelaaville tai avustajan työntettäväksi
- Paljon eri säätömahdollisuuksia
- Säädettävä painopiste
- Korkeussäädettävät käsituet
- Pituus- ja korkeussäädettävät jalkalevyt
- Kiinteät jalkatuet

KOOT & VÄRIT

Runkoväri: Valkoinen



TEKNISET TIEDOT

Paino alk.	SWL (Turval.max. kuormitus)	Ristikko- runko	Istuin- leveydet	Istuin- syvyydet	Istuinkork. edestä	Selkäosan korkeus	Kokonais- korkeus	Leveys kok.tait.	Kokonais- leveys	Jalkatuen kulma	Tukipyörä- koot	Kelaus- pyörä
13.6 kg	125 kg	1x1	40, (45 cm)	40, (45 cm)	48 cm	31 cm	83 cm	35 cm	63, 68 cm	70°, 80°, 90°	5", (6", 7")	24"

ERITYISOMINAISUUDET



Kokoonlaitettavat
työntökahvat



Kelauspyörissä vakiona
3° camber



Runkoon pudotettavat
käsituet helpottaa
käyttäjän liukusiirtymisiä



Pituussäädettävät
jalkalevyt



Vakiokelauspyörät 24" ja 1
1/3" PU-renkaila. Saatavilla
myös muita rengasyyppejä
eri tarkoituksiin.



ICON 30 FAF + TRACK WHEEL
(vain Double Arm versio)



ICON 30 FAF + PAWS



Myynti Suomessa:

Camp Mobility
Patamäenkatu 5,
33900 Tampere, Finland
09-350 76 310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi