



Icon³⁰ FAF - kokoontaitettava puoliaktiivipyörätuoli kiinteällä eturungolla

Icon³⁰ FAF (Fixed Anterior Frame) on tukeva ja turvallinen kokoontaitettava, ristikkorunkoinen puoliaktiivipyörätuoli kiinteällä eturungolla. Se sopii hyvin aktiivisen, itsekelaavalle käyttäjälle.

Icon³⁰ FAF:ssa on korkeussäädettävät alaslaskettavat käsituet ja pultilla korkeussäädettävät jalkatuet, joissa ylöskääntyvät jalkalevyt. Kokoontaittavat työntökahvat ja poikkiputkella vahvistettu selkäosa ja turvavyö.

Se sopii erityisen hyvin PAWS-ajokeulan tai TRACK WHEEL nokkapyörän kanssa käytettäväksi. Vakiona vipujarrut, vaatesuojat, käsitukipehmusteet, puhkeamattomat 24" renkaat alukelausvanteilla ja vakiona 5" (tai 6 tai 7") tukipyörät ja kaatumiseste kokoonpanosta riippuen. Istuinleveys ja -syvyys 40 cm tai 45 cm.

Max. 125 kg

Ominaisuudet

Kiinteä eturunko

Vahvistetut sivurunkoputket, jotka on valmistettu lujasta alumiiniputkesta, tarjoaa vahvan kiinnityskohdan PAWSille ja sivukiinnitteiselle TRACK WHEELille



Korkeussäädettävät jalkatuet

Jalkatukien korkeussäätö pultilla, ylöskääntyvät jalkalevyt

Valitse
Jalkatuen kulma
70°/80°/90°



Korkeussäädettävät pöytäkäsituet

irrotettavat, korkeussäädettävät käsituet sis. vaatesuojat ja käsitukipehmusteet.

Kokoontaittavat
työntökahvat

Poikkiputkella
vahvistettu selkäosa
vakiona

Kokoontaitettava
ristikkorunko

Vaatesuojat



Vipujarrut

5" (6" tai 7") tukipyörät
mustat, kiinteät PU-tukipyörät
mustilla haarukoilla.

LISÄVARUSTEET:

- Kallistettava selkäosa
- Niskatuki
- Korkeussäädettävät työntökahvat
- Selkäosan tukitanko
- Vartalotuet
- Kaatumisesteet
- yms.

Vakiona
24" x 1.75"
kelausranka
12.7mm QR-pikakiinnitysnavoilla
alukelausvanteet

3°camber vakiona

Useita kelauspyörän kiinnityspisteitä

Useat kelauspyörän kiinnityspisteet mahdollistavat säädettävät eri istuinkorkeudet.

Tekniset tiedot



Istuinleveys
40 (45 cm)



Leveys
kokoontaitettuna
35 cm
Kokoonaisleveys
63 cm



Selkäosan
korkeus
31 cm



Istuinkorkeus
edestä
48,5 cm



Korkeus
83 (86) cm



Kokonaispituus
91/89/87
(96/94/92)



Istuinsyvyys
40 (45 cm)



Kokonaispaino
alk. 13.6 kg



Max. käyttäjäpaino
125 kg



Takuu: rajoitettu 2 vuoden
takuu valmistusvirheille.



Musta verhoilu
ja osat



Valkoinen

Kaikki Rehasense tuotteet ovat testattu ja hyväksytty ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.

Valmistaja:
Rehasense Sp. z o.o.
Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland
www.rehasense.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility
© 2022