

# V300

lightweight

Säädettävä  
istuinsyvyys

3 korkeuteen ja syvyyteen  
säädettävät käsituen pehmusteet

Sivullekääntyvät ja  
irrotettavat käsituet

Irrotettavat  
kelauspyörät

Sivullekääntyvät  
ja irrotettavat  
jalkatuet

Säädettävä istuinsyvyys

Säädettävät jalkalevyt



## Tekniset tiedot V300

Kokonais- leveydet	Istuin- leveydet	Käsitukien korkeudet	Istuin- korkeudet	Kokonais- korkeudet	Kokonais- pituus	Istuin- syvyyydet	Selkäosan korkeus	Paino	Max. käyttäjäpaino
570	390	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	15,9	130
600	420	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	painavin osa 9,7	
620	440	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
640	460	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
660	480	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
680	500	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
710	530	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	490-510-530	400		
740	560	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	490-510-530	400		
780	600	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	490-510-530	400		

Törmäystestattu ISO 7176-19

Koot mm, paino kg. Vaihtelu mittatiedoissa (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) mahdollisia.

### Malli V300

V300 on kevyt, ristikkorunkoinen, kokoontaittava manuaalipyörätuoli maksimaalisilla säätöominaisuuksilla sekä välikaikaiseen että pitkäkestoiseen käyttöön.

- 4 istuinkorkeutta
- 5 istuinsyvyyttä
- 3 käsitukien korkeutta
- 3 käsitukien syvyyttä
- 5 eri istuinkulmaa 0° - 10°
- kattava valikoima lisävarusteita

Runko	Verhoilu
Metallic Blue C58	Black Nylon/Skai
Champagne C59	Black Nylon/Skai

### Tuolin pitää säätää sinun tarpeidesi mukaan - ei päinvastoin

Periaattemme on että: pyörätuolin pitää adaptoitua sinun tarpeidesi mukaan eikä päinvastoin. Siksi pyörätuoleissamme on modulaarirakenne. Kaikki pyörätuolimme voidaan säätää, ja niissä on kattava valikoima ristiinsopivia lisävarusteita ja optioita. Valikoimamme on 55 vuoden tuotekehityksen tulosta.

### Laatutakuu.

Mitä tulee laatuun **V300** täyttää kaikki vaativimmat normit ja sertifiikatit, joita eri sertifioidut tutkimuslaitokset eri puolilla Eurooppaa ovat säätäneet.

## N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
Belgium

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



**VERMEIREN**  
Opening up new horizons in mobility

Lisätietoja jälleenmyyjältänne Suomessa:

**Camp Mobility**  
Patamäenkatu 5  
33900 Tampere  
Finland  
[info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi)  
[www.campmobility.fi](http://www.campmobility.fi)