



C27 blue
saatavana jopa istuinleveys 75 cm!

Vermeiren Eclips 200 kg – kokoontaittuva, tuplaristikkorunkoinen XXL-pyörätuoli

Vermeiren **Eclips** on tuplaristikkorunkoinen, kokoontaittuva XXL-pyörätuoli painaville käyttäjille sekä väliaikaiseen että pitkäaikaiseen käyttöön esim. lainaamoihin, sairaaloihin ja hoitokoteihin. Maksimikuormitus 200 kg.

Alumiininen tuplaristikkorunko, vahvistetut kelauspyörät ja vahvistetut vaatesuojat takaavat tukevan ja vakaan tuolin. Tuoliin on helppo siirtyä yhtenäisen jalkalaudan ansiosta. Istumismukavuutta parantavat anatomisesti muotoiltu, pehmustettu selkäosa ja istuin sekä pitkät, pehmustetut käsinojat. Istuinleveydet 60, 65, 70 ja 75 cm.

Laaja valikoima lisävarusteita kuten esim. kaatumisesteet ja optiona saatava avustajan käsijarru.



C27 blue - vakiona tummansininen runko, anatomisesti muotoiltu pehmustettu selkäosa ja istuin, vahvistetut kelauspyörät ja sivusuojat, yhtenäinen jalkalauta ja säädettävä pohjeremmi.



Ominaisuudet



Optioita



Kaatumiseste

Kaatumisesteet taakse lisäävät turvallisuutta



Avustajan käsijarru

Avustajan rumpujarru lisää turvallisuutta

Tekniset tiedot

850	375	600	200	530	620	10 70	530	1140	38,5	200
900	375	650	200	530	620	10 70	540	1140	39	200
950	375	700	200	530	620	10 70	550	1140	40	200
1000	375	750	200	530	620	10 70	560	1140	40,5	200

Värit ja materiaalit



C80
blue

NVVERMEIREN BELGIUM
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout Belgium
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esiteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2019 Camp Mobility Finland