



C59 champagne

Vermeiren V300 – kokoontaittava, ristikkorunkoinen pyörätuoli

Vermeiren V300 on kevyt, ristikkorunkoinen, kokoontaittava pyörätuoli maksimaalisilla säätömahdollisuuksilla sekä väliaikaiseen että pitkäaikaiseen käyttöön kotiin, hoitokotiin tai lainaamoihin ja sairaaloihin.

Maksimikuormitus 130 kg. Ristikkorunko takaa tukevan ja vakaan tuolin. Tuoliin on helppo siirtyä ylöskäännettävien käsitukien ja sivulle kääntyvien jalkatukien ansiosta. Istumismukavuutta parantavat säädettävä selkäosa ja pitkät pehmustetut käsinojat, joissa on helppo lukitus. Istuinleveydet 39-60 cm.

Saatavana myös HD versio **V300 XXL** max. 170 kg, istuinleveydet 53, 56 ja 60 cm sekä **V300 30°** kallistettavalla selkäosalla ja **V300 DL** Trendy lightweight kevyellä alumiinirungolla sekä **V300 HEM** hemi-versio.



C80 blue



Ominaisuudet



Vaihtoehtoja



V300XXL 170 kg
istuinleveydet 53-60 cm



V300 30°
kallistettavalla selkäosalla

Tekniset tiedot

Kokonais- leveydet	Istuin- leveydet	Käsitukien korkeudet	Istuin- korkeudet	Kokonais- korkeudet	Kokonais- pituus	Istuin- syvyydet	Selkäosan korkeus	Paino	Max. käyttäjäpaino
570	390	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	15,9	130
600	420	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400	painavin osa 9,7	
620	440	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
640	460	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
660	480	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
680	500	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	440-460-480-500-520	400		
710	530	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	490-510-530	400		
740	560	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	490-510-530	400		
780	600	220-230-240	440-470-500-530	850-880-910-940	1040	490-510-530	400		

Koot mm, paino kg. Vaihtelu mittatiedoissa (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) mahdollisia.

Värit ja materiaalit


CE



C59
champagne



C58
metallic blue



Black Nylon
/ Skai

NV VERMEIREN BELGIUM
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout Belgium
Tel: 00 32 (0)3 620 20 20
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94
www.vermeiren.com

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esiteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2019 Camp Mobility Finland

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi