



Action 1R peruspyörätuoli - kestävä ja kevyt teräspyörätuoli sairaala- ja lainaamokäyttöön

Invacare Action1R on peruspyörätuoli sairaala-, lainaamo- ja lyhytaikaiseen käyttöön. Action1 on suunniteltu vuosikymmenten kokemuksella ja sen suunnittelussa ei ole tarvinnut tehdä kompromisseja. Saatavana kolme eri versiota; Itsekelattava 24" kelauspyörillä ja alumiinisilla kelausvanteilla, Itsekelattava 24" kelauspyörillä ja rumpujarruilla sekä Transit-versio 12" pyörillä.

Saatavana 6 standardikokoa, joista on helppo ja nopea valita oikea koko. Irrotettavat, taakse-kääntyvät käsitet saatavana kaksi versiota täyspitkät tai pöytäkäsituet.

- 6 kokoa, 2 eri käsitukea, 3 eri versiota
- Istuinleveydet 38–50 cm
- Max. 125 kg



Swing Away käsi- ja jalkatuet

Ylös käännettävät käsituet. Jalkatuet kääntyvät sivulle ja irrotettavissa / pois nostettavissa. Korkeussäädettävät erilliset jalkalaudat.



24" kelaus- ja 6" - 8" tukipyörät

Kelauspyörät: 24" PU, pikalukittavat, Kelausvanteet alumiinia. Tukipyörät: 6" - 8" PU, profiili 35 - 40 mm.



Istuintyyny

Sopimustuotteet on tarvittaessa varustettu istuintyynillä jossa pestävä inkontinenssipäällinen.



Vaakatasoon säädettävät jalkatuet (LI)

Lisävarusteena saatavat Eco-jalkatuot säätävät ylöspäin ja tarjoavat mukavamman istuinrasennon.



Keppiteline (LI)

Lisävarusteena saatavassa keppitelineessä kulkee mukana kävelykepit tai kyynärsauvat



Kaatumisesteet ja polkaisuputki

Kaatumasesteet ovat korkeussäädettävät ja ilman työkaluja käännettävät/irrotettavat.

Tekniset tiedot

Kelattava	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	425 mm	3°	495 mm	0° / 7°	430 mm	70°
Transit	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	425 mm	3°	495 mm	0° / 7°	430 mm	70°

Kelattava	240 mm	608 - 700 mm (ist.leiv. +195 mm)	250 mm	1085 - 1125 mm	835 - 875 mm	950 mm	
Transit	240 mm	578 - 670 mm (ist.leiv. +160 mm)	260 mm	955 mm	710 mm	950 mm	

Kelattava	125 kg	alk. 17,5 kg	alk. 10 kg
Transit	125 kg	alk. 17,5 kg	alk. 10 kg

Kelattava	125 kg	alk. 17,5 kg	alk. 10 kg
Transit	125 kg	alk. 17,5 kg	alk. 10 kg

Kallistuskulma ¹ Kääntösäde ²

1. Stabiiletti
Max. kallistus seisontajarruille: 7°
Staat.stabiiletti alamäki: 18°
Staat.stabiiletti ylämäki: 9°
Staat.stabiiletti sivuttain: 19°

2. Kääntösäde
Mini kääntösäde: 915 mm
Pivot leveys: 1280 mm

3. Mitat kokoonaitettuna
Korkeus: 735 - 950 mm
Syvyys: 1025 mm
Leveys: 250 mm

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil Switzerland
Tel: +41 61 487 70 70
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2021 Camp Mobility Finland

Värit ja verhoilu

