



## Uuden sukupolven edullinen peruspyörätuoli

.....  
*Invacare* **Action2NG** on helppokäyttöinen, kokoonaitettava peruspyörätuoli päivittäiseen käyttöön. Täysin uusi Action 2NG on kehitetty tutun Action 3 konseptin perusteella. **Action2NG**:ssä on sama alusta kuin Action 3:ssa, ja se tarjoaa saman turvallisuuden, helppokäyttöisyyden ja istuinmukavuuden edulliseen hintaan kuin suosittu isoveljensä. Yhteisten komponenttien ansiosta **Action2NG** tuolin voi varustaa ja säätää käyttäjän tarpeiden mukaan monipuolisilla Action -tuoteperheen lisävarusteilla.

Erittäin sopiva sairaala- ja lainaamokäyttöön. Vakiokokoonpanossa puhkeamattomat renkaat kaikissa pyörissä. Taaksekääntyvät käsituet ja sivulle kääntyvät jalkatuet helpottavat tuoliin siirtymistä.



**Yes, you can.<sup>®</sup>**



Lisävarusteet ja ominaisuudet

## Kevyt ja mukava käyttää

**Action2NG** täyttää kaikki peruspyörätuolin käyttötarpeet. Kokonaispaino 16,2 kg. Tukeva kokoonlaitettava runko on helppo käsitellä ja kevyen painon ansiosta tuolin kuljetus on helppoa. Yhteensopivuus kaikkien Action -tuoteperheen varusteiden kanssa tekee **Action2NG**:stä helposti adaptoitavan eri käyttäjien tarpeiden mukaiseksi.

## Yhdistele ja modifioi

Paljon käytetty ja testattu ActionNG tuoteperheen teknologia ja kaikkien osien täydellinen yhteensopivuus kaikkien eri Action -tuotteiden ja varusteiden kanssa, tekee **Action2NG**:stä helposti adaptoitavan eri käyttäjien tarpeiden mukaiseksi.



**Tukipyörien kiinnitys**  
Asennettu ulkoputkeen: Lisää tilaa jaloille ja potkuttelulle.



**Säädettävä painopiste**  
Syvyys +/-50 mm ja 3 eri korkeutta.



**Tuplakaatumisesteet**  
Lisäturvaa kynnyksissä, ja epätasaisella maalla.

## Tekniset tiedot

<b>Kelattava</b>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 mm	400 / 430 mm	3°	460 / 485 / 510 mm	7° / 0° - 30°	430 mm	80° / 0° - 80°
<b>Siirtotuoli</b>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 mm	400 / 430 mm	3°	485 / 510 mm	7° / 0° - 30°	430 mm	80° / 0° - 80°
<b>Kelattava</b>	200 - 280 mm (n°1) 240 mm (n°2)	ist.lev. + 200 mm	325 mm	1030 / 1080 mm	820 / 870 mm	920 / 945 / 970 mm	
<b>Siirtotuoli</b>	200 - 280 mm (n°1) 240 mm (n°2)	ist.lev. + 145 mm	240 mm	950 mm	725 mm	945 / 970 mm	
<b>Kelattava</b>	9°	870 mm	125 kg	16,2 kg	8,9 kg		
<b>Siirtotuoli</b>	9°	870 mm	125 kg	14,9 kg	12,1 kg		

All product dimensions are in millimetres to apply EN 12183 standards. Our wheelchairs comply above ISO 7176-19 standards and with ISO 10542, and have additional features providing increased levels of occupant security and safety whilst travelling in a motor vehicle. Wheelchair users should however transfer to the vehicle seat and use the vehicle installed restraint system whenever it is feasible. For more pre-sales information about this wheelchair, please consult the [www.invacare.eu.com](http://www.invacare.eu.com) website. It can be found under the section Medium Active Wheelchairs / Action2NG / Sales and Images in the product catalogue. For information about typical user description, intended use, adjustments and transportation, please refer to the user guide.

Invacare International Sàrl  
Route de Cité-Ouest 2 - 1196 Gland  
Switzerland  
Tel: +41 (0)22 354 60 10  
Fax: +41 (0)22 354 60 11  
[hqeuropa@invacare.com](mailto:hqeuropa@invacare.com)  
[www.invacare.eu.com](http://www.invacare.eu.com)

© 2011 Invacare International Sàrl  
All rights reserved.

All information quoted is believed to be correct at time of print. Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation.

## Värit ja materiaalit



Anthracite Black



Pearl Grey



Black Nylon

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2015 Camp Mobility Finland

