



Löydä uudelleen liikkumisen vapaus!

Invacare Rea Spirea4NG on dynaaminen, kestävä ja kevyt kokoontaitettava pyörätuoli päivittäiseen käyttöön. **Spirea4NG**:n suunnittelussa on otettu huomioon asiakkaiden ja käyttäjien palaute ja käyttökokemukset.

Spirea4NG on helppo käsitellä, sitä tarvitsee säätää vain erittäin vähän, se on teknisesti laadukas ja kestävä ja se tarvitsee vain vähän huoltoa. – **Spirea4NG** on täydellinen ratkaisu, niin käyttäjien, hoitohenkilökunnan kuin insinöörienkin mielestä.





Liikkumisen iloa

Palkitut Spirea tuoteperheen suunnitteluperiaatteet ovat myös **Rea Spirea4NG** :n takana: **Spirea4NG** tekee kelaamisesta ja liikkumisesta vaivatonta ja huoletonta.

Korkeussäädettävät työntökahvat ja kelauspyörien säätömahdollisuudet lisäävät helppoa liikuteltavuutta ja vankka, tukeva runko vähentää kelausvastusta. Uusi kelauspyörien kiinnityslevy antaa enemmän vaihtoehtoja parhaan ajo-asennon löytämiseksi.

Optimaalinen liikuteltavuus ja vakaus

Spirea4NG:n käyttäjälle pikkuiset neukkarit ja kapeat sisätilat ovat ilo. Jalkatuet liukuvat kätevästi istuimen alle tai sivuttaissuunnassa tuoliin siirryttäessä.

Uniikki ristikorakenne tukee runkoa kaksisuuntaisesti, ominaisuus, joka keventää myös tuolin kelattavuutta.

Modulaarinen yhteensopivuus ja HD versio

Kestävä, vakaa ja huoltovapaa alumiinirunko on pitkän kokemuksen ja suunnittelun tulos. Kaikki komponentit renkaista jalkatukiin ovat yhteensopivia kaikkien Rea® ja Invacare® -pyörätuolien kanssa. Kaikki **Spirea4NG**:n osat säädetään kolmen helpokäyttöisen työkalun avulla.

Lisävarusteet ja ominaisuudet



Itsepotkuteltava versio

Vaihtoehtoisilla 22" kelauspyörillä saadaan erittäin matala istuinkorkeus. Soveltuu erityisesti hemiplegiapotilaille ja käyttäjille, jotka haluavat potkutella itse.



Tarrasäädettävä selkäosa

Lisää istuimukavuutta ja antaa selkärangalle parempaa tukea.



Amputaatiotuki

Korkeus-, kulma- ja syvyyssäädettävän amputaatiotuen voi kääntää myös sivulle.



Camber

Sisäänrakennettuna kaksi eri camberkulmaa 0° ja 2°. Vaihdetaan helposti kiinnikettä kääntämällä.

Lisävarusteet ja ominaisuudet



Siirtotuoli

Transit versiossa 16" muoviset siirtopyörät ja avustajan rumpujarrut.



Kaatumisesteet

Kaatumisesteiden asentoa ja korkeutta voidaan säätää.



Kelauspyörien kiinnitys- vaihtoehdot

Vakiokiinnitys 3 eri kohtaa, Active-mallissa 8 eri kohtaa.



Käsitukivalikoima

1. Rio: korkeussäädettävä, lyhyt tai pitkä käsituen pehmuste.
2. Comfort-käsituki, korkeussäädettävä
3. hemikäsituki vaatesuojalla.



Jalkatukivaihtoehdot

1. 0°- 80° kulmaan nostettava jalkatuki, 2. kiinteä 80° jalkatuki, 3. amputaatiotuki ja 4. kipsi-/murtumatuki ovat saatavana joko 5. kiinteillä- tai kulma- ja syvyyssäädettävillä jalkalevyillä. Lisäksi saatavana kanta-/nilkkaremmat, pohjeremmit sekä 6. jalkalevyn pidennysosa.



Tekniset tiedot

Rea Spirea⁴_{NG}	355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 / 500 mm (-50 mm)	0° / 3° / 6°	380 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	7° / -6 - +13°	380 - 460 / 350 - 480 / 420 - 550 mm	80° / 0° - 80°

Rea Spirea⁴_{NG}	320 - 440 / 410 - 530 mm	190 - 290 mm	ist.lev. + 200 mm	305 mm	920 - 1170 mm	690 - 950 mm	720 - 1220 mm

Rea Spirea⁴_{NG}	135 kg	16 kg	9,5 kg

All product dimensions are in millimetres to apply EN 12183 standards. Our wheelchairs comply with ISO 7176-19 standards. Note that special conditions apply regarding accessories. For detailed information regarding vehicular transportation, please consult our website www.invacare-rea.com under Rea wheelchairs/Technical downloads. For more pre-sales information about this wheelchair, please consult the www.invacare.eu.com website. It can be found under the section Medium Active Wheelchairs / Spirea4NG / Sales and Images in the product catalogue. For information about typical user description, intended use, adjustments and transportation, please refer to the user guide.

Värit ja materiaalit

Runkoväri



Slate Grey

Verhoilu



Black Jemina
TR 18

Valmistaja: Invacare Rea AB
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi
p. +46 476 535 00

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2015 Camp Mobility Finland

