

## Zibo Combi Active®

# Joustavaa käyttömukavuutta - pumpulla tai ilman

Tämä patja on kehitetty vastaamaan mahdollisimman laajan kohderyhmän tarpeisiin ja siinä on käytetty vain laadukkaimpia komponentteja. Kierrätettävyytensä ja kustannustehokkuutensa ansiosta patja soveltuu niin kotihoitoon, kunnille kuin sairaaloillekin. Vähemmän liikkuville painehaavariskin omaaville käyttäjille voidaan patjaan liittää pumppu ja käyttää vaihtelevia painetasoja paineen alentamiseksi.



**Haaste:** Usein tarvitaan monia eri apuvälineitä, jotta potilaan hoito voidaan kohdentaa tehokkaasti. Zibo Combi Active® -patjan suurin etu on uudelleenkäytettävyydessä ja käytössä laajalle kohderyhmälle.

### Hyödyt potilaalle:

- Vähentää painehaavojen riskiä ja parantaa haavat nopeammin.
- Vähentää kipua ja sitä kautta lääkkeiden kulutusta.
- Tarjoaa rauhallisen ja häiriöttömän unen, nopeamman kuntoutuksen ja lisäenergiaa harjoitteluun.
- Lyhentää sairaalassaoloaikaa.

### Hyödyt terveydenhuollon ammattilaisille:

- Vähemmän työtapaturmia ja sairauspoissaoloja.
- Vähentää työuupumusta ja lisää työtyytyväisyyttä.
- Vähentää haavanhoito- ja lääkityskustannuksia.

### Sopii käyttäjille, joilla on erityistarpeita:


- Tehohoitopotilaat, jotka tarvitsevat lepoa ja keuhkojen toiminnan optimoimista
- Potilaat, joilla on kipuja, mm. syöpäpotilaat, terminaalipotilaat, reumapotilaat, potilaat, joilla on lonkkamurtuma, ennen leikkausta
- Neurogeeniset sairaudet, esim. jäykät/raskaat potilaat, joilla on lisääntynyt lihasjännitys, ALS-potilaat, neliraajahalvaantuneet, paraplegtikot, skleroosipotilaat, keuhkopotilaat tai potilaat, joilla on hengitysvaikeuksia.

Ota yhteyttä painehaavojen ehkäisyn asiantuntijoihimme saadaksesi lisätietoja tuotteesta.

## Zibo Combi Active®

# Joustavaa käyttömukavuutta - pumpulla tai ilman

ZiboCare on kehittänyt uuden patjan, joka on tulos 12 vuoden kokemuksesta.  
Esittelyssä Zibo Combi Active® -hybridipatja:



## Dynaaminen ja innovatiivinen hybridipatja

### Kliiniset ominaisuudet

Optimaalinen paineen jakautuminen ja paineenpoisto useilla hoitovaihtoehtoilla. Vähentää lämpöä ja kosteutta. Sisäänrakennettu kantapäänalueen kevennystoiminto. Poikittaissuuntaiset ilmakannot tarjoavat maksimaalisen vakauden ja mukavuuden.

### Zibo Combi Active® sopii erityisesti:

Painehaavojen hoito ja ennaltaehkäisy riskitasot 1-4, käyttäjille, jotka eivät voi / eivät halua liikuttaa itseään, kipupotilaille, jotka kokevat suurta kipua, herkille käyttäjille ja dementiapotilaille.

### Zibo Combi Active®

saatavana seuraavia eri kokoja:

**80x200x18 cm** 805440017

**105x200x18 cm** 805440022

**85x200x18 cm** 805440018

**110x200x18 cm** 805440023

**88x200x18 cm** 805440019

**120x200x18 cm** 805440024

**88x220x18 cm** 805440020

**Pumppu:**  
**80000COMBIP**  
805440025

**100x200x18 cm**  
805440021

**Käyttäjäpaino:** 0-250 kg

**Paino:** 13 kg

**Rakenne:** 14 ilmasolua + viskoelastinen vahto päällä

**Päällinen:** PU-inkontinenssi-päällinen

**Pumpun paino:** 1.7 kg

**Pumpun mitat:** 23 x 18 x 8 cm

**Asetukset:** 1-2 sykliä

**Pesuohe:** Patja voidaan pyyhkiä saippuvedellä ja desinfiointiaineella. Pumppu desinfioidaan pyyhkimällä liinalla yleisillä puhdistus- ja desinfiointiaineilla. Päällinen voidaan pestä pesukoneessa max.+95° C.