

# InvaSoft™ Hybrid

advanced hybrid technology



**Ei-moottoroitu Hybridi-painehaavapatja**

Paineen, hankauksen ja mikroilmaston hallintaan



**Yes, you can.®**

# Vallankumouksellinen ei-moottoroitu hybridi-patja

Uusi InvaSoft™ Hybrid, sisältää kehittyneen hybriditekniikan, jolla voidaan hallita paremmin painehaavoihin liittyviä kriittisiä tekijöitä.

InvaSoft™ Hybrid patjoissa on innovatiivinen materiaalien ja tekniikoiden yhdistelmä paineen uudelleenjaon parantamiseksi, hankauksen ja kitkan vähentämiseksi ja erittäin tehokkaan mikroilmaston hallinnan varmistamiseksi.

Tutkimus- ja suunnitteluohjelmassamme, johon kuuluu yhteistyössä mm. kudosasiantuntijoita, kehitetty

InvaSoft Hybrid on helppo, tehokas ja vaikuttava patja, joka on suunniteltu vastaamaan moniin terveydenhoitoalan hoitoympäristöihin ja niihin kohdistuviin haasteisiin.

Riippumattomat testitulokset vahvistavat myös, että InvaSoft Hybrid on erittäin tehokas painehaavojen kehittymisen ehkäisyn keskeisten ulkoisten tekijöiden hoidossa.



## Päällinen




> **Kestävä ja erittäin hengittävä**  
medical inkopäällinen



> **Kahteensuuntaan joustava**  
vahentää hankausta ja kitkaa

1



## Paineen jakautuminen

Innovatiivinen **automaattisesti säätyvä teknologia** mahdollistaa ei-moottoroidun paineen jakautumisen potilaan kaikissa makuuasennoissa, ilman tarvetta moottoroidulle ilmanpaineelle.


5°

- > **Kalteva kantapääalue & suojaava hankausta vähentävä kerros** siirtää painoa pois haavoittuvalta kantapään alueelta



- > **Pehmeä, responsiivinen päälliskerros** ympäröi potilaan maksimaalisen mukavuuden ja tuen saamiseksi.

2



## Hankauksen & kitkan vähentäminen

InvaSoft™ Hybridissa on **innovatiiviset materiaalit** jotka vähentävät hankausta ja kitkaa.



- > **Kahdeksan horisontaalista ilmasolua** yksilöllisesti reaktiivinen paineen uudelleen jakautuminen.



- > **Kuumuuden ja kosteuden vähennys** erityisesti suunniteltujen ilma-aukkojen avulla.

3



## Mikroilmaston Hallinta

Vallankumouksellinen "Non-Powered Airflow Technology" (N.P.A.T.), InvaSoft™ Hybrid tarjoaa jatkuvaa mikroilmaston hallintaa.




### > Poikkeuksellinen ilmankierto

avoimen rakenteen ja tukea antavan nuudelirakenteisen patjamateriaalin ansiosta.



### > Uritettu vahtomuovi

extra mukavuutta ja paineen jakautumista laajemmalle alueelle



## Potilasmukavuus



> **Ultra-pehmeä ja tukeva kerroksellinen muotoilu** extra mukavuutta ja stabiliteettia.



> **230 kg turvallinen työskentelykuorma** tarjoaa arvokasta varmaa tukea.

# Helppo Tehokas Vaikuttava

Hybridipatjojen kustannustehokkuus ja kliiniset hyödyt ovat yhä enemmän tunnustettuja etuja. InvaSoft™ Hybridin modulaarinen rakenne ja komponentit ovat kaikki vaihdettavissa, mikä pidentää tuotteen käyttöikää, vähentää kustannuksia ja minimoi ympäristövaikutuksia.



## Helppo

**Helppo käyttää**, ei monimutkaista asennusta.

**Helppo puhdistaa**, nopea läpimenoaika potilaiden välillä.

**Helppo huoltaa**, pääkomponentit voidaan vaihtaa helposti ilman erikoistyökaluja ja huoltokoulutusta.



## Tehokas

Tehokas ja riippumattomasti testattu **paineen jakaantuminen**.

Tehokas ja riippumattomasti testattu **hankauksen ja kitkan vähennys**.

Tehokas ja riippumattomasti testattu **microilmaston hallinta**.



## Vaikuttava

**Ei ennaltaehkäisevää huoltoa** Ennakkohuoltoa ei tarvita.

**Sähkövirtaa ei tarvita** edistää siten ympäristöystävällisyyttä ja tuotteella on positiivinen hiilijalanjälki.

**Modulaarinen design** tarkoittaa, että tuotteen osat voidaan vaihtaa yksitellen.


Kustannustehokas

Kliiniset edut

Yksinkertainen

ratkaisu






## Riippumattomat testit

InvaSoft™ Hybrid on läpäissyt vaativat Berlin Cert testaustalon testit, joka on riippumaton asiantuntijalaitos, jolla on erityisesti kokemus painehaavapatjoista. Testeissä verrattiin InvaSoft™ Hybrid patjaa kolmeen johtavaan hybridipatjaan paine-, kitka- ja mikroilmaston hallinnan osa-alueilla.


### Kliinisesti testattua erinomaisuutta

InvaSoft™ Hybrid osoitti ylivoimaista suorituskykyä lämpötilan ja kosteuden hallintaan - ylittäen kaikki kilpailevat hybridipatjat.

### HUIPPULÄMPÖTILA



### HUIPPUKOSTEUS



\*Vertailutestissä kolme johtavaa hybridipatjamallia

## Tekniset tiedot ▼

Lisätietoja tästä tuotteesta, mukaan lukien käyttöopas, on verkkosivustollamme: [www.invacare.eu](http://www.invacare.eu)



Leveys ▼

830-850-880 mm



Korkeus ▼

170 mm



Pituus ▼

1970-2000-2100 mm




Paino ▼

18 kg



Käyttäjäpaino ▼

230 kg



Konepesu  
max.pesulämpötila ▼

95 °C

Tel: +44 61 487 70 70  
hqeurope@invacare.com  
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH  
Benkenstrasse 260  
4108 Witterswil  
Switzerland



© 2021 Invacare International GmbH. All rights reserved. All information quoted is believed to be correct at time of print. Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. European Pat. Pending 21166020.4 - EU - 02/21

Yes, you can.®