

# **Essential** Touch

*Quality Foam Mattress*



**Mukava ja kustannustehokas ratkaisu  
paineen uudelleen jakoon**




Invacare **Essential Touch** on lähtötason painehaavoja ehkäisevä patja, joka soveltuu eri terveydenhuoltoympäristöihin sekä kotihoitoon että laitoksiin. Käytännöllinen ja kestävä patja tarjoaa mukavuutta, tukea ja paineen jakautumista kustannustehokkaasti.

## Tehokas painehaavojen ehkäisy

► Invacare **Essential Touch** patjan ytimessä on sarja "avaimenreikä" leikattuja soluja, jotka liikkuvat itsenäisesti ja jakavat painon tasaisesti, joka lisää mukavuutta ja helpottaa painehaavojen ehkäisyä.

## Nesteitä läpäisemätön päällinen

► Päällinen on moneen suuntaan joustavaa, vettä hylkivää, polyuretaanikangasta, jossa on erinomainen palautumiskyky ja kestävyys, joka auttaa vähentämään hankaus- ja kitkavoimia. Päällisessä on myös kaksi vahvistettua kahvaa patjan toisella puolella ja valkoinen sisävuori, joka helpottaa läpilyöntien tai muiden päällisen vaurioiden tarkastamista.



### Päällisessä vetoketju kolmella sivulla

► Mahdollistaa vaahtopehmsteen helpon tarkastuksen ja helpon poistamisen pesua varten.

### Molemmilta puolilta lovettu vaahtomuovipehmuste

► Kaksipuolinen vaahtomuovi mahdollistaa patjan kääntämisen tai kääntämisen päällisen sisällä, mikä lisää tuotteen käyttöikää.

### Design

► **Essential Touch** patjassa on innovatiivinen, moderni päällinen, jonka yksinkertainen aalto antaa patjalle raikkaan ja ajanmukaisen ulkonäön.

## Tekniset tiedot ▼

Saat kattavammat myyntitiedot tästä tuotteesta, mukaan lukien tuotteen käyttöohjeet, paikalliselta Invacaren jälleenmyyjän verkkosivustolta.



Koot ▼



Max.käyttäjäpaino ▼



Max. pesu-lämpötila ▼

Nimellistiheysalue (kg/m<sup>3</sup>) ▼

Valmistajan tuotenro ▼

**Essential Touch**  
(pituus 2000 mm)

2000 x 830 x 150mm  
2000 x 880 x 150mm

150 kg

95°

40 - 42

1631830

1631831

Valmistettu seuraavien standardien mukaan:  
EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 ja BS 7177: Crib Source 5

1. Hoitotyö on ensisijaisesti keskeistä painehaavojen ehkäisyssä. Tämä patja edistää positiivisesti painehaavojen ehkäisy suunnitelman tuloksia. Koulutus, kliininen harkinta ja haavoittuvuuteen perustuva toimintasuunnitelma ovat perustekijöitä painehaavojen ehkäisyssä. Erilaisia arviointitesteikkoja voidaan käyttää mahdollisena menetelmänä painehaavojen kehittymisen riskin arvioinnissa, ja niitä tulisi käyttää epävirallisen arvioinnin yhteydessä (tietoinen hoitotyön arviointi).

Tel: +41 61 487 70 70  
hqueurope@invacare.com  
www.invacare.eu.com

Invacare International GmbH  
Benkenstrasse 260  
4108 Witterswil  
Switzerland