



Monipuolisesti säädettävät Bug-ratasalustat

Ulkokäyttöön tarkoitetut kevyet Bug-rattaat on helppoja työntää kaikilla alustoilla. Niissä on puhkeamattomat pyörät, rumpujarrut, helppokäyttöiset lukkomekanismit ja iskunvaimentimet. Rattaissa voi säätää istuimen leveyttä ja syvyyttä sekä selkänojan korkeutta.



4-pyöräinen ratasalusta - 869



3-pyöräinen ratasalusta - 901

Korkeussäädettävä sisäalusta - 856

Korkeussäädettävässä sisäalustassa on 10 cm jarrulliset pyörät. Helppokäyttöisessä ja turvallisessa alustassa on kaasujouset sekä jalkapoljin ja kädellä toimiva etuvipu.



Ominaisuudet




Istuin on helppo laskea alas sivussa olevan käsivivun avulla.




Jalalla toimiva painike helpottaa istuimen ylösnostoa.




Tekniset tiedot



Bug + 869	Maksimi paino (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (aste)	J (aste)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Q (cm)	R (cm)	Runko (kg)	Istuin (kg)	Yhteensä (kg)
1-2 malli	35	20-30	52-62	37	52	20-30	14-30	0°-35°	35°	101-111	57	67-81	29	88	28	81	44	81	9,5	8,5	18
3-4 malli	45	25-36	60-75	44	55	30-40	30-40	5°-30°	40°	113-127	62	79-92	34	112	30	93	62	94	10,5	11,5	22



BUG + 901	Maksimipaino (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (aste)	J (aste)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Runko (kg)	Istuin (kg)	Yhteensä (kg)
1-2 malli	35	20-30	52-62	37	51	20-30	14-30	14°-49°	35°	103-113	63	78-106	29	88	38	79	10,5	8,5	19
3-4 malli	45	25-36	60-75	44	57	30-40	30-40	13°-38°	40°	117-132	69	98-127	34	112	40	96	11,5	11,5	23



Koko	Maksimi paino (kg)	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (aste)	J (aste)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	Runko (kg)	Istuin (kg)	Yhteensä (kg)
1-2 malli	35	20-30	52-62	37	47-73	20-30	14-30	0°-35°	35°	99 - 135	56	35-61	79	40	25	14,5	8,5	23
3-4 malli	45	25-36	60-75	44	47-73	30-40	30-40	0°-25°	40°	107-148	62	35-61	83	45	32	15,5	11,5	27

Kallistuva istuin, joka kasvaa lapsen mukana!

high quality

 **made in italy**



Ainoa kallistusominaisuudella varustettu istuin, josta lapsen ryhti pysyy hyvänä myös siirtotilanteissa. Istuma-asentoa on helppo säätää yhdellä kädellä portaattomasti.



Monipuolisesti säädettävä istuin

Kevyt ja hyvä käytettävyys

Turvallinen ja yksilöllinen

Ergonomisen istuimen verhoilu on hengittävä ja palosuojattu



Selkänojassa on tukeva niskatyynty.

Lapsen pää on aina tuettuna kallistuksen ajan, myös ilman lisävarusteita.

Tukeva selkänoja, jossa selkäosan kulmasäätö 40 astetta ja korkeuden säätö 10 cm (koko 1-2) ja 15 cm (koko 3-4).

Pehmusetun istuimen leveyttä ja syvyyttä voi säätää 10 cm.

Jalkatuessa on polvikulman säätömahdollisuus.

Lisäksi jalkatuen korkeus ja kallistus on mahdollista säätää optimaaliseksi.

Kokoontaitettava runko on tehty alumiinista.

Työntökahvassa kulman ja korkeuden säätö.



BUG

Lisävarusteet



863 - Päätuiki



934 - Päätuiki jousitus. Saatavilla 863-päätuikiin (näkömää takaa)



852 - Säädettävä päätuiki, myös päälaen tuenta




853 - Vetoketjuliivit



903 - 5-pisteen vetoketjuliivit



906 - 5-pisteen vyöt



838 - Säädettävät vartalo-
tuet




868 - Säädettävät vartalotu-
et rintakehävyöllä



894 - 45-asteen lantiovyö



817 - jalkahihnat



824 - Säädettävä
läpinäkyvä pöytälevy



839 - Säädettävä etutuiki



827 - Jalkahihnat



829 - Pehmustettu jalkalauta



818 - Lämpöpussi



819 - Kuomu



825 - Sadesuoja (vaatii
819-kuomun). Vain 869- ja
901-ratasalustoille.



854 - Värät: Sininen, oranssi,
keltainen ja pinkki. Vain
869- ja 901-ratasalustoille.



858 - Verkkokori. Vain 869-
ja 901-ratasalustoille.



905 - Käsijarru 869-alus-
talle. 901-ratasalustassa
valmiiksi asennettuna.



911 - Integroitava laatik-
ko. Vain 869-alustalle.




921 - Lasten seisontalauta
(Vähintään 15 kk ikäisille).
Maksimipaino 20 kg. Vain
869- ja 901-alustoille.



922 - Pullonpidike. Vain 869-
ja 901-alustoille



935 - Happipulloteline.
Max. koko happipullo: korkeus
600 mm (Venttiili mukana) -
halkaisija 140 mm. Vain 869- ja
901-alustoille.



891 - 4 sidontakoukku
rattaiden kiinnittämiseen
menosuuntaan autossa tai
bussissa. 869-alustalle.



Turvallisuus

 *design and quality*
MADE IN ITALY since 1980



BUG 869 -ratasalusta läpäisi ISO 7176/19 - ja ANSI RESNA WC/19 -standardien mukaisen törmäystestin.

Sertifiointi ja testaus

Tuotteen sertifiointi:

CERAH
France



Tuotteen testaus:

BERLIN CERT GmbH
AND LISTED IN THE GERMAN HMV
(Technical Aids Listing)

FDA (USA)
registered

COMPANY WITH QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY
ISO 9001

Valmistaja:

ORMESA s.r.l.

Via A. Da Sangallo, 1 - 06034 FOLIGNO
(PG) ITALY
TEL. +39 0742 22927
FAX +39 0742 22637
info@ormesa.com
www.ormesa.com

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esiteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2017 Camp Mobility Finland

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi