

Optiot & lisävarusteet Istuimet & ohjaimet



Design. Technology. Performance.



Yes, you can.®

Sisältö

Esittelyssä *AVIVA RX*

AVIVA tuoteperhe

AVIVA alustat

4 - 5

6 - 7

Istuinjärjestelmät

Modulite komponentit & optiokoodit

Ultra Low Maxx

8

9 - 19

20 - 31

LiNX teknologia

LiNX komponentit & optiokoodit

32 - 41

AVIVA

Uusi **AVIVA RX** takavetoisten sähköpyörätuolien tuoteperhe on suunniteltu tarjoamaan täyden säädettävyyden ja laajan valikoiman vaihtoehtoja, jotka yhdistettynä uusiin teknologioihin ja eleganttiin muotoiluun, tarjoaa maksimaalisen mukavuuden ja hallinnan ajettaessa sekä sisällä että ulkona.

Vähemmän monimutkaisuutta

AVIVA RX -sarja on suunniteltu älykkäästi mahdollistamaan säätöjen tekeminen alustaan, ohjaimiin ja istuinjärjestelmään – joka vähentää sovitussähköpyörätuolien määrää ja tarjoaa yksilöllisen istuvuuden säädön asennuksen aikana.

Tämä optiot & lisävarusteet kuvasto

on luotu opastamaan sinut läpi laajan valikoiman vaihtoehtoja ja lisävarusteita, jotka tekevät **AVIVA** -sarjasta niin helposti mukautuvan ja helposti säädettävän ja asennettavan.



AVIVA

family



Esittelyssä AVIVA RX

saatavilla olevat mallit

AVIVA RX 20

ONE-PIECE

Uusi takavetoisten perusmalli

Lähtötason vain ajotoiminnot sisältävä sähköpyörätuoli, yksiosaisella istuimella, liikkuu erinomaisesti sisätiloissa, ja se on ihanteellinen niille, joilla on vähemmän kliinisesti vaativia käyttötarpeita.

AVIVA RX 40

MODULITE

Premium-versio, jossa on enemmän ominaisuuksia ja vaihtoehtoja

Ihanteellinen ratkaisu niille, jotka käyttävät tuoliaan ulkona yhtä paljon kuin sisällä ja/tai tarvitsevat enemmän kliinistä tukea.

AVIVA

nily



AVIVA RX40

MODULITE HD

HD versio Plus-size kokoisille käyttäjille

Suurempi käyttäjäpaino ja laajat istuinvaihtoehdot tekevät tästä sopivan vaihtoehdon isommallekin asiakaskunnalle.

AVIVA RX40

ULTRA LOW MAXX

Huippuluokan moottoroitua asentohoitoa myös matalalla istuinkorkeudella

Täydellinen ratkaisu positiivisten kliinisten tulosten ja parantuneen liikkuvuuden saavuttamiseksi.



AVIVA Alustat

AVIVA RX voidaan mukauttaa käyttäjän henkilökohtaisten mieltymysten ja tarpeiden mukaan, tuolin alustassa olevien yksinkertaisten säätömahdollisuuksien ansiosta.

Täydellinen sopivuus

Aidosti muokattavissa käyttäjän henkilökohtaisten mieltymysten ja tarpeiden mukaan.

- > Istuimen portaaton säätö yhdistettynä valikoimaan optioita ja lisävarusteita
- > Viritä ajoprofiilit ja -ohjelmat helposti LiNX-tekniikalla. Säädettävissä Bluetoothin kautta ajon aikana, mikä varmistaa täydellisen ja johdonmukaisen ohjauksen
- > Säädettävä ja helposti asennettava istuin
- > Muuta tuolin painopistettä ja istuinkorkeutta parhaan mahdollisen ajokokemuksen saavuttamiseksi

Valitse alustan leveys

NB (Standard): 560 mm – Kompakti ja ylivoimainen liikuteltavuus
Wide: 635 mm – Parempaa stabiiliteettia

AVIVA NB (Standard)

2810



560 mm
22"

Narrow Base -alusta
Saatavana olevat pituudet 460/490/520 mm

AVIVA Wide

2830



635 mm
25"

Wide - leveä alusta
Saatavana olevat pituudet 490/520/550 mm

Istuinjärjestelmät

AVIVA RX:ään on mahdollista valita yksi kolmesta istuinjärjestelmästä. Istuinjärjestelmän konfigurointi on tärkeä osa sähköpyörätuolia, ja se vaikuttaa siihen, kuinka mukavaksi henkilö tuntee olonsa sitä käyttäessään. On tärkeää luoda yksilölle vakaa ajokokemus.



One-piece

Tarrasäädettävä selkäosa vakiona, yksiosainen istuinlevy, portaaton syvyydensäätö, leveyssäätö käsinojissa ja jalkatuissa



Modulite

Erittäin säädettävä järjestelmä, helppo pääsy kaikkiin asetuksiin käyttäjän istuessa tuolissa. Helpottaa apuvälinearvion tekemistä ja sovitusta. Laaja valikoima lisävarusteita ja optioita, portaaton säätö, käsinojissa, selkänojaissa ja jalkatuissa leveyden säätö



Ultra Low Maxx

Erittäin säädettävä järjestelmä huippuluokan asentohoitoon, hankausta vähentävät sähkökäyttöiset asemointijärjestelmät, laaja valikoima lisävarusteita ja optioita, portaaton säätö, käsinojien, selkänojan ja jalkatukien leveyssäätö

Modulite

Modulite on innovatiivinen istuinjärjestelmä, joka tarjoaa mukavuutta ja täydellisen valikoiman asentoratkaisuja. Monikäyttöinen ja joustava istuin täyttää laajan asiakaskunnan vaatimukset. Modulite tarjoaa älykkään ja yksinkertaisen ratkaisun sähköpyörätuolin istuimiin.

Modulite tarjoaa erilaisia istuimen tuki- ja pehmustevaihtoehtoja, joiden avulla voidaan saavuttaa sopiva asento ja mukavuus. Riippumatta asiakkaasi vaatimuksista, Modulitessa on tarjolla eri istuinkokoja, selkänöjä ja sähköisiä asentovaihtoehtoja, jotka takaavat todella yksilöllisen istuvuuden.



Selkäosanputket

► Selkäosanputki lyhyt - korkeus 480 mm	Option Code - 2163
► Selkäosanputki pitkä - korkeus 540 mm	Option Code - 2162
► Selkäosanputki ja työntökahvat - korkeus 480 mm tai 540 mm	Option Code - 2107
► Selkäosanputki ilman työntökahvoja - korkeus 480 mm tai 540 mm	Option Code - 2018



Matrx®

Elite™ TR back

2176



Kangas: Meshtex
Korkeus: 500 mm
Syvyys: 76 mm

Matrx®

Elite back

2177



Kangas: Meshtex
Korkeus: 500 mm
Syvyys: 76 mm

Matrx®

Elite™ Deep back

2178



Kangas: Meshtex
Korkeus: 500 mm
Syvyys: 152 mm

Matrx®

Posture back

2174/2175



Kangas: Meshtex
Korkeus: 400/500 mm
Syvyys: 127 mm

Selkäosavaihtoehdot

Flex3®

Tarrasäädettävä

2179



Kangas: REA Black Dartex
Korkeus: 540 mm
Leveys: 480 mm

Flex3®

Säädettävä
kova selkälevy

2172



Ilman selkäosatyyntä
Korkeus: 550 mm
Leveys: 380-510 mm

Basic tarrasäädettävä selkäosa

2171



Kangas: Black
Korkeus: 540 mm tai 480 mm (verhoilun korkeus) **Kiinnitys:**
Hihnat ovat helposti ulottuvissa ja säädettävissä takaa

Flex3®

2173



Laguna selkäosatyyntyn kanssa
Korkeus: 550 mm
Leveydet: 380-510 mm

Flex3®

2173




Adapteri

Säädettävät kiinnityslevyt Laguna
selkäosatyyntyn kanssa
Leveys- ja korkeussäädettävät 560 - 790 mm
Kuvassa Elan päätuki ja kiinnikkeet

Verhoiluvaihtoehdot

Black Nylon




Kangas: Nylon

Matrx® Meshtex



Kangas: Kosteuttaläpäisemätön

Matrx® Startex



Kangas: Kosteuttaläpäisemätön

Käsitukien pehmusteet

Lyhyt

2195



Lyhyt käsitukipehmuste
Pituus: 325 mm **Leveys:** 90 mm

Pitkä

2196



Pitkä käsitukipehmuste
Pituus: 375 mm **Leveys:** 90 mm

Lyhyt pehmeä

2199



Pehmeä käsitukipehmuste (REA Azalea® wide pad)
Pituus: 460 mm
Leveys: 95 mm

Pitkä Ergonomic

2197



Pitkä ergonominen käsitukipehmuste
Pituus: 397 mm - suuri pinta-ala edessä
helpottaa siirtymisiä

Käsitukivaihtoehdot

T-Käsituki Standard



Säätöalue istuinlevystä:
245 mm - 315 mm

Korotettu



Lisäkorkeus

Säätöalue istuinlevystä:
295 mm - 365 mm

Sisennetty



Pienentää istuinleveyttä
25 mm kummaltakin puolelta
Säätöalue istuinlevystä:
245 mm - 315 mm

Flip-up Standard



Flip-up standard käsituki
(korkeus- ja syvyyssäädettävä)
Korkeudensäätöalue:
230 mm - 360 mm

Following



Kääntyy sivusiirtoa varten
Korkeudensäätöalue:
230 mm - 300 mm

Following



Kääntyy sivusiirtoa varten
Korkeudensäätöalue:
300 mm - 360 mm

Pehmustettu käsituki / vaatesuoja

2198



Pehmustettu käsituki integroidulla vaatesuojalla
Huom: yhdistettynä sisennetyn käsituen kanssa saavutetaan istuinleveys 25 cm (10")

Reisituet

Leveys: 140 mm

2184/2185



Reisituet (vain flip up ja following käsitukien kanssa)
Korkeus: 100 mm
Leveys: 140 mm

Leveys: 230 mm

2186/2187



Reisituet (vain flip up ja following käsitukien kanssa)
Korkeus: 100 mm
Leveys: 230 mm

Leveys: 330 mm

2188/2189



Reisituet (vain flip up ja following käsitukien kanssa)
Korkeus: 100 mm
Leveys: 330 mm

Niska- ja päätuet

Niskatuki

1350



Niskatuki: korkeus- ja syvyyssäädettävä

Päätuki sivuttaissäädöllä

1432



Päätuki: korkeus-, syvyys, ja sivuttaissuunnassa säädettävä

Päätuki cheek support

1427



Päätuki poskituilla: korkeus- ja syvyyssäädettävä

Elan

Standard

2323/2324/2322



Täysin säädettävä Elan päätuki
Pehmusteiden leveydet: 6"/10"/14"

Elan

Occipital

2325/2326



Täysin säädettävä Elan päätuki
Pehmusteiden leveydet: 9" x 7" tai 12" x 8"

Elan

4-point

2326



Täysin säädettävä Elan päätuki
irrotettava Startex pehmuste
Pehmusteiden leveydet: 9" x 7" tai 11" x 10"

Sivutuet

Kiinteä

1446



Kiinteä (REA Azalea®, Dartex) pidennetty varsi

Monisäädettävä

1445



Monisäädettävä (REA Azalea®, Dartex) pidennetty varsi

Istuimen kallistus (tiltti)

Manual tilt

1091



Manuaalisesti säädettävä istuimenkallistuskulma (0° - 12° Kite, 0° - 8° TDX SP2)

Powered tilt basic 20°

1092/1095



Sähköinen istuinkallistus 0° - 20°

Manual recliner

0975



Manuaalisesti säädettävä selkäosan kallistus (0° - 30° 3.75° välein) - Alastaittuva

Powered tilt 30°

1093



Sähköinen istuinkallistus 0° - 30° + painopisteen säätö

Istuinhissi

1094



Istuinhissi (nousu 300 mm) + Sähköinen istuinkallistus 0° - 30° + painopisteen säätö

Powered recliner

0977



Sähköinen selkäosan kallistus (0° - 30°) - Alastaittuva

Jalkatuet

Keskikiinnitteinen Manual

0556



Kulmansäätö: 0° - 90°
Säärimitta: 280 mm - 285 mm

Keskikiinnitteinen Powered

0589



Kulmansäätö: 0° - 90°
Pituus: 340 mm - 410 mm

Sivukiinnitteinen Standard

0526



Kulma: 80°
Pituus: 350 mm - 450 mm

VARI F

0503



Kulmasäädettävä työkaluin:
0°-70°
Pituus: 290 mm - 460 mm

VARI A

0533



Kulmasäädettävä siipiruuvilla
0°-70°
Pituus: 290 mm - 460 mm

ADM

0532



Manuaalisesti kulmasäädettävä
QR-pikakiinnityksellä 0°-80°
Pituus: 290 mm - 460 mm

ADE

0531



ADE sähköinen kulmansäätö
joystickillä 0° - 80°
Pituus: 290 mm - 460 mm

Amputaatiotuki VAS

0555



Amputaatiotuki VAS

Amputaatiotuki OIK

0554



Amputaatiotuki OIK

Jalkalevyt

Kiinteät

0512



Kiinteät jalkalevyt

Kulmasäädettävät

0504



Kulmasäädettävät jalkalevyt

Jalkalauta

0522



Kulmasäädettävä yhtenäinen jalkalauta

Kulma- ja syvyysäädettävät

0513



Kulma- ja syvyysäädettävät jalkalevyt

Muut lisävarusteet

Laukkukoukut


2128



Laukkukoukut ja ylimääräinen niskatuen kiinnike. Max. kuormitus 6 kg. Vaikuttaa max. käyttäjäpainoon ja stabiiliteettiin

Swing away pöytälevy

1404



Swing away tarjotin/pöytälevy oik - vas -ohjaus. Kirkas perspex muovi, tuolin leveyden mukaan

Oik - Vas
ohjaus

Swing away pöytälevy

1405



Swing away tarjotin/pöytälevy vas - oik -ohjaus. Kirkas perspex muovi, tuolin leveyden mukaan

Vas - Oik
ohjaus

Ultra Low Maxx

Ultra Low Maxx sähköinen istuinjärjestelmä on suunniteltu tarjoamaan mahdollisimman yksilöllinen istuvuus, mikä lisää toimivuutta ja riippumattomuutta asiakkaan jokapäiväiseen elämään. Jopa 50 asteen keskikulma Gravity (CoG) kallistus ja 170° kallistus ja **luokkansa johtava Extended Shear Reduction (ESR) teknologia**, Ultra Low Maxx on täydellinen ratkaisu, kun halutaan tuottaa myönteisiä klinisiä tuloksia ja parantaa liikkuvuutta.

Sähkötiltti tai yhdistetty tiltti & hissi

Matrx®

2099



Kiinteä STF istuinkorkeus ja -kulma

Matrx®

2052



Ultra Low Maxx CG tilt (0 - 50°)

Matrx®

2053



Ultra Low Maxx CG tilt (0 - 45°)
+ 300 mm istuinhiisi

Sähkötiltti optiot

► Ultra Low Maxx CG Tilt

Standard Mount

Option Code - 2057

► Ultra Low Maxx CG tilt 5° Fixed Anterior

Assist mount

Option Code - 2054

► Ultra Low Maxx CG tilt 10° Fixed Anterior

Assist mount

Option Code - 2055

► Ultra Low Maxx CG tilt 5° Fixed Posterior-tilt

Assist mount

Option Code - 2056



Selkäosankallistus & ESR

2069



Kiinteä istuinkulma
(ei sähköistä selkäosan kallistusta)

2060



Sähköinen selkäosan kallistus
90 - 170° ,
Standard Mount

2066



Sähköinen selkäosan kallistus
60 - 140° ,
Standard Mount

2063



Sähköinen selkäosan kallistus, 8° esiasennus
90 - 170° ,
Standard Mount



Matrx® Istuintyyny

Matrx®

Libra™

2147
2142 Modulite
2145 Ultra Low Maxx



Tarjoaa korkeimman riskitason ihosuojan, asennon ja säädettävyyden yksilöllisiin käyttäjatarpeisiin. Muotoiltu HR-vaahto-muovipohja, joka on suunniteltu tasaamaan kuormitusta ja tukemaan lantion vakautta, 3-kammiota, ei huoltonestettä. Suositellaan niille, joilla on suurin riski tai joilla on jo painehaava /ihovaurio.

Kangas: Startex

Paksuus: 90 mm

Max. käyttäjäpaino: 136 kg

Matrx®

Vi

2144



Suunniteltu parantamaan istuinasettoa ja suojaamaan ihoa henkilöille, joilla on kohtalainen tai suuri painehaavariski. Kolmikerroksinen muotoiltu vaahtomuovi, jossa on taskullinen viskoelastinen ischial relief-alue.

Kangas: Meshtex

Paksuus: 90 mm

Max. käyttäjäpaino: 136 kg

Matrx®

Flo-Tech Lite

2145



Kangas: Black smooth

Paksuus: 75 mm

Max. käyttäjäpaino: 127 kg

Matrx® Flo-Tech Contour Visco NG

2146
2143 on Modulite
2146 on Ultra Low Maxx



Kangas: Black smooth

Paksuus: 100 mm

Max. käyttäjäpaino: 140 kg

Selkäosaoptiot

► Standard rehab selkäosalevy ja selkäosan verhoilu - **korkeus 355 mm / 14"**

Option Code - 2540

► Standard rehab selkäosalevy ja selkäosan verhoilu - **korkeus 405 mm / 16"**

Option Code - 2541

► Standard rehab selkäosalevy ja selkäosan verhoilu - **korkeus 455 mm / 18"**

Option Code - 2542

Standard

2543



Standard Rehab selkäosalevy ja selkäosan verhoilu - **korkeus 505 mm / 20"**

► High back, spacer

korkeus 405 mm / 16"

2050

► High back, spacer

korkeus 455 mm / 18"

2051

High back

2320



High Back
Korkeus 505 mm / 20"
Kangas: Black spacer



Matrx® selkäosat

Uudet Matrx Elite E2 selkäosat ovat helppoja asentaa asennustappien avulla. Saatavana nyt myös laajempi kokovalikoima leveyksiä ja korkeuksia. Uusi Ripple Foam -pehmuste-teknologia tarjoaa paremman lämmönsäätelyn, hengittävyys ja upotuksen.



Matrx® Elite2



E2 Standard



E2 Deep



Vakiona MiniSet tai EasySet -kiinnitysosat
MiniSet 41cm asti, EasySet korkeuksiin 46/51cm.

Leveydet: 36/38/41/ 43/46/48/51cm

Uudet korkeudet: 15/20/26/31/ 36 / 41/ 46 / 51cm

Uusi HD-päätuken-kiinnityslevy
bariatrisille käyttäjille ja
MiniSetHD tai EasySetHD-kiinnitysosat.
HD osia suositellaan myös käyttäjille,
joilla korkea tonus, spastisuutta tms.



E2 selkäosassa on uusi kuori ja muotoonvalettu HR-vaahto-pehmuste ja päällinen joka ulottuu selkäosan reunan yli.

E2 Deep selkäosa tarjoaa syvemmän muodon tukee
vartalon keskiliinjan ja paremman tuennan.

Päällinen: Meshtex
Syvyys: 76 mm / 3"

Päällinen: Meshtex
Syvyys: 52 mm / 6"

Matrx® Posture Back

PB Standard

Matrx® Posture Back

PB Deep



PB selkäosassa on ABS kuori ja muotoonvalettu HR-vaahto-pehmuste ja päällinen joka ulottuu selkäosan reunan yli.



PB Deep selkäosa tarjoaa syvemmän muodon tukee
vartalon keskiliinjan ja paremman tuennan.

Päällinen: Meshtex
Syvyys: 125 mm / 5"

Päällinen: Meshtex
Syvyys: 175 mm / 7"

► korkeus 405 mm / 16"

2174

► korkeus 505 mm / 20"

2175

► korkeus 405 mm / 16"

2560

► korkeus 505 mm / 20"

2561

Muita selkäosia

VitalBase®

Stabil
SuperStabil



Keskilinjaa hyvin tukeva, tarrasäädettävä selkäosa, jonka sivuissa on hyvä tuenta. Sivutukien syvyys on noin 17 cm, vahvistetut kovikkeet sivuissa. Max.käyttäjäpaino: 150 kg.

- ▶ Stabil: 35-50 cm korkeudet 50 tai 60 cm
- ▶ SuperStabil: 35-50 cm korkeudet 50 tai 60 cm

Vicair®

FlexBack
Multifunctional
Anatomic



Vicair tarjoaa korkealuokkaista paineen vähennystä (tasot I-IV) hankaliin funktionaalisiin/anatomisiin vartalon epäsymmetrioihin. Flex Back -mallissa lisäsivutuet, jotka voivat olla ratkaisu haastaviin asento-ongelmiin. Max.käyttäjäpaino: 150 kg

- ▶ Flex Back: koot 41, 45 ja 50 cm x 55 cm
- ▶ Multifunctional: 36-60 cm
- ▶ Anatomic: 32-56 cm

Uudet Matrx® vartalotuet



Easy Fix sivutuet

- vain 26 cm ja korkeammat E2 selkäosiin
- ▶ Easy Fix Laterals kiinteät
 - ▶ Easy Fix Laterals korkeussäädettävät



Swing Away sivutuet

- 4 kokoa S-XL vain 26 cm ja korkeammat E2 selkäosiin
- ▶ Swing Away Laterals Standard
 - ▶ Swing Away Laterals Offset

Käsitukivaihtoehdot

Two-post recline arm



Two-post Recline Arm, taaksekallistuva, säädettävä **Korkeus:** 320 - 405 mm (12.5-16")

Cantilever




Cantilever Flip-Back Arm, leveys-
korkeus- ja kulmasäädettävä, 240 -
330 mm (9.5" - 13")

Cantilever



Cantilever Flip-Back Arm, leveys-
korkeus- ja kulmasäädettävä, 340 -
405 mm (13.5-16")

Two-post recline arm



Two-post Recline Arm, Flip Back,
korkeussäädettävä 230 - 330 mm
(9-13")

Käsitukipehmusteet

Lyhyt pöytäkäsituki

2012



OIK Pöytäkäsituki, startex päällinen visco foam pehmuste, pituus 255 mm, paksuus 40 mm

Pitkä käsituki

2013



OIK Pitkä käsituki, startex päällinen visco foam pehmuste, pituus 355 mm, paksuus 40 mm

Lyhyt pöytäkäsituki

2016



VAS Pöytäkäsituki, startex päällinen visco foam pehmuste, pituus 255 mm, paksuus 40 mm

Pitkä käsituki

2017



VAS Pitkä käsituki, startex päällinen visco foam pehmuste, pituus 355 mm, paksuus 40 mm

Käsivarsipehmuste

2018



VAS Ergonominen käsivarsipehmuste; paksuus 30 mm

Käsivarsipehmuste

2014



RH Ergonominen käsivarsipehmuste; paksuus 30 mm

Reisituet

140x100 mm

2184



Reisituki VAS, QR-pikakiinnitys,
Koko: 140 x 100 mm

180x150 mm

2114



Reisituki VAS, QR-pikakiinnitys,
Koko: 180 x 150 mm

230x100 mm

2186



Reisituki VAS, QR-pikakiinnitys,
Koko: 230 x 100 mm

330x100 mm

2188



Reisituki VAS, QR-pikakiinnitys,
Koko: 330 x 100 mm

► Reisituki OIK, QR-pikakiinnitys,
Koko: 140 x 100 mm

2185

► Reisituki OIK, QR-pikakiinnitys,
Koko: 180 x 150 mm

2115

► Reisituki OIK, QR-pikakiinnitys,
Koko: 230 x 100 mm

2187

► Reisituki OIK, QR-pikakiinnitys,
Koko: 330 x 100 mm

2189

Päätukioptiot ja kiinnikkeet

Elan® Standard 6"

2323



Elan Standard Pehmuste Startex -päällinen (ESP26), Elan-päätukien kiinnikkeillä (MEHW).
Koko: 150 mm / 6" x 89 mm / 3.5"

Elan® Standard 10"

2324



Elan Standard Pehmuste Startex -päällinen (ESP26), Elan-päätukien kiinnikkeillä (MEHW).
Koko: 255 mm / 10" x 127mm / 5"

Elan® Standard 14"

2322



Elan Standard Pehmuste Startex -päällinen (ESP26), Elan-päätukien kiinnikkeillä (MEHW).
Koko: 355 mm / 14" x 127mm / 5"

Elan® Occipital Small

2325



Elan Occipital -pehmuste 230x180 mm / 9"x7" standard päällisellä (EOP23), Elan-päätukien kiinnikkeillä (MEHW).

Elan® Occipital Large

2326



Elan Occipital -pehmuste 305x200 mm / 12"x8" standard päällisellä (EOP23), Elan-päätukien kiinnikkeillä (MEHW).

Elan® Hardware



Elan päätukien kiinnikkeet (MEHW) erittäin säädettävällä kääntyvien kuulanivelten ja monilevyisten lukituslevyjen avulla. Mukana työkaluttomat säätövivut, jotka helpottaa asennusta ja asennon vaihtamista

Elan® 4 Point Large

2327



Elan 4-piste niskatuen pehmuste / Startex-päällinen, Elan-päätukien kiinnikkeillä (MEHW).
Koko: 279 mm / 11" x 254 mm / 10"

1495



Head Control tai vastaava niskatuki toimitetaan erikseen tilauksesta

Onyx®

2092



Onyx Auto Style niskatuki kiinnitystarvikkeilla.
Koko: 203 mm / 8" x 203 mm / 8"

Keskikiinnitteinen jalkatuki (sis. pohjetuet)

Keskikiinnitteinen

0586



Keskikiinnitteinen jalkatuki,
kulma säädettävissä

Pituus: 310 - 410 mm

LNX®

0589



Jalkatuki sähkötoiminen
keskikiinnityksellä LNX yläosa:
(sääripituuden kompensointiin)

Pituus: 340 - 410 mm

LNX®

0592



Jalkatuki sähkötoiminen
keskikiinnityksellä LNX yläosa:
teleskooppijalkatasolla

Pituus: 380 - 419 mm

Keskikiinnitteiset jalkalevyt

2365




Kulma- ja leveyssäädettävät jalkalevyt **S**
(127 W x 190 mm D / 5" x 7.5")



Kulma- ja leveyssäädettävät jalkalevyt **M**
(140 W x 240 mm D / 5.5" x 9.5")

2366




Yhtenäinen jalkalevy kulmansäädöllä **S**
(305 W x 215 mm D / 12" x 8.5")

0516



Kulma- ja leveyssäädettävät jalkalevyt **L**
(150 W x 290 mm D / 6" x 11.5")

0517



Yhtenäinen jalkalevy kulmansäädöllä **M**
(305 W x 275 mm D / 12" x 10.75")

Vaakatasoon säädettävät jalkatuet (vas)

0572



Manuaalisesti kulmasäädettävät jalkatuet

0577



Sähköisesti kulmasäädettävät jalkatuet

Vaakatasoon säätävät jalkatuet (oik)

0579



Manuaalisesti kulmasäädettävät jalkatuet



Sähköisesti kulmasäädettävät jalkatuet

Kulma- ja syvyyssäädettävät jalkalevyt

0579



Kulma ja syvyyssäädettävä
jalkalevy VAS

0584



Kulma ja syvyyssäädettävä
jalkalevy OIK

LiNX technology

3.5"

colour touch screen

Invacare **LiNX** is our insight inspired control system with

Kosketusnäyttö- teknologia >



REM400 kosketusnäyttöohjaimessa on vaikuttava 3,5 tuuman aidosti kirkas värikosketusnäyttö, joka vaatii vain vähän voimaa toimiakseen. Innovatiivinen interaktiivinen ohjain voidaan konfiguroida käyttäjän fyysisten ja kognitiivisten kykyjen mukaan.

Display only versiono >



REM500 on vain näytöllinen versio REM400:sta, pelkällä 3.5" kosketusnäytöllä, joka mahdollistaa erikoisohjainten käytön pyörätuolin ohjaamiseen.



Built in Bluetooth



REM400 :n avulla käyttäjät voivat olla yhteydessä useisiin älylaitteisiin samanaikaisesti; siinä on sisäänrakennettu hiiri ja kytkimen ohjaustoiminto, jolla voidaan ohjata PC:tä, kannettavaa tietokonetta, älypuhelinia jne.

Nopeusmittari



Nopeus voidaan näyttää ohjaimen kosketusnäytöllä, jotta käyttäjä näkee kulkemansa nopeuden.

My LiNX App

Hyvä tietää ennen käyttöä



Akun lataus (Battery Charge)

Sovelluksen Battery Charge-näyttö näyttää akun nykyisen latauksen tilan. Sovellukseen tulee käytön myötä lisätilastoja, jotka osoittavat latausjaksot, aikaisemmat akun varoitukset tai tapahtumat ja akun jännitteen keskiarvon.




Akkuvirran käyttö (Battery Usage)

Battery Usage näyttää yhteenvedon akun historiallisista lataustasoista sekä suositellun ajomatkan / kantaman. Näyttöön tulee lisätilastoja, jotka osoittavat latausjaksot, aikaisemmat akun varoitukset ja tapahtumat sekä akun jännitteen keskiarvon.



Ajoaika (Drive Time)

Drive Time/ Ajoaika -näyttö näyttää prosentteina mikä aika tuolin käyttämästä ajasta on ajettu, kun virrat ovat päällä. Lisätilastot näyttävät kokonaiskäynnissäoloajan, kokonaisajoajan ja prosenttiosuuden ajoajasta, joka on ajettu suurimmalla teholla.



My LiNX App

Web portal


www.myLiNXworld.com


MyLiNX on ilmainen mobiilisovellus, joka tarjoaa asiakkaille nopean ja helpon tavan nähdä, kuinka heidän sähköpyörätuolinsa toimii. Bluetooth-tekniikka lähettää diagnostiikkatiedot suoraan heidän älylaitteeseensa, missä selkeä ja terävä käyttöliittymä tarjoaa päivitykset akun latauksesta, suoritettujen latausjaksojen määrästä, kokonaisajoajasta ja mikä tärkeintä, korostaa mahdolliset viat. MyLiNX tarjoaa selkeitä ja ytimekkäitä yksityiskohtia sekä ehdotuksia vikojen havaitsemiseksi.

MyLiNX korostaa, noudatetaanko oikeita latauskäytäntöjä vai ei, ja auttaa näin parantamaan suorituskykyä ja pidentämään tuotteen käyttöikää. Asiakkaat voivat suunnitella päivänsä luottavaisin mielin tietoisina, että kaikki on hyvin ja tarvittaessa apua on käsillä.

Sähköpyörätuolien ohjausjärjestelmät tallentavat käyttötietoja; Tuotteen käyttöä ja suorituskykyä koskeviin erilaisiin tietueisiin pääsee käsiksi, jos tiedät mistä etsiä.

MyLiNX-sovelluksen avulla tiedot ovat paljon helpommin saatavilla tietotekniikan avulla, mikä antaa sinulle syvällisen kuvan sähköpyörätuolikalustostasi.





Lataa ilmainen sovellus!

Google Play Store Apple App Store



My LiNX

Tehokkaampaa huoltoa

MyLiNX -verkkoportaali tarjoaa etäyhteyden kaikkiin diagnostiikkatietoihin, jotka ovat saatavilla jokaisesta LiNX-elektroniikalla varustetusta sähköpyörätuolista ja MyLiNX-sovellusta aktiivisesti käyttävästä asiakkaasta. Tiedot kerätään sähköpyörätuolista Bluetoothilla ja tallennetaan turvallisesti pilvipohjaiseen MyLiNX-softaan.

Täydellinen näkyvyys kunkin sähköpyörätuolin suorituskyvystä, käytöstä, vikalogihistoriasta sekä monista muista tilastoista avaa oven paljon kehittyneempään huolto- ja korjaustoimintaan. Ennakkotieto kaikista ongelmista auttaa tekniset asentajat suunnittelemaan korjausmatkat paljon tehokkaammin ja ratkaisemaan ongelman yhdellä käynnillä.



ENNEN: LiNX -teknologiaa



NYT: LiNX teknologia vähentää puheluita, matkoja ja varaosien määrää





LiNX komponentit & optiokoodit

LiNX ensisijaiset ohjaimet ja eri joystick-vaihtoehtoja

LiNX® DLX-REM110

2201



AJOTOIMINNOT
> Vain ajotoiminnot
"drive only" power moduulilla

LiNX® DLX-REM211

2203



AJOTOIMINNOT & ISTUIMENSÄÄTÖ
> Ajotoiminnot ja power moduulissa
2 toimintoa

LiNX® DLX-REM216

2204



AJO & ISTUIMENSÄÄTÖ & VALOT
> 3 ajotoimintoa & power moduulissa
2 toimintoa & valot ja vilkut

LiNX® DLX-REM500

2206



LiNX-kosketusnäyttöohjain ilman joystickiä käyttäjille
jotka eivät käytä joystickia
> Vaatii käyttäjän syötteen/vaihtoehtoisen joystickin

LiNX® DLX-REM400

2205



LiNX-kosketusnäyttöohjain joystickillä
> Konfiguroitavat pistorasiat

REM400 Toggle

LiNX® REM400

2270



Vaihtoehtoinen ohjain REM400:lle
(DLX-SW400TGL)

LiNX -avustajanohjaimet

LiNX® DLX-ACU200

2219



Avustajan ohjain (DLX-ACU200)

LiNX® IDC

2245



IDC Dual control Avustajan ohjain (IDC)

LiNX access key (LAK)

Ohjelmointi- ja diagnostiikka-avain (sarjanumero rekisteröidään myynnin yhteydessä)



Kuvaus ▾

LiNX Access Key (LAK)

Optiokoodi ▾

n/a

Varaosanro ▾

SP1602886

DCL ▾

DLX-HKEY-01



LiNX -miniohjaimet

Linx®

DLX-CR400

2231



Kompakti miniohjain DLX-CR400

Linx®

DLX-CR-400LF

2232




Vaihtoehtoinen Miniohjain Low Force - vaatii vain vähän voimaa DLX-CR-400LF

Vaihtoehtoisia erikoisohjaimia

ASL138

2229



Leukaohjaus Joystick (ASL138)

ASL104

2230



ATOM pääohjain ultrasonic proximity sensoreilla ja M3 vakiosiivekkeillä

ASL104P

2247



PROTON pääohjain ultrasonic proximity sensoreilla ja PROTON siivekkeillä

ASL106

2257



Four-Switch Proximity Array -kosketusohjain

ASL557-3

2249



Langaton tripla kytkin/vastaanotin


ASL558

2250




Langaton hiiri emulaattori

Vaihtoehtoisia ohjaimia istuimen säätöön



Stereo Button - suora ohjaus istuinkallistukseen (tilt)



Four-Way Toggle - suora ohjaus istuimen ja selkäosan kallistukseen (tilt & recline)



Four-Way Button - suora ohjaus istuimen ja selkäosan kallistukseen (tilt & recline)

LiNX -lisävarusteet




USB laturi



Etäpysäytin / kaukosäädin



LiNX Output Moduuli



Input moduuli: sis. portti ulkoiselle virta-
painikkeelle + ohjaustulot DB9:n kautta



Unbeatable



Design. Technology. Performance.

Invacare International GmbH
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Switzerland



hqeuropa@invacare.com
www.invacare.eu.com

© 2020 Invacare International GmbH

All rights reserved.

All information quoted is believed to be correct at time of print. Invacare reserves the right to alter product specifications without prior consultation. For more pre-sales information about this wheelchair, please consult www.invacare.eu.com.

For information about typical user description, intended use, adjustments and transportation, please refer to the user guide.

