

Kokoontaitettava sähköpyörätuoli

D26



JBH®

Kokoontaittava kevytsähköpyörätuoli D26 max. 6 km/h

JBH® D26 on pienikokoinen, kokoontaitettava sähköpyörätuoli, jota on helppo kuljettaa ja se mahtuu hyvin auton tavaratilaan. Kokoontaitto yhdellä vivusta vapauttamalla muutamassa sekunnissa.

Puhkeamattomat 8" etu- ja 12,5" takarenkaat ja pika-kiinnitteiset, takarenkaisiin sijoitetut moottorit on helppo irrottaa tarvittaessa. Helppokäyttöinen 360° joystick-ohjain, on sijoitettu ylöskääntyviin käsituikiin, joissa on myös käsivarren mukaan muotoillut pehmusteet.

D26:ssa on myös kaasujousella kallistettava selkänoja ja irrotettava, pestävä istuintyyny ja selkätuki (max. 95°C) sekä ylöskäännettävä ja pituussäädettävä Flip-up-jalkatuki.

Lentoyhtiöiden hyväksymät 24V 6Ah pitkän ajomatkan lithium-akut (2 kpl) on sijoitettu sivurunkoon. Akku on ladattavissa tuolissa tai irrallaan. Kaksi hiljaista 24V/250 W harjatonta moottoria ja älykkäät sähkömagneettiset levyjarrut varmistavat turvallisen käytön. Vakioväri hopea. Ajomatka 25 km, Max. 6 km/h Max. kuormitus 160 kg.

CAMP
MOBILITY

Ominaisuuksia



Tekniset tiedot

Mallinro	D26	Mallinro	D26
Rungon materiaali	Alumiiniseos	Renkaat	PU-puhkeamaton umpirengas
Kokoontaitto	Manuaalinen	Eturengas	Eturengas 8"
Kokonaismitat	1100*600*990 mm	Takarengas	Takarengas 12,5"
Kokoontaitettuna	600*330*820 mm	Nopeus	0-6 km/h
Pakkauksen koko	690*430*890 mm	Ajomatka	25 km
Nettopaino	27 kg (ilman akkuja)	Max. Kuormitus	160 kg
Kokonaispaino	30 kg (akun kanssa)	Max. kallistus	0-8°
Pakkauksen paino	37 kg	Kääntösäde	Kääntösäde 0,8 m
Maavara	8 cm	Moottori	2 x 24V / 250W harjaton
Käsinojan etäisyys	60 mm	Ohjain	24V harjaton
Istuinsyvyys	420 mm	Laturi	24V 2A
Istuinleveys	480 mm	Akku	Lithium-ioni 24V / 6Ah
Istuinkorkeus	520 mm	Akun paino	1,2 kg / kpl
Jarrut	Elektromagneettiset levyjarrut	Akkujen määrä	2 kpl

Valmistaja:

JBH Medical Ltd

NANJING JIN BAI HE MEDICAL APPARATUS COMPANY LIMITED
No 12, Wuge Rd, Jingning, Nanjing
Jiangsu, 211113 China

ANHUI JBH MEDICAL APPARATUS COMPANY LIMITED
No 116, Qicang Rd, Mingguang
Anhui, 239400 China

www.jbhmedical.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
© 2022
Camp Mobility Finland