

Juvo B7 etuvetoinen

Juvo B7 tuo uuden APS*-istuinrungon osaksi Juvo-tuotevalikoimaa.

Innovatiivinen ja erittäin mukautuva istuinjärjestelmä mahdollistaa käyttäjälle jokaisen hetken kokemisen parhaalla mahdollisella tavalla. Erilaiset asento- ja säätömahdollisuudet, kuten siirtymisiä helpottavat tai lepoa tukevat asennot, voidaan räätälöidä yksilöllisesti käyttäjän tarpeiden ja aktiivisuustason mukaan. Käyttäjien inspiroima uusi ohjausjärjestelmä tarjoaa vertaansa vailla olevan ajokokemuksen, jossa liikkeet ovat pehmeitä ja hallittuja myös vaativissa tilanteissa.

APS = Advanced Power Seat (edistyksellinen sähköinen istuinjärjestelmä)

Yhdellä silmäyksellä

- Luotettava, vakaa ja korkealaatuinen istuinjärjestelmä
- Jopa kahdeksan käyttäjän vapaasti ohjelmoitavaa ja yksilöllisesti mukautettavaa muistiasentoa
- Active Touch -asennonsäätöjärjestelmä, joka tarjoaa monia etuja
- ICON-käyttäjäsovellus* lisää turvallisuutta ja tarjoaa tukea käyttäjälle

*ETA Q4/2023

Lisävarusteet

- Active Access siirtymisistuin
- Contour² -istuimen verhoilu, eri vaihtoehtoja
- UniLink-istuin- ja asennonhallintaelementit
- Itsekelautuva lantiovyo
- Multibar (esim. repulle tai O² -pullotelineelle).
- Yleiskiinnike Baxx-selkätuelle tai muille kiinteille selkätukijärjestelmille
- RAM[®] Mount -puhelin- ja tablettiteline
- Erityiset ohjauslaitteet (imu- ja puhallusohjaus, 6 joystick- vaihtoehtoa sekä painike- ja anturi-ohjaukset)

ottobock.



Juvo B7

Laajat asennon säätömahdollisuudet vaativiin käyttötarpeisiin

Active Access

Eteenpäin kallistuva istuin helpottaa pyörätuoliin siirtymistä ja siitä poistumista. Lisävarusteena saatavat säädettävät kahvat lisäävät turvallisuutta ja tukea siirtymisten aikana jalkalevyjen yli, kun jalkalevyt on laskettu lattiaan asti.

Active Touch

Voimakas eteenpäinkallistus siirtää käyttäjän automaattisesti aktiiviseen istuma-asentoon, mikä helpottaa omalla painonsiirrolla tehtäviä siirtymisiä, tarjoaa sensorista aktivointia ja voi vaikuttaa myönteisesti kehon jännityksen hallintaan. Yhdistettynä istuinkorkeuden säätöön tämä ominaisuus mahdollistaa ergonomisen työskentelyn keskikorkeilla tasoilla ja tarjoaa erinomaisen pääsyn erilaisiin toiminta- ja työympäristöihin.

Active Relax

Tasaiseksi säätävä lepoasento tarjoaa keholle samanlaisia hyötyjä kuin venyttely, kuin pystyasento ilman että koko kehon paino kohdistuu tuki- ja liikuntaelimistölle. Asento edistää verenkiertoa, hengitystä ja ruoansulatusta samalla, kun luut ja nivelet pysyvät miellyttävässä ja kuormitusta vähentävässä asennossa.



Etu- ja keskivetoinen alusta

Jousitetut sisä- ja ulkokäyttöön soveltuvat ajoalustat ovat saatavana etu- tai keskivetoisina. Suljetut ja huoltovapaat geeliakut mahdollistavat nopean latauksen jokaisen käyttökerran jälkeen.



APS-istuinjärjestelmä

APS-istuinjärjestelmä tarjoaa kliinisiin sovituksiin erinomaisen perustan vakiovarusteina olevan sähköisen selkänojan sekä polvikulman säädön ansiosta. Istuinkallistusominaisuuksilla ja istuinnostomoduuleilla laajennettuna järjestelmä soveltuu myös vaativiin yksilöllisiin sovituksiin. Saatavilla on useita eri tuotEVERSIOITA, jotka toimitetaan tehtaalta valmiiksi ohjelmoiduilla muistiasennoilla, kuten **Active Access, Active Relax ja Active Touch**.



Innovatiivinen ohjausjärjestelmä

Käyttäjien tarpeiden pohjalta kehitetty ICON-ohjausjärjestelmä tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet ajoparametrien yksilölliseen säätämiseen. Saatavilla on laaja valikoima erilaisia erityisohjauslaitteita erilaisiin käyttötarpeisiin. Hyväksi todettu 0-Way-joystick on jälleen saatavilla, ja sen avulla pyörätuolin hallinta onnistuu myös vaativissa käyttötilanteissa ja haastavissa olosuhteissa.

Vetotapa	ETUVETOINEN	KESKIVETOINEN
Kokonaisleveys	65 cm	
Max. käyttäjäpaino	130 kg (valittavissa 160 kg)	
Max. ajomatka	30 km	
Esteenylityskyky	10° / 17 % / 6,5 cm	
Akun kapasiteetti	79,6 Ah	
Max. nopeus	10 km/h	



Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite ja täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset