



### **Karma Kameleon lasten sähköpyörätuoli 6–10 km/h**

*Karma Kameleon* on etuvetoinen lasten sähköpyörätuoli, joka on suunniteltu tukemaan lapsia turvallisesti kasvun eri vaiheissa. Kameleon on suunniteltu 3–12-vuotiaille lapsille ja se on yksi markkinoiden kustannustehokkaimmista lasten sähköpyörätuoleista.

Kameleonissa on moottoroidut istuinhiisi, biomekaaninen selkäosan kallistus ja istuinkallistus 0–45°.

Täysin kustomoitava abduktio-istuin on mahdollista säätää kiiloilla täysin lapsen istuma-sennon mukaan. Sen istuinleveyttä voi säätää n. 25–30 cm ja syvyyttä n. 28–35 cm välillä ja siinä on mahdollisuus lapsen istua luonnollisessa abduktiossa.



### Abduktio-istuin

Kenenkään meistä ei ole helppoa istua polvet yhdessä yli pari minuuttia. Levittämällä jalkoja luonnollisesti voimme laajentaa lantiopohjan tukea, mikä parantaa istumavakautta. Kameleonin abduktioistuin on suunniteltu auttamaan lapsia tukemaan jalkoja ja pysymään tässä luonnollisessa istuin-asennossa.



### Moottoroitu istuinhiisi

Jokaisella lapsella pitäisi olla hissitoiminto, joka on rakennettu valmiiksi sähköpyörätuoliin. Sen avulla lapset voivat olla katetasolla vuorovaikutuksessa ikäistensä kanssa, mikä on ratkaisevan tärkeää itseluottamuksen kehittämiseksi. Ylemmäs nostaminen auttaa myös lapsia voittamaan hankalan ympäristön, kuten kirjahyllyt, ja tukee heitä oppimaan ja pelaamaan kuten ikäisensä.



### Kasvaa lapsesi mukana

Säädettävyys on avainasemassa lasten pyörätuoleissa. Kameleonissa on 25–35 cm:n istuinleveyden säätö ja ja 25–35 cm:n istuinsyvyyden säätö. Se on suunniteltu 3/4–12-vuotiaille lapsille ja se on yksi markkinoiden kustannustehokkaimmista lasten tuoleista.



### Istuinkiiloilla kustomoitava istuin

Jokaisella lapsella on eri tapoja istua. Siksi Kameleon-istuin on suunniteltu siten, että siihen pystyy sovittamaan minkä tahansa tarvittavan istuinkiilan. Lisäämällä erilaisia kiiloja Kameleonin tyynyn alle, terapeutti voi kokeilemalla löytää lapselle sopivan istuma-asennon.

## Biomekaaninen kallistus

---

Kallistettavan istuinosan avulla käyttäjä voi vaihtaa asentoa ja lievittää painetta. Valitettavasti liukuminen on yleinen ongelma kallistettavissa pyörätuoleissa ja se voi johtaa ihon rikkoutumiseen.

Kameleon on suunniteltu kehon biomekaanisia periaatteita ajatellen. Istuimen selkäosa säätyy biomekaanisesti oikein vartalon mukaisesti, kun käyttäjän asentoa kallistetaan, joka vähentää hankausvoimaa. Mikä tärkeintä, istuin pitää kaikki sivutuet oikeassa kohdassa ja oikeassa linjassa kehoon nähden joka asennossa.



## Moottoroitu istuinkallistus 0°–45°

---

Jos lapsesi tarvitsee apua asennon muuttamiseksi, Kameleon on ensisijainen valinta. Siinä on 0–45° kallistus, joka jakaa ja täysin vapauttaa paineen. Tämä ominaisuus auttaa myös tasapainon säilyttämisessä ja hyvässä asennossa pysymistä ajon aikana, jolloin matkanteko on turvallisempaa ja mukavampaa.

## Takakori

---

Paikka, jossa lapsen henkilökohtaiset tavarat, kuten koululaukku tai suosikki lelu, pidetään.



## Ominaisuudet



## Tekniset tiedot

									
Nopeus 6 - 12 km/h	Ajomatka 25.6 km (50Ah) 46.2 km (80Ah)	Max. kallistus 6°	Maavara / esteenylityskyky 5 cm / 6 cm	Kääntösäde 62 cm	Istuinleveys 25/30/35cm	Istuinsyvyys 25,5/39,5/31cm	Istuinkorkeus 50/80/50 cm	Selkäosan korkeus 38,5/56,5/46,5 cm	
									
Sääripitus 20/42 cm	Leveys 62 cm	Korkeus 76 - 82 cm	Pituus 109 - 126 cm (sis.jalkatuet) 101 cm ilman	Renkaat (F)3.00 - 8 (R)280/250mm	Paino 167 kg (50Ah) 196 kg (80Ah)	Max.käyttäjäpaino 57 kg	Akku 50/80Ah x 2 kpl	Moottori 450 W	Törmäystestattu täyttää ISO 7176-19

## Runkoväri



Keltainen

# Karma

A Better Wheelchair, A Better Fit

Karma Medical Products Co., LTD.  
NO.2363, Sec. 2, University Rd.,  
Min-Hsiung Shiang, Chia-Yi 621, Taiwan  
Service Number: +886-5-2066688  
globalsales@karma.com.tw  
karmamedical.com

Pidätämme itsel-  
lämme oikeuden  
muuttaa tarvittaessa  
tässä esitteessä  
ilmoitettuja tuote-  
spesifikaatioita.  
© 2019 Camp  
Mobility Finland

# CAMP<sup>®</sup> MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5  
33900 Tampere  
+358(0)9 350 76 310  
info@campmobility.fi