

VIPER

Etuvetoinen sähköpyörätuoli



Tehokas ja kompakti ratkaisu

Tehokas etuvetoinen sähköpyörätuoli Viper on helppo ja turvallinen hallita. Se on varma valinta jopa liukkaissa tai muuten vaikeissa olosuhteissa. Kaksi 400 watin sähkömoottoria mahdollistavat jopa 14 km/h huippunopeuden, ja tuolin teho ja pito selviää vaivattomasti monenlaisista tilanteista.

Roltecin Viper on varustettu Penny & Gilesin uusimmalla R-NET elektroniikalla - käyttäjäystävällisellä monimoduulisella ohjausjärjestelmällä, josta voi ohjata kaikkea moottoreista valoihin.

Uusi takajousitus pyörien yläpuolella minimoi iskut ja tekee ajosta mukavampaa. Edessä olevien vetopyörien ansiosta Viper kääntyy helposti oman akselinsa ympäri, mikä mahdollistaa tuolin ketterän ohjattavuuden myös ahtaissa tiloissa.



Enimmäiskäyttäjätaino on 130 kg nosto-/kallistusjärjestelmän kanssa ja 140 kg ilman nosto-/kallistusjärjestelmää.

Nosto- ja kallistusjärjestelmä

Sähköinen nosto- ja kallistusjärjestelmä nostaa istuinkorkeutta 37 cm:stä 73 cm:iin. Järjestelmä mahdollistaa istuimen kallistamisen 7 astetta eteenpäin ja 40 astetta taaksepäin. Sähköinen selkänoja kallistuu vielä 50 astetta taaksepäin.

Erittäin tehokas

2 x 400 watin sähkömoottorit tuovat tehokkuutta ajamiseen jopa huippunopeudella 14 km/h.

Takapyörien jousitus

tuo mukavuutta ajoon, myös haastavammissa maastoissa. Sopii erinomaisesti niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.



Roltec VIPER

- Tehokkaat 2x 400 watin moottorit
- Penny & Gilesin ohjausjärjestelmä
- Erinomainen pito kaikilla nopeuksilla
- Helppo hallita ahtaissakin tiloissa
- Nosto- ja kallistusjärjestelmä
- Jopa 55 km yhdellä latauksella
- Kiinnityskoukut pyörätuolin kiinnittämiseksi autoon
- Mahdollisuus asentaa erilaisia istuimia
- Tehokas LED-valaistus
- Erinomainen luotettavuus ja alhaiset käyttökustannukset
- Pitkä käyttöikä ja korkea kierrätysarvo
- Pitkä toimintasäde ja helppo ajettavuus
- Takapyörien jousitus



Tekniset tiedot

Istuinleveys*	40-64 cm
Istuinsyvyys*	30-55 cm
Käyttäjän enimmäispaino	130 kg
Kokonaispituus	103 cm
Pituus ilman jalkatukia	95 cm
Leveys	65 cm
Maavara	8 cm
Istuinkorkeus	36 cm
Istuimen korkeus lattiasta:	
• ilman pehmustetta, kallistus eteen ääriasentoon	31 cm
• ilman pehmustetta, maksimi nostokorkeudella	73 cm
Istuimen kulma maksimaalisessa taaksepäin kallistuksessa	40°
Paino ilman käyttäjää	n. 130 kg
Maksimietäisyys/kantama 50 Ah:n akuilla (56 Ah/C20)	n. 40 km
Nousukulma	17 %
Maksiminopeus **	n. 14 km/h
Käänytösäde (tarvetila ilman jalkatukia tai niiden kanssa)	120-170 cm
Max. esteenylityskyky	7 cm
Etupyörät	3.00 x 8"
Takapyörät	200 x 50 mm
Venttiilit (tyyppi)	automaattiventtiili

* Standardikoot, tilauksesta saatavana myös muita leveyksiä ja syvyyksiä

**Penny & Gilesin ohjaus saattaa vaikuttaa hieman huippunopeuteen



Materiaalit ja rakenne

- Runko: teräs
- Istuin: vaahtomuovipehmuste ja verhoilu, jotka testattu paloturvallisuuden osalta
- Renkaat: ilmatäytteiset tai PU-renkaat

Puhdistus

- Puhdistus: kostealla liinalla. Älä huuhtelee tuolia vedellä tai upota sitä veteen.
- Desinfiointi: sallittu vain hyväksytyillä desinfiointiaineilla. Älä käytä liuottimia.

Käyttöikä

- Odotettu käyttöikä: 8 vuotta



- Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite ja täyttää lääkinällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset

Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Asiakaspalvelu:
09-350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosat:
09-350 76 312
varaosat@campmobility.fi

Huolto:
09-350 76 313
huolto@campmobility.fi