

Sähköpyörätuoli BOA 2

Kompakti keskivetoinen sähköpyörätuoli



Kompakti ja tyylikäs muotoilu

Kapean, vain 59 cm leveän muotoilunsa ansiosta Roltec BOA 2 on ihanteellinen sähköpyörätuoli sisätiloihin ja ahtaisiin paikkoihin. BOAn erittäin matala, 36 cm (+ istuintyyyny) istuinkorkeus mahdollistaa helpon ajon esimerkiksi pöydän ääreen.

Etupyörät ovat erikseen jousitettu, mikä takaa erinomaiset ajo- ja pito-ominaisuudet. Ohjaus toimii Penny & Gilesin R-Net - ohjausyksiköllä, joka voidaan räätälöidä jokaiselle käyttäjälle yksilöllisesti.

Enimmäiskäyttäjätaino on 140 kg.



Nosto- ja kallistusjärjestelmä

Sähköinen nosto- ja kallistusjärjestelmä nostaa istuinkorkeutta jopa 30 cm. Kallistus 0-50 astetta. Nosto-/kallistustoiminnon yhdistäminen sähköiseen selkäosaan lisää mukavuutta ja toimivuutta ja mahdollistaa lähes rajattomat istuma-asennot.

Pitkä toimintasäde

Maksimikantama 51 Ah:n akuilla on noin 40 km.

Käyttö kuljettajan tai matkustajan istuimena

BOA 2 soveltuu matalan istuinkorkeutensa ansiosta käytettäväksi kuljettajan tai matkustajan istuimena autossa ja mahdollistaa täyden näkyvyyden. Kiinnityskoukkujen ansiosta tuolin saa kiinnitettyä autoon turvallisesti.



Roltec BOA 2

- Erittäin kapea, leveys vain 59 cm
- Penny & Gilesin ohjausjärjestelmä
- Erinomainen pito kaikilla nopeuksilla
- Helppo hallita rampeilla käännäessä
- Erittäin matala istuinkorkeus, vain 36 cm (+ istuintyynty)
- Valmius Dahl-telakointijärjestelmää varten
- Kiinnityskoukut pyörätuolin kiinnittämiseksi autoon
- Mahdollisuus asentaa erilaisia istuimia
- Tehokas LED-valaistus
- Erinomainen luotettavuus ja alhaiset käyttökustannukset
- Pitkä käyttöikä ja korkea kierrätysarvo
- Pitkä toimintasäde ja helppo ajettavuus
- Etupyörien erillinen jousitus



Tekniset tiedot

Käyttäjän enimmäispaino	140 kg
Kokonaispituus	110 cm
Pituus ilman jalkatukia	98 cm
Leveys	59 cm
Maavara*	7,5 cm
Istuinkorkeus	36 cm
Istuimen korkeus lattiasta:	
• tyynyllä (10 cm)	46 cm
• tyynyllä ja maksimi nostokorkeudella	76 cm
Istuimen kulma maksimaalisessa taaksepäin kallistuksessa	50°
Paino ilman käyttäjää	n. 155 kg
Maksimietäisyys/kantama 51 Ah:n akuilla (56 Ah/C20)	n. 40 km
Nousukulma	17 %
Maksiminopeus **	n. 12 km/h
Kääntösäde	54 cm
Max. esteenylityskyky eteen/taakse	7 / 5 cm
Etupyörät	3,00 x 8"
Takapyörät	200 x 50 mm
Venttiilit (tyyppi)	automaattiventtiili

*Korkeus maanpinnasta riippuu käyttäjän painosta ja kuormasta

**Penny & Gilesin ohjaus saattaa vaikuttaa hieman huippunopeuteen



Materiaalit ja rakenne

- Runko: teräs
- Istuin: vaahtomuovipehmuste ja verhoilu, jotka testattu paloturvallisuuden osalta
- Renkaat: ilmatäytteiset tai PU-renkaat

Puhdistus

- Puhdistus: kostealla liinalla. Älä huuhtelee tuolia vedellä tai upota sitä veteen.
- Desinfiointi: sallittu vain hyväksytyillä desinfiointiaineilla. Älä käytä liuottimia.

Käyttöikä

- Odotettu käyttöikä: 8 vuotta



- Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite ja täyttää lääkinällisten laitteiden asetuksen (MDR) 2017/745/EC vaatimukset



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Asiakaspalvelu:
09-350 76 310
info@campmobility.fi

Varaosat:
09-350 76 312
varaosat@campmobility.fi

Huolto:
09-350 76 313
huolto@campmobility.fi