



Yes, you can.®

TDX



Keskivetoinen sähköpyörätuoli TDX + Modulite + LiNX

Invacare **TDX SP2** on sähköpyörätuoli kestäväällä ja suortuskykyisellä keskivetoisella alustalla. **TDX SP2**:ssä on hyvä ohjattavuus sisätiloissa ja ulkona sekä laaja valikoima varusteluvaihtoehtoja optimaalisen käyttömukavuuden ja asentotuen saavuttamiseksi.

- Parannettu stabiileetti
- Intuitiivinen ajokokemus
- LiNX-elektronikka

Modulite™-teleskooppi-istuinjärjestelmä tekee oikeiden säätöjen löytämisestä yksinkertaista ja helppoa. Vakiona **LiNX**-ohjausjärjestelmä. Vakiona sivulle kiinnitettävillä jalkatuilla. Optiona keskikiinnitteinen jalkatuki, moottoroitu kallistus ja kallistus ja hissi sekä kallistettavat ja säädettävät jalkatuet. Saatavana myös kapea alusta **TDX SP2 NB Narrow Base** ja **TDX SP2 UltraLowMaxx** ja **Low Rider** matalat istuinjärjestelmät.

Paranneltu stabiliteetti

TDX SP2 on kokeiltu, testattu ja kestävä. Stability Lock -vakaustoiminto takaa vakauden ja turvallisuuden, ja että kaikki kuusi pyörää pysyvät tukevasti maassa epätasaisellakin alustalla. Patentoitu SureStep® -jousitustekniikka mahdollistaa tasaisen pyörimisen ja myötäilee epätasaisia, haastavia pintoja.

Intuiitiivinen ajokokemus

TDX SP2:n käyttäjät voivat sanoa "Kyllä" liikkuvuudelle ja "Ei" kompromisseille. Uskomattoman pienen kääntösäteen ja kompaktin alustan sekä sen keskivetoisen pyörärakenteen ansiosta SP2 tarjoaa erinomaisen ohjattavuuden ja intuitiivisen ajokokemuksen.



LiNX-elektronikka

Invacare **LINX** on oivalluksen innoittama ohjausjärjestelmä kehittyneellä teknologialla, joka tarjoaa erinomaisen ajokokemuksen käyttäjille ja antaa ammattilaisille mahdollisuuden konfiguroida ja räätälöidä sähköpyörätuolit nopeasti ja intuitiivisesti.

Älykäs ohjausjärjestelmä mahdollistaa ohjelmointi- ja ylläpitopäivitysten tekemisen langattomasti ja reaaliajassa, ja sillä on suora pääsy tuolin tilastotietoihin ja diagnostiikkaan, mikä antaa ammattilaisille täydellisen näkyvyyden tuotteen käyttö- ja vikehistoriaan.

Paljon ohjainvaihtoehtoja

LiNX:iin on saatavana valikoima erilaisia ohjaimia niille, jotka eivät pysty käyttämään vakio-ohjainta eikä etähallintaa, mikä maksimoi käyttäjän oman hallinnan ja itsenäisyyden. Vaihtoehtoisia ohjaimia ovat esim. kompakti kauko-ohjain, pienikokoinen kauko-ohjain vähäisellä käyttövoimakkuudella, leukaohjain, Camp Mobilityn uusi jalkaohjain sekä erilaiset kaksoisohjausmahdollisuudet.

Built-in Bluetooth®

Sisäänrakennettu Bluetooth mahdollistaa käyttäjän olla koko-ajan yhteydessä älylaitteisiinsa. LiNX voi olla yhteydessä 3:een eri laitteeseen samanaikaisesti ja siinä on mouse mover -toiminto.



REM216 helppokäyttöohjain

Vakiona LiNX-ohjainvalikoiman yksinkertainen vaihtoehto, jossa joystick-ajotoiminto, nopeudensäätö, äänitorvi, vilkkujen, ajo- ja varoitusvalojen säätö sekä istuimen säätö.



REM400 kosketusnäyttöohjain

Uudessa **REM400** ohjaimessa on vaikuttava 3.5" värillinen, erittäin kirkas ja selkeä kosketusnäyttö, jonka käyttäminen vaatii vain vähän voimaa. Suuressa näytössä on myös nopeus- ja matkamittari.



REM500 display only

REM500 on vain kosketusnäyttölinen versio, jossa on 3.5" interaktiivinen kosketusnäyttö, pohjassa ON/OFF ja monitoiminäppäimet, lataus-portti ja 2 -tuloliitintä. Suunniteltu erityisesti käyttäjille, jotka eivät pysty käyttämään vakio-ohjainta.

Paranneltu stabiliteetti

TDX SP2 on kokeiltu, testattu ja kestävä. Stability Lock -vakaustoiminto takaa vakauden ja turvallisuuden ja sen, että kaikki kuusi pyörää pysyvät tukevasti maassa epätasaisellakin alustalla. Patentoitu SureStep® -jousitustekniikka mahdollistaa tasaisen pyörimisen ja myötäilee epätasaisia, haastavia pintoja.

Sähköinen istuinkulman säätö vakiona

Säädettävä, pehmustettu päätuki + päällinen vakiona

Irrotettava, pehmustettu, korkeus- syvyys- ja kulmasäädettävä päätuki ja vesipestävä, irrotettava tekstiilipäällinen,

Erilliset jalkatuet vakiona

Sivulle asennettavat jalkatuet saatavana manuaalisella tai sähköisellä korkeudensäädöllä.



Sähkötoimiset vaakatasoon säätävät jalkatuet optiona

Sivulle asennettavat jalkatuet tai keskikiinnitteinen jalkatuki saatavana tarvittaessa myös sähköisellä korkeudensäädöllä.

Yhtenäinen jalkatuki optiona

Optiona saatavana myös keskikiinnitteiset jalkatuet, mahdollistaa jalkojen pidon 90° kulmassa.



Sähköinen istuinhiissi optiona



Sähkötoiminen selkänöjan säätö optiona



Ominaisuudet



LiNX G-Trac® tekniologia
G-Trac® (lisävaruste) tuo lisäseuratavuutta käyttöön ja varmistaa, että tuoli toimii ohjelmoitujen ohjeiden mukaisesti.



Yksipuoliset sivuhaarukat
Pienentää alustan etuosaa ilman ulkonevia ruuveja tai haarukan osia.

USB-laturi

2 USB 2.0 porttia, kukin 1A virtasyötöllä pitää laitteet ladattuina. Helppo asennus kiskokiinnityksellä.



DuraWatt moottorit

Hiljaiset moottorit, joissa on tiiviit pitkikäiset harjat, vähentävät mahdollisia toleranssiongelmia.



Mustat renkaat ja tukipyörät
Mustat, ei-jälkiä jättävät tukipyörät ja renkaat, joissa on mustat vanteet valitsemallasi tehosteväriillä, antavat tyylikkään modernin ilmeen.



SureStep® ja Stability Lock
Mahdollistaa esteiden ylityksen ja takaa sujuvat siirtymiset alaspäin.



Kapea NB-alusta (optio)
Mahdollistaa erinomaisen ohjattavuuden kapeissa tiloissa ja takaa intuitiivisen ajokokemuksen.



LED-valaisinjärjestelmä
Miellyttävä design ja vahvat, kirkkaat valot edessä ja takana lisäävät turvallista ajoa.



Istuinhissi ja kallistus
Tarjoaa helposti ulottuvuuden korkeammalle ja kallistus mahdollistaa rentoutumisen ja paineen tasauksen.



Moottoroitu, kiinteä Pivot Tilt -jalkaosan kallistus (lisävaruste)
Mahdollistaa istuinkulman sijoittamisen uudelleen enintään 20°.



Jalkatukivaihtoehdot
Saatavana keskikiinnitteinen jalkatuki ja sivulle asennettavat erilliset jalkatuet: ks. viereiset kuvat:



Korkeussäädettävät erilliset jalkatuet
Sivulle asennettavat jalkatuet saatavana manuaalisella tai sähköisellä korkeudensäädöllä.



Moottoroidut, keskikiinnitteiset LNX-jalkatuet
Tarjoaa aktiivisen istuma-asennon ja mahdollistaa jalkojen pidon 90° kulmassa.



Moottoroitu selkäosan kallistus
Suuri kääntösäde ja nopea irrotusmekanismi, helpottaa kokoonlaittoa ja kuljetusta.

Moottoroitu tilt-in-space -kallistus
Suurin istuinkulma 30° mukavasti ja turvallisesti.



Modulite™ teleskooppi-istuin
Erytinen matalaprofiilinen sisäkehys, yhdessä "tiltin" ja "hissin ja tiltin" kanssa, mahdollistaa erilaisille käyttäjille optimaaliset istuinkorkeudet.



Tekniset tiedot

	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Selkäosan korkeus	Kokonaiskorkeus	Selkäosan kulma	Käsitukien korkeus	Kokonaispaino
Modulite™ 1-osainen istuinlevy	440 - 480 mm ¹	410 - 510 mm 510 - 560 mm ³	480 mm ⁷	1010 mm ¹¹	90° - 120°	275 - 340/ 325 - 390 mm	154 kg ¹¹
Modulite™ teleskooppi-istuin	380 - 530 mm ²	410 - 510 mm	480, 540, 560 mm ⁷	1010 - 1170 mm ¹¹	90° - 120°	245 - 310/ 295 - 360 mm	154 kg ¹¹
Max-istuin	490 - 610 mm ²	560 / 600 / 630 mm	570 - 680 mm ^{7,11}	1100 - 1125 mm ¹¹	90° - 115°	250 - 340 mm 290 - 380 mm	154 kg ¹¹

	Istuinkorkeus	Jalkatukien pituus	Istuinkulma	Ajokysikön leveys	Kokonaispituus sis.jalkatuet	Kokonaispituus ilman jalkatukia	Max.käyttäjäpaino
Modulite™ 1-osainen istuinlevy	450 mm ⁴	290 - 460 mm ⁸	0 - 8°	650 mm ¹⁰	1160 mm ⁹	980 mm	180 kg / 160 kg ⁵
Modulite™ teleskooppi-istuin	450 / 475 mm ^{4,11} 475 - 775 mm ⁶	290 - 460 mm ⁸	0 - 20° / 0 - 30° ^{5,6}	650 mm ¹⁰	1160 mm ⁹	980 mm	180 kg / 160 kg ⁵
Max-istuin	470 / 495 mm ⁴	290 - 460 mm ⁸	0 - 20° ⁵	650 mm ¹⁰	1240 mm	970 mm	180 kg / 160 kg ⁵

	Akkukapasiteetti	Kääntösäde	Max. esteen ylityskyky	Max. kallistus	Moottoriteho	Nopeus	Ajomatka
	74 Ah (C20)	1120 mm	75 mm	10°	2 x 324 W 2 x 340 W ¹⁴	6, 8, 10 or 12 km/h	Max. 36 km ¹²



Bariatric use



Individual fit and adaptability



1. Istuintyyppi 430 mm
2. +100 mm käsitukien säädöllä
3. Suurempi istuinsyvyys pidennyskiskopakettilla
4. Maasta istuinlevyyn ilman tynnyä
5. Hissillä tai tilillä
6. Hissillä

7. Mitattu istuinlevystä
8. Mitattu jalkalaudasta istuinsyvyyden
9. Riippuu istuinasetuksesta
10. Alustan leveys
11. Riippuu konfiguraatiosta
12. Mitattu 73.5 Ah akuilla ISO 7176-4 mukaisesti @ 6 km/h, ajomatka riippuu

13. Invacare Modulite™ istuin komponentit ovat yhteensopivia kaikkiin Invacare sähköpyörätuoleihin ja osittain Invacare Rea®-tuoteperheen kanssa
14. 12 km/h DuraWatt moottoreilla

Värit ja materiaalit

Suojuksen ja vanteen tehostevärit:



Island Blue



Lights Out Matte - Black



RockStar Red



WhiteOut



SpaceStation Silver



Monster Green



Tangy Orange



Invacare Blue



Black Ice - Glossy



Grape JellyBean

Valmistaja:

Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqueurope@invacare.com
www.invacare.eu.com



Scan here to access the LINX website.