



Mobilex SC-045  
45 x 76 cm  
Max 10 cm



Mobilex SC-180  
182 x 76 cm  
Max 40 cm



Spectrum  
76 x 70/90/120/150 cm  
Max. 14-30 cm



Defrag  
180-300 cm, pr  
Max. 36-60 cm

## Salkkurampit

**Rehasense ja Mobilex** salkkurampit ovat yhtenäisiä, kokoontaitettavia rampeja, jotka on sopivat pyörätuolien lisäksi esim. sähköpyörätuolien, mopojen tai vaikka lastenrat- taiden siirtämiseen autoon tai tasolta toiselle. Salkkurampit valmistetaan alumiinista ja niiden kulkupinta on liukumaton anti-slip-pinta maksimaalisen turvallisuuden ta- kaamiseksi. Hunajakennomainen rakenne takaa kevyen, mutta korkean lujuuden ja kestävyuden. Kätevä kokoontaitettava muotoilu tekee varastoinnista ja siirrettävyydestä helpompaa.

Saatavana useita kokoja ja malleja:

**Mobilex 45/180 cm**

Max 10-40 cm 300 kg

**Spectrum 70/90/120/150 cm**

Max 14-30 cm 300 kg

**Defrag 180/210/240 cm, pari**

Max. 36 / 48 / 60 cm 2x150 kg

# Lyhyet salkkurampit

## Mobilex SC-045

**SC-045**  
**804663036 SALKKURAMPPI 45 CM**

**Kokoontaitettava salkkumalli**  
**sis. kantokassi**

45 x 76 cm  
Max. 300 kg  
Antislip-pinta, taittosarana, kantokahva ja lukitus

Edullinen alumiininen salkkuramppi uurretulla liukumattomalla pinnalla. Kokoontaitto pituussuunnassa, varustettu kahvalla. SC-045 ramppi on varustettu myös käytännöllisellä kantolaukulla, jonka voi ripustaa pyörätuoliin.

**Suurin nousukorkeus: 10 cm**



## Spectrum

### SPECTRUM

**805010041 SALKKURAMPPI 70CM**  
**805010042 SALKKURAMPPI 90CM**  
**805010043 SALKKURAMPPI 120CM**  
**805010044 SALKKURAMPPI 150CM**

**Kokoontaitettava salkkumallinen**  
**alumiiniramppi antislip-pinnalla 70-150 cm**

Mitat 70 -150 x 76 cm  
Max. 300 kg  
Antislip-pinta, taittosarana,  
kantokahva ja lukitus

**Suurin nousukorkeus:**  
**14, 18, 24 tai 30 cm**



Kokoontaitettava  
kantokahva



Kuljetuslukitus



Korkeat ja turvalliset  
sivureunat

# Pitkät salkkurampit

Mobilex SC-180

**SC-180**  
**804663016 SALKKURAMPPI 180 CM**

**Kokoontaitettava salkkumalli**  
**sis. kantokassi**

182 x 76 cm  
Max. 300 kg  
Antislip-pinta, taittosarana, kantokahva ja lukitus

Edullinen alumiininen salkkuramppi uurretulla liukumattomalla pinnalla. Kokoontaitto pituussuunnassa, varustettu kahvalla.

**Suurin nousukorkeus: 40 cm**



Defrag

**DEFRAG**

**805010062 SALKKURAMPPI 2-OSAINEN 240CM**  
**805010063 SALKKURAMPPI 2-OSAINEN 300CM**

**Kokoontaitettava salkkumallinen**  
**alumiiniramppi antislip-pinnall, pari**  
**240-300 cm**

Mitat: 180/240/300 x 76 cm  
Max. 2 x 150 kg  
Antislip-pinta, taittosaranat, kantokahva ja lukitus.  
Turvalukot pitävät rampit kiinni toisissaan käytön aikana.  
Välitapit toimivat jalkoina, kun ramppi on kokoontaitettuna ja pitävät rampit paikoillaan käytön aikana.

**Suurin nousukorkeus:**  
**36, 48 tai 60 cm**



Turvalukko pitää rampit kiinni toisissaan



Välitapit toimivat jalkoina kun ramppi on kokoontaitettuna




Kokoontaitettava kantokahva



Kuljetuslukitus



Korkeat ja turvalliset sivureunat



**Mobilex SC-045 ja SC-180 - kokoontaitettavat salkkurampit**

Tuotenro	Malli	Pituus	Leveys	Nousukorkeus	Paino	Max. kuorm.
804663036	Salkkuramppi 45 cm	45 cm	76 cm	10 cm	4,5 kg	300 kg
804663016	Salkkuramppi 180 cm	182 cm	77 cm	36 cm	18 kg	300 kg



**Rehasense Spectrum - kokoontaitettavat salkkurampit**

Tuotenro	Malli	Pituus	Leveys	Nousukorkeus	Paino	Max. kuorm.
805010041	BROADBAND Spectrum 700	70 cm	76 cm	14 cm	6,3 kg	300 kg
805010042	BROADBAND Spectrum 900	90 cm	76 cm	18 cm	7,6 kg	300 kg
805010043	BROADBAND Spectrum 1200	120 cm	76 cm	24 cm	9,5 kg	300 kg
805010044	BROADBAND Spectrum 1500	150 cm	76 cm	30 cm	11,5 kg	300 kg



**Rehasense Defrag - kokoontaitettava salkkuramppi, pari**

Tuotenro	Malli	Pituus	Leveys	Nousukorkeus	Paino	Max. kuorm.
805010061	BROADBAND Defrag 1800	180 cm	76 cm	36 cm	2 x 7,1 kg	2 x 150 kg
805010062	BROADBAND Defrag 2400	240 cm	76 cm	48 cm	2 x 10,6 kg	2 x 150 kg
805010063	BROADBAND Defrag 3000	300 cm	76 cm	60 cm	2 x 12,4 kg	2 x 150 kg

Värit ja materiaalit



Alumiini



Musta anti-slip



Anti-slip



Testattu ja hyväksytty ISO 11199-2:2005 laatustandardin mukaisesti, ovat CE-merkittyjä ja täyttävät lääkinnällisten laitteiden EU Direktiivin 93/42/EEC vaatimukset.

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
Camp Mobility © 2022



Mobilex A/S  
Grønlandsvej 5  
8660 Skanderborg Denmark  
info@mobilex.dk  
www.mobilex.dk



Rehasense Sp.z o.o.  
Sulejowska 45  
97-300 Piotrków Trybunalski Poland  
www.rehasense.com