

# Artromot K1 Classic CPM-laite



## Kokeile vuokrausta!

Artromot K1 CPM-laite  
280,-/kk  
+ aloitusmaksu 59,-

## Alaraajojen kuntoutukseen koti- ja laitospöyttöön

CPM (Continuous Passive Motion) on mobilisoivaa liikehoitoa etenkin polvileikkauksien jälkeen. Artromot K1 Classic CPM-laite soveltuu sekä klinikka- että kotihoitoon polvi- ja lonkanivelen mobilisointiin. Käsihjaimen säädöt on opastettu yksinkertaisin kuvin.

CPM-laitetta käytetään sekä ennen että jälkeen leikkauksen. Käyttö nopeuttaa toipumista ja liikkeelle lähtöä leikkauksen jälkeen. Lisäksi käyttö vähentää kipua, ehkäisee jäykkyyttä ja lisää liikelaajuutta.



## ARTROMOT®-K1

### Indikaatiot

- Artrotomia ja artroskopia yhdessä nivelleikkauksen artrolyysin kanssa
- Hoito nukutettujen potilaiden nivelten mobilisoinnin jälkeen
- Murtumien ja pseudoartroosin kirurginen hoito
- Liikuntastabiili osteosynteesi
- Pehmytkudoksen leikkaukset nivelalueella
- Patellektomia
- Korjaava osteotomia
- Meniskektomia
- Polven/lonkan kokonaisproteesi
- ACL/PCL-rekonstruktio
- Monimutkainen polvileikkaus
- Nivelrustoleikkaus, esim. autologinen kondrosyyttiisiirto (ACT)

### Ominaisuudet

- ARTROMOT-K1 yhdistää aikatestatun ARTROMOT CPM-laitteen ominaisuudet uusimpaan tekniikkaan
- ARTROMOT-K1 on kehitetty vaatimaan käyttöön niin klinisissä olosuhteissa kuin kotihoito-/vuokraus-ohjelmissa
- ARTROMOT-K1 käyttö on tehty helpoksi ja intuitiiviseksi käsiohjaimen avulla, jossa helposti ymmärrettävät symbolit ja painikkeet
- 2 vuoden takuu

### Tilaustiedot

Tuotenumero	Kuvaus
<b>805180001</b> (80.00.045)	<b>ARTROMOT-K1 Classic</b>
(80.00.040)	ARTROMOT-K1 Standard

## K1 Kuljetuspöytä (LI)

### Indikaatiot

K1 CPM -laitteen helppo kuljetus ja siirtäminen sairaalassa tai klinikalla paikasta toiseen

### Ominaisuudet

- Kevyt ja kestävä alumiinirakenne
- Neljä kääntyvää pyörää helpottaa liikkumista
- Vaatii peruskokoonpanon, mukana kuusiotyökalu



### Tilaustiedot

Tuotenumero	Kuvaus
80.00.055	K1 Transport Trolley

## Vuokraus ja jälleenmyynti

### Camp Scandinavia Oy /

### Camp Mobility

Patamäenkatu 5  
33900 Tampere  
09-350 76 310  
info@campmobility.fi  
www.campmobility.fi

## Vaihtohihnat Reisi/Pohje (VA)

### Indikaatiot

Reisi- ja pohjihihnojen vaihtoon tai korjaukseen kaikissa K1 CPM -laitteissa

### Ominaisuudet

- Mukana 1 hihna ja 2 hihnan pidikettä

### Tilaustiedot

Tuotenumero	Kuvaus
2.0013.059	Vaihtohihnat reisi/pohje



## Vaihtohihna jalkahihna (VA)

### Indikaatiot

Jalkahihnan vaihtoon tai korjaukseen kaikissa K1 CPM -koneissa/laitteissa

- 1 jalkahihna soljilla

### Tilaustiedot

Tuotenumero	Kuvaus
2.0013.087	Vaihtohihna jalkahihna



Maahantuonti:  **DJO**® POWERING MOTION™