



Comet Pro sähkömopo 15 km/h

Riippumatta siitä, haluatko piipahtaa lähikaupassa, tehdä pidemmän matkan kaupunkiin tai mennä vielä kauemmaksi, uusi Comet Pro vie sinut mihin etäisyydelle haluat mukavuudesta, turvallisuudesta ja tyylistä tinkimättä.

Invacare[®] Comet Pro:n tehokkaat toiminnot yhdistettynä kehittyneisiin turvaominaisuuksiin ja lisävarusteisiin takaavat nopean, tehokkaan ja luotettavan ajon. Comet Pro:ssa on poikkeuksellisen hyvät ajo-ominaisuudet ja moderneja, esteettisiä ominaisuuksia.

Voimakkaat 75 Ah:n akut ja paranneltu jousitus takaavat jopa 60 km:n ajomatkan vaikeassakin maastossa. Max. käyttäjäpaino 160 kg.



Yes, you can.[®]

Riippumatta siitä, haluatko piipahtaa lähikaupassa, tehdä pidemmän matkan kaupunkiin tai mennä vielä kauemmaksi, uusi Comet Pro vie sinut mihin haluat, mukavuudesta, turvallisuudesta ja tyylistä tinkimättä.

Premium suorituskyky ja ohjattavuus

Parantuneiden ajo-ominaisuuksien ja suurien 2 x 75 Ah:n akkujen ansiosta **Comet Pro**:lla voit nauttia pidemmistä ja haastavammista matkoista kaupungin rajojen ulkopuolella. Suuret 13" etu- ja takapyörät yhdistettynä erinomaiseen jousitusjärjestelmään mahdollistavat turvalliset reuna- ja esteiden ylityksen sujuvasti ja mukavasti. Lisäksi automaattinen nopeuden hidastus hidastaa vauhtia ajaessasi käännöksistä suurella nopeudella, mikä lisää vakautta ja turvallisuutta.

TÜV-testattu

Comet PRO on läpäissyt saksalaisen itsenäisen TÜV-laboratorion turvallisuustestit, joka varmistaa, että käyttäjät voivat luottaa siihen, että heillä on mopoo, joka täyttää viimeisimmät eurooppalaiset lääketieteellisiä laitteita koskevat standardit.

Mopossa oleva elektroninen nopeuden hidastusjärjestelmä vähentää automaattisesti kierroslukuja käännöksissä ja varmistaa, että käyttäjät voivat ajaa mopolla turvallisesti ja mukavasti myös käännöksissä.

Lisäksi kaksisuuntainen moottorinvapautuskytkin estää renkaiden vapaan pyörimisen, jos mopoo vahingossa joutuu vapaalle.

Kompakti ja moderni design

Sekä mukavuutta että tarkkuutta ajatellen suunniteltu Comet Pro tarjoaa poikkeuksellisen hyvän ohjattavuuden jopa tiukoissa ja haastavien tiloissa. Lisäksi ergonominen ohjaus takaa optimaalisen ajoasennon, mikä mahdollistaa nautinnollisen ja rentouttavan matkanteon.



Ominaisuudet



Parempi jousitus

Tasaista ja miellyttävää ajoa hankalassakin maastossa.



Easy-drive pitää ajosuunnan vakaana

Easy-drive -ajosuunnan stabilointijärjestelmä pitää ajosuunnan suorassa linjassa suurillakin nopeuksilla, mikä lisää turvallisuutta ja vakautta.



Säädettävä ohjauspylväs

Säätövipu on sijoitettu käsijarrua vastapäätä, johon on helppo ylettyä. Yhdessä säädettävän kääntöistuimen kanssa voit säätää itsellesi juuri sopivan ajoasennon.



Ergonominen ohjaustanko

Ergonomisesti suunniteltu ohjaustanko tekee ohjaamisesta helpompaa ja kontrolloidumpaa.



Käsijarrut

Varmistaa jarrutuksen nopeissakin tilanteissa.



Integroidut jarruvalot

HD jarruvalot varoittavat ihmisiä, kun mopo hidastaa vauhtiaan.




Moottorin vapautuskytkin

Kaksoistoiminto estää mopoa vahingosta joutumasta vapaalle.



Automaattinen nopeuden hidastin

Tämä ominaisuus hidastaa automaattisesti vauhtia kääntyessä.



Kustomoi moposi eri väreillä ja lisävarusteilla

Voit valita 10 eri väristä ja 25 lisävarusteesta kustomoidaksesi scooterisi yksilölliseksi oman makusi ja tarpeidesi mukaan. Lue lisää www.invacarescooter.com.

Tekniset tiedot

	Selkäosan leveys	Istuinsyvyys	Istuinkorkeus	Selkäosan korkeus	Ajoyksikön leveys	Kokonaispituus	Paino
Comet Pro	510 mm	Comfort & Deluxe: 470 mm Premium: 460 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	Comfort: 500 mm Deluxe: 490 mm Premium: 630 mm	665 mm - 685 mm	1450 mm	136 kg

	Painavin osa	Max. käyttäjäpaino	Akkukapasiteetti	Kääntösäde	Max. esteen- ylityskyky	Maavara	Max. kallistuskulma
Comet Pro	approx. 63 kg	160 kg	2 x 12 V 74 Ah (C20) GEL	2750 mm	100 mm	100 mm	10°

	Max. ajomatka	Max. nopeus	Moottoriteho	
				1. Peak performance
Comet Pro	10 km/h: 60 km 13 km/h: 59 km 15 km/h: 59 km	10 km/h 13 km/h 15 km/h	10 km/h: 550 W / 1300 W ¹ 13 km/h: 550 W / 1500 W ¹ 15 km/h: 550 W / 1600 W ¹	

Värit ja materiaalit



Musta verhoilu



Valkoinen Sähkösininen Jadevihreä Luxor beige Kupari



Karmiinpun. Iconic Chrome Diamond Silver Safiirinsininen Punainen



Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility Finland 2019