



Comet Ultra sähkömopo 15 km/h – Max. 220 kg

Invacare[®] **Comet Ultra** on suunniteltu erityisesti max. 220 kg:n painoisille käyttäjille. Comet Ultra:ssa on kaikki samat ominaisuudet kun Comet Pro:ssakin, mutta lisäksi siinä on suuret pyörät, voimakkaampi moottori, vahvistettu istuinpylväs ja erityismuotoiltu Ultra Seat -istuin, joka on kehitetty yhdessä terapeuttien kanssa varmistamaan parhaan istuma-asennon ja mukavuuden. Lisäksi pneumaattisesti säädettävä lannerangan tuki lisää mukavuutta. Myös vahvistetut istuinalueet ja säädettävät käsitetarjoajat tarjoavat erinomaisen tuen ja mahdollistavat käsitetarjoajan käytön lisätukena mopoon ja siitä pois siirryttäessä. Neljä yksilöllisesti säädettävää jousitusyksikköä varmistavat isommallekin käyttäjälle mukavan ajokokemuksen.

Comet Ultra on saatavana 4-pyöräisenä. Ajomatka yhdellä latauksella 50 km. Nopeus 10 km/h. Laaja valikoima runkovärejä. Lue lisää www.invacarescooters.com



Yes, you can.[®]

Ominaisuudet



Uniikki jousitusjärjestelmä
Paranneltu jousitus tarjoaa erinomaisen mukavuuden suuremmillekin henkilöille.



Vahvistettu istuinpylväs
Varmistaa tukevan, vakaan ja turvallisen istumisen.



Vahvistetut käsiet
Kestää isompaakin rasi- tusta mopoon siirryttäessä ja moposta noustessa.

Tekniset tiedot

	Selkäosan leveys	Istuinsyvyys	Istuinkorkeus	Selkäosan korkeus	Ajoyksikön leveys	Kokonaispituus	Paino	Painavin osa
Comet Ultra	660 mm	535 mm	Min. 440 mm Max. 510 mm	515 mm	665 - 685 mm	1450 mm	148 kg	noin 63 kg
	Max. käyttäjäpaino	Akkukapasiteetti	Kääntösäde	Max.esteen- ylityskyky	Maavara	Max.kallistuskulma	Max. ajomatka	Max. nopeus
Comet Ultra	220 kg	2 x 12 V/75 Ah (C20) AGM	2750 mm	100 mm	100 mm	10°	49 km	10 km/h

Moottoriteho



Comet Ultra 10km/h: 650 W / 1800 W¹

1. Peak performance

Värit ja materiaalit



Musta verhoilu



Valkoinen



Sähkösininen




Jadevihreä



Luxor beige




Kupari



Karmiininpun.



Iconic Chrome



Diamond Silver



Safiirinsininen



Punainen



Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com

Pidätämme itsellämme oikeuden
muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä
ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© Camp Mobility Finland 2019