

# JBH®

## Sähkömopo FDB02



## FDB02



### Kokoontaittava sähkömopo FDB02 max. 6 km/h

JBH® FDB02 on kompakti, pienikokoinen, kokoontaitettava sähkömopo, jota on helppo kuljettaa ja se mahtuu hyvin auton tavaratilaan. Automaattinen kokoontaitto avainpainikkeella tai manuaalisesti muutamassa sekunnissa. Tehokkaat kaksoismootorit PG-ohjaimella ja helppokäyttöinen ohjauspaneeli, jossa mm. nopeudensäätö ja yhden painikkeen ON/OFF-ohjaus. Lentoyhtiöiden hyväksymät 24V 6Ah pitkän ajomatkan lithium-akut. Vaivatonta langattomia akuita on ladattavissa mopossa tai irrallaan.

Takavetoiset 7,5" kiinteät PU-renkaat, jossa hyvä vakaus ja kestävä, kulutusta kestävä, pitkä käyttöikä. Laadukas, hengittävä, iskunvaimennuksella varustettu keinoahkaistuin.

Sähkömagneettiset jarrut ja kaatumisesteet varmistavat turvallisen laskeutumisen ja nousun ja nopean pysähtymisen.

Asennettu käyttövalmiiksi pakkaukseensa, voit käyttää suoraan, heti laatikosta pois otettaessa. Vakioväri punainen tai sininen. Ajomatka 20 km, max.kuormitus 120 kg.

**CAMP**  
MOBILITY

## Ominaisuuksia



Ylöskääntyvät, säädettävät käsiet






Pyörälliset kaatumisesteet



Korkeussäädettävä ohjaustanko



Automaattinen kokoontaitto avainpainikkeella

-  Pause
-  Fold
-  Unfold



Digitaalinen ohjauspaneeli



Irrotettavat 24V / 6Ah litium-akut x 2

## Tekniset tiedot

Mallinro	FDB02	Mallinro	FDB02
Rungon materiaali	Alumiiniseos	Renkaat	PU-puhkeamaton umpirengas
Kokoontaitto	Manuaalinen/Automaattinen	Eturengas 6,5"x2"	Eturengas 6,5" x 2"
Kokonaismitat	1000*500*960 mm	Takarengas 7,5"x2,15"	Takarengas 7,5" x 2,15"
Kokoontaitettuna	500*400*740 mm	Nopeus	0-6 km/h
Pakkauksen koko	590*490*850 mm	Ajomatka	20 km
Nettopaino	27,8 kg (ilman akkuja)	Kuormitus	120 kg
Kokonaispaino	30,8 kg (akun kanssa)	Kallistus	0-8°
Pakkauksen paino	37 kg	Kääntösäde 1,2m	Kääntösäde 1,2 m
Maavara	170 mm max / min	Moottori	24V / 270W harjamoottori
Käsinojan etäisyys	500-540 mm säädettävissä	Ohjain	PG-ohjain
Käsinojan korkeus	730mm / 310mm F-istuin	Laturi	24V 2A
Selkänokan korkeus	850mm / 320mm F-istuin	Latausaika	Latausaika 6 h (2 akkua)
Istuinsyvyys	400 mm	Akun teho	24V / 6Ah
Istuinleveys	450 mm	Akun paino	1,2 kg / kpl
IK edestä / takaa	530 mm	Akkujen määrä	2 kpl

Valmistaja:

JBH Medical Ltd

**NANJING JIN BAI HE MEDICAL APPARATUS COMPANY LIMITED**  
No 12, Wuge Rd, Jingning, Nanjing  
Jiangsu, 211113 China

**ANHUI JIBH MEDICAL APPARATUS COMPANY LIMITED**  
No 116, Qicang Rd, Mingguang  
Anhui, 239400 China

www.jbhmedical.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.  
© 2022  
Camp Mobility Finland