



**Karma KS-747.2 4-pyöräinen sähkömopo 15 km/h
– 4-pyöräinen perusmalli, erityisvarusteilla**



Karma **KS-747.2** on helpokäyttöinen, 4-pyöräinen sähkömopo ulkokäyttöön. Mopossa on tehokas 4-pyöräjousitus edessä ja takana, 4-napainen moottori, jolla onnistuu pidemmätkin ajomatkat ja epätasaisella tiellä ajo, korkeussäädettävät, sivullekääntyvät käsituet, säädettävä, kääntyvä istuin, kulmasäädettävä ohjauspylväs, lokasuojat, metallipuskuri edessä ja paljon muuta.

4-pyöräinen hydraulinen iskunvaimennusjärjestelmä on kehitetty, jotta jokainen pyörä voi vaimentaa iskuja itsenäisesti, joka takaa täydellisen ajomukavuuden. 12" suuret, etu- ja takapyörät yhdessä leveämmän akselin kanssa lisäävät merkittävästi ajovakautta.

Karma **KS-747.2** on suunniteltu käyttäjille, joiden tarvitsee ajaa matkoja epätasaisemmalla alustalla.

Ajomatka 40 km,
Max.nopeus 15 km/h,
Max.käyttäjäpaino 135 kg.

karma

A Better Wheelchair, A Better Fit

Ominaisuudet



Kulmasäädettävä ohjauspylväs ja kääntyvä istuin



Leveä akseli ja isot pyörät sekä kaatumisesteet takaavat vakaan ja tasaisen ajon.



Erittäin laajakulmaiset ajovalot - kirkkaat ja tehokkaat

Tekniset tiedot

Nopeus 15 km / h	Ajomatka 40 km	Max. kallistus 6°	Esteenylityskyky 100 mm	Kääntösäde 1660 mm	Istuinkorkeus 450/475/500 mm	Maavara 100 mm
Leveys 675 mm	Korkeus 1345~1390 mm	Pituus 1260/1280*mm	Renkaat 12"/12"	Paino 74** / 106 kg	Max.käyttäjäpaino 135 kg	Akku 2 x 50Ah
						Moottori 550W/800W***



Metallipuskuri edessä

* ilman / sis. kaatumisesteet
** ilman akkuja
*** norm. 550W / max. 800W

Värit ja materiaalit



Metallinhohto-harmaa

karma

A Better Wheelchair, A Better Fit

Karma Medical Products Co., LTD.
NO.2363, Sec. 2, University Rd.,
Min-Hsiung Shiang, Chia-Yi 621, Taiwan
Service Number: +886-5-2066688
globalsales@karma.com.tw
karmamedical.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesiifikaatioita.

© 2021 Camp Mobility Finland



CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi