



Karma KS-731 sähkömopo, 3-pyöräinen, 13 km/h – perusmalli pienellä kääntösäteellä

Karma KS-731 on helppokäyttöinen sähkömopo pienellä kääntösäteellä ulko- ja sisäkäyttöön. 3-pyöräinen versio mahtuu hyvin ahtaistakin paikoista ja on helppo ohjata. Mopossa on 3-pyöräjousitus, korkeussäädettävät sivullekääntyvät käsituet, monisäädettävä istuin, kulmasäädettävä ohjauspylväs, lokasuojat, vedenkestävät LED-ohjauspainikkeet ja paljon muuta.

“Kolmipyöräinen hydraulinen iskunvaimennusjärjestelmä” on kehitetty, jotta jokainen pyörä voi vaimentaa iskuja itsenäisesti, joka takaa täydellisen ajomukavuuden. 12” suuret etu- ja takapyörät yhdessä leveämmän akselin kanssa lisäävät merkittävästi ajovakautta.

Karma KS-731 sopii erinomaisesti pidemmällekin matkalle, ylämäkien ajamiseen ja suuremmallakin nopeudella ajamiseen. Ajomatka 40 km, Max.nopeus 13 km/h, Max.käyttäjäpaino 135 kg.

Karma

A Better Wheelchair, A Better Fit

Ominaisuudet

LED-painikkeet ohjauspaneelissa

Peruutuspeilit, vilkut ja äänitorvi

Tavarakori

Ajovalot

10/12" renkaat

Kääntyvä, korkeus-säädettävä keino-nahkaistuin ja päätuki

Ylöskääntyvät käsituet

Heijastimet

Takavalot

Lokasuojat suojaavat lialta ja mudalta



Helppokäyttöinen ohjain
LED-painikkeet näkyvät myös pimeällä





Leveä akseli ja isot pyörät
sekä kaatumisesteet takaavat vakaan ja tasaisen ajon



Erittäin laajakulmaiset ajovalot ovat kirkkaat ja tehokkaat

Tekniset tiedot



* ilman akkua
** normaali 550W / max. 800W



Värit ja materiaalit



Silver Pearl

karma

A Better Wheelchair, A Better Fit

Karma Medical Products Co., LTD.
NO.2363, Sec. 2, University Rd.,
Min-Hsiung Shiang, Chia-Yi 621, Taiwan
Service Number: +886-5-2066688
globalsales@karma.com.tw
karmamedical.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2019 Camp Mobility Finland

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi