

**Karma KS-737.2L sähkömopo, 3-pyöräinen, 15 km/h  
– suurempi malli, pidemmällä ajomatalla**

*Karma KS-737.2L* on suurempi ja painavammille käyttäjille tarkoitettu 3-pyöräinen sähkömopo ulkokäyttöön. Mopossa on voimakkaampi jousitus edessä ja takana, 4-napainen voimakkaampi moottori, jolla onnistuu pidemmätkin ajomatkat ja epätasaisella tiellä ajo, sivullekääntyvät käsivetimet, säädettävä istuin, portaattomasti kulmasäädettävä ohjauspylväs, lokasuojat jne.

Äskettäin lisätty etupyörän iskunvaimennus toimii yhdessä takapyörien iskunvaimennusjärjestelmän kanssa, ja takaa paremman ajomukavuuden. 14" suuret pyörät yhdessä leveämmän akselin kanssa lisäävät merkittävästi ajovakautta.

*Karma KS-737.2L* on suunniteltu suurempi kokoisille käyttäjille, joiden tarvitsee ajaa pidempiäkin matkoja epätasaisillakin pinnoilla. Ajomatka 75 km,  
Max.nopeus 15 km/h,  
Max.käyttäjäpaino 160 kg.

**karma**

A Better Wheelchair, A Better Fit

## Ominaisuudet

Peruutuspeilit, ajovalo, vilkut ja äänitorvi

Portaattomasti kulmasäädettävä ohjauspylväs

10/14" renkaat

Säädettävä keinoahka-istuin ja päätuki

Ylöskääntyvät käsituet

Heijastimet

Takavalot

Lokasuojat suojaavat lialta ja mudalta



### Standardi ajovalot

laajakulmaiset, kirkkaat ja tehokkaat



### Leveä akseli ja isot pyörät

sekä kaatumisesteet takaavat vakaan ja tasaisen ajon.



### Etukori

Metallinen etukori on nopea irotttaa.

## Tekniset tiedot



Nopeus  
15 km / h



Ajomatka  
75 km



Max. kallistus  
9°



Maavara  
min. 80 mm



Kääntösäde  
1395 mm



Istuinkorkeus  
445 / 470 mm



Leveys  
690 mm



Korkeus  
1360~1410 mm



Pituus  
1380/1440 mm\*



Renkaat  
10"/14"



Paino  
71\*/121.4 kg



Max.käyttäjäpaino  
160 kg



Akku  
2 x 75Ah



Moottori  
700W



\* etukorin kanssa,  
sis. kaatumisesteet  
\*\* ilman akkuja

## Värit ja materiaalit



Metallinhohto-  
harmaa

# karma

A Better Wheelchair, A Better Fit

Karma Medical Products Co., LTD.  
NO.2363, Sec. 2, University Rd.,  
Min-Hsiung Shiang, Chia-Yi 621, Taiwan  
Service Number: +886-5-2066688  
globalsales@karma.com.tw  
karmamedical.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2020 Camp Mobility Finland

# CAMP<sup>®</sup> MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5  
33900 Tampere  
+358(0)9 350 76 310  
info@campmobility.fi