



Karma KS-737.2 sähkömopo, 3-pyöräinen, 15 km/h – pienempi perusmalli, pidemmällä ajomatalla

Karma KS-737.2 on helppokäyttöinen 3-pyöräinen perussähkömopo ulkokäyttöön. Mopossa on paranneltu jousitus edessä ja takana, 4-napainen voimakkaampi moottori, jolla onnistuu pidemmätkin ajomatkat ja epätasaisella tiellä ajo, korkeussäädettävät sivullekääntyvät käsituet, korkeussäädettävä istuin ja ohjauspylväs, lokasuojat ja paljon muuta.

Äskettäin lisätty etupyörän iskunvaimennus toimii yhdessä takapyörän iskunvaimennusjärjestelmän kanssa, ja takaa paremman ajomukavuuden. Suuret 10" etu- ja 12" takapyörät yhdessä leveämmän akselin kanssa lisäävät merkittävästi ajovakautta.

Karma KS-737.2 on suunniteltu erityisesti käyttäjille, joiden tarvitsee ajaa pidempiäkin matkoja epätasaisillakin pinnoilla.

Ajomatka 50 km,
Max.nopeus 15 km/h,
Max.käyttäjätaino 135 kg.

karma

A Better Wheelchair, A Better Fit

Ominaisuudet


















Standardi ajovalot
laajakulmaiset, kirkkaat ja tehokkaat



Leveä akseli ja isot pyörät
sekä kaatumisesteet takaavat vakaan ja tasaisen ajon.
Huom. Kuvassa eri kaatumisesteet

Tekniset tiedot

 Nopeus 15 km / h	 Ajomatka 50 km	 Max. kallistus 12°	 Maavara min. 100 mm	 Kääntösäde 1275 mm	 Istuinkorkeus 445 / 470 mm			
 Leveys 645 mm	 Korkeus 1100-1170 mm	 Pituus 1200 / 1240 mm*	 Renkaat etu 10" taka 12"	 Paino 69,7**/100 kg	 Max.käyttäjäpaino 135 kg	 Akku 2 x 50Ah	 Moottori 550W / 800W***	

* ilman / sis. kaatumisesteet
** ilman akkuja
*** norm. 550W / max. 800W

Värit ja materiaalit



Metallinhohto-
harmaa

karma

A Better Wheelchair, A Better Fit

Karma Medical Products Co., LTD.
NO.2363, Sec. 2, University Rd.,
Min-Hsiung Shiang, Chia-Yi 621, Taiwan
Service Number: +886-5-2066688
globalsales@karma.com.tw
karmamedical.com

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2020 Camp Mobility Finland

CAMP
MOBILITY

www.campmobility.fi

Patamäenkatu 5
33900 Tampere
+358(0)9 350 76 310
info@campmobility.fi