

UUTUUS



### Scorpius A – kokoontaittava ja kuljetettava sähkömopo

.....  
*Invacare Scorpius A* mopo on suunniteltu erityisesti henkilöille, jotka haluavat ylläpitää aktiivista, itsenäistä elämää tinkimättä pääsystä pieniinkin tiloihin.

**Scorpius** on ihanteellinen päivittäiseen käyttöön. Kokoontaittava ja helposti mukana kuljetettava skootteri mahtuu auton takakonttiin ja on täydellinen matkakumppani niille, jotka haluavat ottaa mopon mukaan vaikka ulkomaille.

**Scorpius A** taittaa itse itsensä automaattisesti kokoon alle 10 sekunnissa yhdellä napin painalluksella. Lisävarusteena saatavana kuljetuslaukut ja isompi 17,6 Ah akku, joilla ajomatka jopa 23 km/lataus.

Paino ilman akkua alle 30 kg  
Max. kuormitus 115 kg  
Ajomatka 15 km / 23 km  
Max. nopeus 8 km/h

**Yes, you can.<sup>®</sup>**

## Ominaisuudet

**Kompakti ja kokoontaittava**  
matkoja ja varastointia varten  
77,5 x 51,2 x 54 cm

### LED ajovalot

LED-ajovalot edessä ja takana  
varustettu reaktiivisilla jarruvaloilla

### Lentokone- hyväksytyt akku

IATA ja MSDS hyväksytyt  
11.6 Ah standardi litium-ioni-  
akku voidaan ottaa lento-  
koneeseen.



### LED ohjauspaneeli

- intuitiivinen kosketusnäyttö
- kokoontaitto alle 8 sek.
- varustettu varkauden-estolaitteella

### Kestävä

8-tuumaisilla PU-pyörillä  
Scorpius liikkuu hyvin eri  
tyyppisissä maastoissa



### Taittaa itse itsensä kasaan

yhdellä napin painalluksella  
alle 10 sekunnissa



### Helppo kuljettaa

Kuljetuslaukut lisävarusteena.

## Tekniset tiedot



Selkätuen  
leveys ▼



Istuinleveys ▼



Istuin-lattia  
korkeus ▼



Mitat kokoontaitettuna  
(pit x lev x kork) ▼



Ajoyksikön  
leveys ▼



Kokonaispituus ▼

**Scorpius A**

419 mm

340mm

560mm

775 x 512 x 540 mm

512mm

953 mm



Kokonais-  
korkeus ▼



Kokonaispaino\* ▼



Max.käyttäjä-  
paino ▼



Akku-  
kapasiteetti ▼



Kääntö-  
säde ▼



Max. esteen-  
ylitys  
korkeus\*\* ▼

**Scorpius A**

953 mm

28 kg

115kg / 255 lbs

1 x 24V/11.6Ah

1140mm

50mm / 2  
inch\*\*



Maavara



Max. kallistus ▼



Max. ajo-



Max. nopeus



Moottori- ▼

**Scorpius A**

43mm / 1.7in

6°

15km


8 km/h

250W, 4600 r.p.m


## Värit ja materiaalit



White



Red



Black Mesh  
verhoilu

\*Paino ilman akkua  
\*\* Mitattu ylitysnopeudella

Invacare International Sàrl  
Route de Cité-Ouest 2 - 1196  
Gland Switzerland  
Tel: +41 (0)22 354 60 10  
www.invacare.eu.com