



Yes, you can.®

Invacare Colibri



Invacare Colibri 3- tai 4-pyör. max. 8 km/h

Invacare® Colibri on tyylikäs, värikäs, kevyt ja yksinkertainen microkokuoluokan sähkömopo lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka haluavat viettää itsenäistä elämää.

Ainutlaatuisen patentoidun Invacare LiteLock™ -lukitusjärjestelmän ansiosta mopon voi helposti purkaa osiin ilman työkaluja. Osina mopo mahtuu lähes minkä tahansa auton tavaratilaan. Pienen kokonsa ansiosta Colibrilla on helppo liikkua kapeissa ja ahtaissa tiloissa.

Saatavana 3-pyöräinen ja 4-pyöräinen malli ja 5 eri trendikästä väriä.

Max. nopeus **8 km/h**.
Max.kuormitus **136 kg**.

CAMP[®]
MOBILITY

Ominaisuuksia



Helppo ohjata

Säädettävä ohjauspylväs

Viisi iloista väriä!
Varastoväri sininen

Helppo purkaa, kasata ja ottaa matkalle mukaan
Enää ei tarvitse miettiä pitkään miten mopo puretaan. Colibrin purkaa kuljetuskuntoon alle minuutissa.


Lisävarusteena suuremmat renkaat ja akut
Jos haluat ajaa pidempiä matkoja ja epätasaisessa maastossa kuten mukula-kivikaduilla, kannattaa valita suuremmat pyörät ja voimakkaammat akut. Colibrin voi ladata suoraan pistokkeesta tai ladata vain akut.

Pehmeä, pehmustettu kääntyvä istuin ylöskääntyvillä käsinojilla
parantaa ajomukavuutta. Lisämukavuutta tarjoaa myös "easy fit" -istuinjousitusjärjestelmä.

Tekniset tiedot

	Istuinleveys	Istuinsyvyys	Istuinkorkeus	Selkäosankork	Kokonaisleveys	Max esteen ylityskyky	Max kallistus	Moottoriteho
<i>Invacare Colibri</i>								
	465 mm	400 mm	370 - 420 mm	385 mm	505 mm	45 mm	6° / 10,5%	200 W
	Ajomatka	Nopeus	Kokonaispituus	Paino	Max.käytt.paino	Akkukapasiteetti	Kääntösäde	
<i>Invacare Colibri</i>								
	16 km	8 km/h	1010 mm	42 kg (12 Ah) 46 kg (18 Ah)	136 kg	2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	1940 mm	LiteLock™ system
	16 km	8 km/h	1010 mm	44 kg (12 Ah) 49 kg (18 Ah)	136 kg	2 x 12 Ah 2 x 18 Ah	2200 mm	PATENTED ALL RIGHTS RESERVED


Värit ja materiaalit



Musta verhoilu



Sininen



Punainen



Vihreä



Valkoinen



Oranssi

Valmistaja:
Invacare International Sàrl
Route de Cité-Ouest 2 - 1196
Gland Switzerland
Tel: +41 (0)22 354 60 10
Fax: +41 (0)22 354 60 11
hqeurope@invacare.com
www.invacare.eu.com