

Safe, solid, secure: The Invacare® Leo



VANKKA, TURVALLINEN JA HELPPO KÄYTTÄÄ

Turvallisuusominaisuuksiensa ansiosta "Leo" on luotettava kumppani päivittäisissä askareissa vapaa-ajan retkillä ja rentouttavissa hetkissä pois kotoa. Vankka runko, voimakas moottori, älykäs elektroniikka ja ainutlaatuinen tyylikäs ulkonäkö.



Yes, you can.®

Leo on tällä hetkellä markkinoiden paras valinta mini-skootterien luokassa.

Leo sopii jokaiselle, jolle itsenäinen liikkuminen ja vapaus on tärkeää. - Pääset Leon kanssa mihin ja milloin haluat – mukavasti ja turvallisesti.

Suunnitteletko viikonloppumatkaa?

Leon voi helposti purkaa 5 osaan ilman työkaluja. Leo sopii lähes jokaisen auton tavaratilaan, on helppo purkaa ja koota ja kuljettaa mukana.



PERFECT CHOICE

Uusi valikoima käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia takaa turvalliseen ja vakaan ajon.

Korkean standardin design ja tekninen insinööritö takaa parhaat mahdolliset ominaisuudet.

THE INVACARE LEO OFFERS MANY SOPHISTICATED SAFETY FEATURES:



Takajarruvalot

Jarruvalot syttyy, kun hidastat vauhtia.



Älykkäät valot

Vaikka polttimo olisi palanut valo efekti toimii, jos muut valot toimivat normaalisti.

Luotettava elektroniikka

Vain parasta laatua olevat johdotukset ja muut elektroniset yhdistämiset.

2 kohdan moottorin vapautuskytkin

Kahden kohdan vapautusvipu estää vahingossa vapaalle kytkeytymisen.

Korroosiosuojattu runko

Pintakäsittely korroosiota estävillä aineilla. Estää ruostumisen ja pidentää mopon ikää.

Selkeä ohjauspaneeli

Helposti ymmärrettävässä ohjauspaneelissa kupolipainikkeet. LED valot ja äänimerkit ilmoittavat mikä painike on aktivoitu.



Akun latauksen ilmaisin

Akun alhaisesta latauksesta varoittaa sekä vilkkuvat valot että piippausääni.

Vankka ja vakaa

Leo on turvallisuustestattu 136 kg käyttäjälle.



Täydellinen valaisinjärjestelmä

Modern 'Xenon'-style ajovaloissa lisää näkyvyyttä ja vähemmän virran-kulutusta verrattuna perinteisiin mopoihin, mahdollistaa pidemmät ajomatkat ilman latausta.

Integroidut vilkut infoavat muita tiellä liikkuja jalankulkijoita, kun olet aikeissa kääntyä. Vilkut sammuvat automaattisesti 30 sekunnin kuluttua, jos et muista itse sammuttaa niitä.



Kestävyystakuu

Helppo huolto ja korjaaminen on avainasia Leon suunnittelussa.

Luotettavuuden takaamiseksi on kehitetty useita ominaisuuksia kuten sisäiset lokasuojat laadukas suojattu kaapelointi, sulakkeet ja kiinnikkeet vakiona estävät veden pääsyn moottoriin, joka on pääsyy rikkoonumisiin. main causes of failures and break downs. Akkuihin ja elektroniikkaan pääsee helposti käsiksi huoltotilanteessa, avaamalla vain mopon rungon kansi.

Stable, Trusty, Durable: The *Invacare*® Orion



Haluaisitko ajaa pitkiäkin matkoja mukavasti ja turvallisesti? Jos nautit päivittäisistä kauppareissuista tai pidät jopa pidemmistä matkoista *Invacare*® **Orion** antaa vapauden ajaa joka paikkaan huoletta. Suuret akut antavat kapasiteetin käydä kaukanakin kotoa. Nauti vakaasta ajosta missä maastossa tahansa. Tukeva, täysin jousitettu tunko ja isot pyörät auttavat helposti yli esteiden epätasaisellakin alustalla.



Yes, you can.®



LUOTETTAVA JA HELPPO HUOLTAA

Orionissa on paljon ominaisuuksia, jotka takaa turvallisen ja tasaisen ajon. Älykäs elektroniikka, varoitusmerkkivalot ja -äänet. Valot toimivat vaikka jokin polttimo lakkaisi toimimasta.

Elektroninen svauhdin hidastus toimii automaattisesti esteitä ylittäessä.

Huippulaadukkaat komponentit varmistavat että tuotetta on helppo huoltaa. Akut ja sähköosiin on helppo päästä käsiksi. Kaikki osat on on suojattu korroosiolta ja vedeltä ja lialta.

COMFORT IN MIND

Ergonominen ohjaus on suunniteltu erityisesti helpottamaan käsien väsymistä pitkillä ajomatkailloilla. Käyttäjystävälliseksi suunniteltu säädettävä ohjauspylvään säätövipu on sijoitettu käsi-jarrua vastapäätä, johonon helppo ylettyä. Yhdessä säädettävän kääntöistuimen kanssa voit säätää itsellesi juuri sopivan ajoasennon.



Rugged, Robust, Reliable: The Invacare® Comet

ENJOY A SAFE DRIVE



Turvalliseen, nopeaan ja luotettavaan matkantekoon *Invacare®* Comet. Menetpä sitten lähi supermarkettiin tai pitkälle ulkoilumatkalle, Comet vie sinut sinne minne tahdotkin, nopeasti ja luotettavasti.



Yes, you can.®



TURVALLISEEN AJOON

Comet mopossa on suuret pyörät, voimakas moottori ja eri alustoille säädettävä jousitus. Cometilla esteiden ylitys ja epätasaisella ja päällystämättömällä alustalla ajo on helppoa. Nopeuden ja suurien akkujen ansiosta voit mennä jokapaikkaan ja mihin tahansa pidemmälle ja nopeammin. Automaattinen hidastus esteitä ylittäessä tekee ajelemisesta turvallista. Älykäs elektroniikka kertoo sinulle milloin akut tulee ladata. Vilkut sammuvat automaattisesti. Tuplapolttimot ajo- ja jarruvalois- sa lisäävät käyttövarmuutta ja turvallisuutta.

RELAXING AND RELIABLE

Comet on rakennettu käyttömukavuus mielessä. Ergonomiset käsikahvat helpottavat tarkkaa ajoa pienessä tiloissa ja lepuuttavat käsiä pidemmillä matkoilla.

Pehmeä kääntöistuin mahdollistaa oikean ajosäntön ja antaa sinut liikkua ajon aikana. Kaikki komponentit ovat huippulaadukkaita. Comet on paitsi luotettava, myös helppo huoltaa. Akkuihin, elektroniikkaan, moottoriin ja kaapeleihin pääsee käsiksi helposti vain suoja-kuori irroittamalla. Kaikki osat ovat suojattu korroosiota vastaan sekä suojattu vedeltä ja lialta.






THE INVACARE ORION AND COMET OFFER A WIDE RANGE OF SAFETY FEATURES



Käsijarrut
Varmistaa
jarrutuksen
nopeissakin
tilanteissa.



**Automaattinen
vauhdin
hidastin**
Tämä ominaisuus
hidastaa automaattisesti vauhtia
kääntyessä.



**Täysi
jousitus**
Täysin jousitettu
alusta tarjoaa
mukavaa ajoa
kaikissa tilanteissa.



Yes, you can.®



Täydellinen valaisinjärjestelmä ajovaloissa kaksoispolttimot

Kaksoispolttimot lisäävät näkyvyyttä. Vilkut sammuvat automaattisesti 20 sekunnin jälkeen. Vilkut voi ohjelmoida äänettömiksi tai äänisignaalin kanssa.



Akun latauksen ilmainen

Akun latauksen visuaalinen näyttö ja äänisignaali kertovat milloin akut pitää ladata.

Isot pyörät

Tarjoavat turvallisuuden tunteen kynnysisiä ja esteitä ylittäessä.



Integroidut jarruvalot
HD jarruvalot varoittavat ihmisiä kun mopo hidastaa vauhtiaan.

Peruutusääni

Merkkiääni (piip) varoittaa ihmisiä kun mopolla peruutetaan.

Kaatumisesteet

Estävät mopoa kaatumasta taaksepäin kun ylitetään korkeita esteitä tai mennään jyrkkään ylämäkeen.

Korroosiosuojattu runko

Korroosiota vastaan käsitelty runko pidentää mopon ikää.



Sisälokasuojat

Suojaa elektroniikkaa ja voimansiirtoakselia lialta ja vedeltä.

Älykäs valaistus

Vain valo, jonka on polttimo on hajonnut sammuu, muut toimivat. (mopo on silti näkyvä).

Luotettava elektroniikka

Luokansa laadukain kaapelointi ja sähköliitännät lisäävät luotettavuutta.

Kestävyystakuu

Helppo ja vähäinen huollettavuus on suunnittelun avainasia. Akkuihin ja elektroniikkaan pääsee helposti käsiksi.



Moottorin vapautuskytkin

2 toiminto estää mopoa vahingosta joutumasta vapaalle.



Ohjauspaneeli

Selkeä ohjauspaneeli, kohonäppimillä LED valot ja äänisignaalit kertovat mitä toimintoa on painettu.

Ergonominen ohjain

Estää käsien väsymisen pitkillä matkoilla.

Tekniset tiedot, ominaisuudet ja lisävarusteet

LISÄVARUSTEET

		LEO	ORION	COMET
Keppiteline		•	•	•
Kävelytelineen pidike		•	•	•
Juomateline			•	•
Happipulloteline		•	•	•
Lukittava etukori		•	•	•
Takakori		•	•	•
Istuinlaukku			•	•
Irrallinen lataussetti		•	•	•
Sivupeilit		•	•	•
Lantiovyö		•	•	•
Turvaliivi			•	•
Istuinpäällinen			•	•
Suojapeite		•	•	•
Käyttötuntilaskin			•	•
Istuinhissi				•
Istuimen jousitus			•	•
Runkoväri		 Moonstone Silver  Sapphire Blue	 Moonstone Silver  Onyx Blue	 Moonstone Silver  Onyx Blue
Verhoilu		 Grey/Black vinyl	 Black vinyl	 Black vinyl

Invacare Ltd, South Road, Bridgend Industrial Estate,
 Bridgend, CF31 3PY - United Kingdom - Tel : (44) 1656 664 321
www.invacare.co.uk - uk@invacare.com



Yes, you can.®



Sivupeilit


Irrotettavat peilit voi asentaa vasemmalle tai oikealle.



Keppiteline



Happipulloteline



Istuinlaukku



Lukittava tavarakotelo



Kävelytelineen pidike



Irrallinen lataussetti

Mikäli akkuja halutaan ladata irrallaan.



Turvavyö

Lantiovyo metallisella autolukolla.



Takakori



Suojapeite

ACCESSORIES

TEKNISET TIEDOT

• LEO 3 pyör. / * 4 pyör. • ORION 3 pyör. / * 4 pyör. • COMET 3 pyör. / * 4 pyör.



- 47 cm
- 51 cm
- 51 cm



- 41 cm
- 47 cm
- 49 cm



- 46 - 56 cm
- 42 - 49,5 cm
- 44 - 51,5 cm



- 47,5 cm
- 51 cm
- 55 cm



- 59 cm
- 62,5 cm
- 66 cm



- 122 cm
- 127/*129 cm
- 145/*147,5 cm




- 54/59* kg (ilman akkuja)
- 78/83* kg (akuilla)
- 71/*78 kg (ilman akkuja)
- 103/*110 kg (akuilla)
- 81/*84 kg (ilman akkuja)
- 133/*136 kg (akuilla)



- 136 kg
- 136 kg
- 160 kg



- 2 x 36 Ah
- 2 x 50 Ah
- 2 x 75 Ah



- 116/131* cm
- 112,5/*140 cm
- 156,5/*163 cm



- 6 cm
- 8 cm
- 10 cm



- 7 cm
- 9 cm
- 13,5 cm



- 10°
- 8°/*12°
- 10°



- 240 W
- 6 km/h : 240 W - 500 W⁽¹⁾
- 10 km/h : 240 W - 600 W⁽¹⁾
- 12 km/h : 250 W - 1200 W⁽¹⁾
- 10 km/h : 250 W - 1200 W⁽¹⁾
- 12,8 km/h : 250 W - 1200 W⁽¹⁾
- 15 km/h : 250 W - 1200 W⁽¹⁾



- 36 km
- 42 km
- 60⁽²⁾ - 55⁽³⁾ km



- 8 km/h
- 6-10-12 km/h
- 10-12,8-15 km/h

⁽¹⁾ Peak performance - ⁽²⁾ 10 km/h - ⁽³⁾ 12,8 km/h / 15 km/h

OMINAISUUDET

	LEO	ORION	COMET
Ohjauspaneeli: Selkeät näppäimet	•	•	•
Ohjauspaneeli: Kupolinäppäimet, LED valot ja merkkiään	•	•	•
Akun varauksen tunnistus visuaalinen ja ääni	•	•	•
Käsijarrut		•	•
Automaattinen vauhdin hidastus käännytessä		•	•
Jousitus: edessä ja takana		•	•
Suuret pyörät	•	•	•
2-vaiheinen moottorin vapautusvipu	•	•	•
Valot – DUAL polttime etuvalo	•	•	•
Valot – ‘Xenon’- style valot	•		
Integroidut jarruvalot	•	•	•
Peruutuksen merkkiääni	•	•	•
Kaatumiesteet	•	•	•
Korroosiolta suojattu runko	•	•	•
Valojen suojausjärjestelmä	•	•	•
Roiskesuojaus	•	•	•
Elektroniikka	•	•	•
Luotettavuustakuu	•	•	•