



Standy 3

Standy 4

### Ormesa Standy seisomatelineet lapsille, nuorille ja aikuisille

Standy-seisomateline soveltuu itsenäisesti tai avustettuna seisomaan nousevalle käyttäjälle. Seisomateline tarjoaa yksilölliset säädöt esimerkiksi rintatuessa, kanta-pidikkeissä, polvituissa ja pöytälevyssä. Seisomatelineeseen on mahdollista saada lisävarusteena niskatuki ja sivutuet lantiolle

2 kokoa: Standy 4 aikuisille  
max 120 kg  
Standy 3 lapsille ja nuorille  
110-160 cm, max 90 kg.

## Ominaisuudet

**Pöytälevy,**  
korkeussäädettävä,  
sivuilla turvalevyt

**Polvituet**  
Korkeus-, syvyys- ja  
leveyssäädöllä

**Seisontalevy**  
Liukumisen estävä  
alumiinialusta

**Kaksi kuljetuspyörää**  
seisomatelineen  
siirtotilanteisiin

**Standy 4**

**Korkeussäädettävä rintatuki**

**Turvalukot selkätuelle**

**Korkeus-  
säädettävä runko**

**Kantapidikeet**  
Syvyys- ja leveyssäädöllä

**Standy 3**



**Standy 3**

**Standy 4**



**Pöytälevy ja sivullekääntyvä Selkätuki -Standy 3**  
turvalukko lukitsee selkä-/rintatuen



**Sivullekääntyvä Selkätuki - Standy 4**  
turvalukko lukitsee selkä-/rintatuen



**Standy 3 pöytälevy**  
korkeussäädettävä ja turvalaidat



**Standy 4 pöytälevy**  
korkeussäädettävä ja turvalaidat

## Lisävarusteet



**857 - Sivutuet lantiolle**



**865 - Pää-/niskatuki**



**861 - Neljä pyörää jarruilla (paketti)**



**902 - Säädettävät jalkatuet ja hihnat (edessä)**



Tutustu tuotteisiin  
[www.ormesa.com](http://www.ormesa.com)

Lisätietoja mukaan lukien  
käyttöohjeet ja videot myös  
[www.campmobility.fi](http://www.campmobility.fi)

**ORMESA**  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •



## Tekniset tiedot

# Standy koot ja painot

	standy 3	standy 4
A: Kokonaispituus	89 cm	100 cm
B: Jalustan pituus	76 cm	85 cm
C: Korkeus jalkatuesta selkätukeen	63 to 93 cm	72 -106 cm
D: Korkeus jalkatuesta reisitukeen	81 - 121 cm	84 - 129 cm
E: Jalustan leveys	69 cm	79 cm
F: Korkeus jalkatuesta polvitukiin	24 -49 cm	30- 57 cm
G: Kokonaisleveys	74 cm	80 cm
L: Rintatuen leveys	30 cm	39 cm
H: käyttäjän pituus	110 - 160 cm	135 - 180 cm
Kokonaispaino	30 kg	38 kg
Max. käyttäjäpaino	90 kg	120 kg


Valmistaja:

**ORMESA**  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Via A. Da Sangallo,1  
06034 FOLIGNO (PG) ITALY  
TEL. +39 0742 22927  
FAX +39 0742 22637  
[info@ormesa.com](mailto:info@ormesa.com)  
[www.ormesa.com](http://www.ormesa.com)

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa  
tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja  
tuotespesifikaatioita.  
© 2021 Camp Mobility Finland

PRODUCT REGISTERED  PRODUCT MARKED 



**CAMP**  
MOBILITY

[www.campmobility.fi](http://www.campmobility.fi)

Asiakaspalvelu  
+358(0)9 350 76 310  
[info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi)  
Varaosapalvelu  
+358(0)9 350 76 312  
[varaosat@campmobility.fi](mailto:varaosat@campmobility.fi)