



# Sorg Boogie Drive



## Sorg Boogie Drive seisomateline kelauspyörillä

**SORG Boogie Drive** seisomatelineessa on kelauspyörät, jotka mahdollistavat lapsen omatoimisen liikuttamisen ja ylettymisen katsekorkeudelle. Kaasujousella toimiva teleskooppikeskuspilari voidaan säätää portaattomasti 0°– 15° kulmaan.

Käsivarren ja olkapään sekä kelauspyörän välinen oikea asento sekä renkaiden camber-kulma voidaan säätää 0° / 3° / 6° / 9° / 12°, jolloin käsien liikerata saadaan täsmälleen lapsen fyysisten mahdollisuuksien mukaiseksi.

Boogie Drivea on 3 kokoa ja ne on tarkoitettu 80–150 cm pituisille, max 60 kg lapsille ja nuorille. Rungon leveydet 36 / 40 / 44 cm (+4 cm). Kelauspyörien koot 24" / 26" / 28" / 30" / 32" / 36".

Saatavana myös Boogie Swing ja Boogie Fix seisomatelineet.

**CAMP**<sup>®</sup>  
**MOBILITY**

## Ominaisuuksia



Voidaan säätää 0°– 15° kulmaan.



Lukittava takapehmuste

Kaasujousikallistuksen jalkapoljin

Säädettävät polvi-pehmusteet

Yhtenäinen jalkalauta

Terapiapöytä



Kallistettava keskipilari

Erilliset jalkatuet jalkaremmillä

Rintakehätkä ja sivutuet

Posterioristikkoalusta kammella

## Tekniset tiedot



### BOOGIE DRIVE

Käyttäjän pituus  
koko 1: 80-110 cm  
koko 2: 100-130 cm  
koko 3: 120-150 cm

Rungon leveydet  
36/40/44 cm  
(+4 cm)

Kelauspyörät  
24"/26"/28"  
30"/32"/36"


Camber  
0°, 3°, 6°, 9°, 12°

Kallistus  
max. 15°

Max.käyttäjäpaino  
60 kg


## Värit ja materiaalit

**Runkovärit:** Kaikki perusvärit saatavana kiiltävä-metallihohto- tai matta -versiona.




### Erikoisvärit:


Metal-effect:



Dormant colours: Double-coated:




Eloksoidut: (vain tietyt mallit ja konfiguraatiot)



### Verhoilu:

Betex:



Nylon:



SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co  
Benzstraße 3-5; 68794  
Oberhausen-Rheinhausen  
Tel: +49 (0) 7254 9279-0  
Fax: +49 (0) 7254 9279-10  
e-mail: info@sorgrollstuhltechnik.de  
www.sorgrollstuhltechnik.de

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esiteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2021 Camp Mobility Finland

