

# Boogie



Kelattava seisomateline  
lapsille ja nuorille

Mahdollistaa lapsen omatoimisen siirtymisen  
ja ylettymisen katsekorkeudelle



# Boogie Drive



## Kallistettava, kelattava seisomateline

German aid index N°: 28.29.01.3010



max.käyttäjäpituus  
**150 cm**



camber  
**0°, 3°, 6°, 9°, 12°**



rungon leveydet  
**36/ 40/ 44cm**  
(+ 4 cm)




kallistus  
**Max. 15°**



rengaskoot  
**24", 26", 28",  
30", 32", 36"**



max.käyttäjäpaino  
**60 kg**



## Kuvaus

- lapsen mukana kasvava seisomateline kelauspyörillä
- 80 - 150 cm pituisille lapsille ja nuorille
- kaasujousella toimiva teleskooppi-keskuspilari voidaan säätää portaattomasti 0° - +15° kulmaan.
- olkapään ja kelauspyörän välinen oikea asento sekä renkaiden camber-kulma voidaan säätää täsmälleen lapsen fyysisten liikemahdollisuuksien mukaiseksi.

Unique people, unique solutions.

# Tekniset tiedot

Mitta	<i>Boogie Drive</i>
Rungon leveys	36 / 40 / 44 (+4 cm)
Painokapasiteetti	60 kg
Käyttäjän pituus	80 - 110 cm
koko 1	100 - 130 cm
koko 2	120 - 150 cm
koko 3	
Kallistettava	✓
Kelattava	✓




## Varusteet

Kaikki lisävarusteet löydät tilauslomakkeesta.




Lukittava takapehmuste



Jalkapoljin kaasujousikallistuksen käynnistämiseksi



Säädettävät polvisuojat




Yhtenäinen jalkalauta



Terapiapöytä



Kallistettava keskipilari



Erilliset jalkatuet jalkaremmeillä



Rintakehäätuki ja sivutuet



Posterior-ristikkoalusta ja kampi