



**Dolomite Alpha Basic**  
– **kyynärvarsituellinen, korkea kävelyteline**

DOLOMITE **ALPHA BASIC** on korkea kyynärvarsituellinen kävelyteline potilaille, jotka tarvitsevat erityistä tuentaa ja erityisen yksilöllisiä säätöasentoja käsille.

DOLOMITE **ALPHA BASIC** kävelyteline tarjoaa lisätukea kävelyharjoituksiin, artriittipotilaille, leikkauksien jälkeen tai muihin ortopedisiin tarpeisiin. Alpha kävelytelineen yksilölliset säätöominaisuudet mahdollistavat paitsi erinomaisen tuen, myös oikeanlaisen käsivarsien ja käsikahvojen säädöt käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaan.



## Ominaisuudet

### Portaattomasti säädettävät käsikahvat

DOLomite **ALPHA BASIC** operusmallissa on kaikki tarvittavat korkeus-, leveys- ja syvyys-säädöt, jotka tarvitaan käyttäjälle, joka tarvitsee lisätukea hyvän kävelyasennon säilyttämiseen. Lisäksi siinä on muotoillut, pyöreät kyynärvarsituet, jotka antavat mukavan lisätuen käsivarsille.



## Lisävarusteet ja optiot



### Advance-käsikahvat (OPTIO)

Advanced-malli mahdollistaa yksilölliset säädöt myös erityisen vaativille ja kivuliaalle potilaille. Käsikahvojen kulma, käsijarrut ja jarruvivun kahva voidaan säätää täysin käyttäjän tarpeiden mukaisesti.



### Säädettävä kahva yhdenkädenjarrulla (LI)

Sopii erityisesti halvauspotilaille.



### Yhdenkädenjarru (LI)

Mahdollistaa molempien jarrujen käytön yhdellä kädellä.



### Platform pöytätaso (OPTIO)

Sekä Basic että Advanced mallit ovat saatavana myös Platform-pöytätasolla.

## Tekniset tiedot



Basic

650 mm



700 mm



510 mm



950 - 1240 mm



620 mm



Basic

430 mm



200 mm



10.9 kg



125 kg

## Värit ja materiaalit



RAL 5022

Valmistaja: Invacare Dolomite AB  
Växjövägen 303, 343 71 Diö, Ruotsi  
p. +46 476 535 00

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.

© 2020 Camp Mobility Finland